

A photograph of a shirtless man from the waist up, standing next to a medical device. The man has his hands on his hips, showing a well-defined abdominal muscle. To his left is a white and grey medical device with two circular attachments labeled 'A' and 'B'. A small screen on the device shows a grayscale image. The background is a light blue surface with a diamond plate pattern.

C2 Vertical Magnetic Thin

Painless, sweat-free, convenient and fast

Multi-angle display

...

Simpler, higher smile
No diet, no exercise



كيف تعمل هذه الآلة؟





يعتمد النبضات الكهرومغناطيسية عالية الكثافة لبناء العضلات ونغمات البطن والذراعين والساقين والأرجل.

Bodybuilding fat burning

Get in shape easily

• • •

Simpler, higher smile
No diet, no exercise



MUSCLE SHAPING MACHINE



بناء العضلات

تحفز الانقباضات الشديدة فوق القصية رد فعل العضلات. تعيد الطاقة بناء الهيكل الداخلي ، مما يؤدي إلى إعادة نمو خلايا العضلات ، وإنشاء سلاسل البروتين والألياف العضلية. يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة كثافة وحجم العضلات.



4K HD SCREEN



4 HANDLES



يمكن اختيار مجموعة متنوعة من الأنماط والمواصفات

إزالة الدهون

يعمل بناء العضلات على تحسين إفراز الأدرينالين ، مما يجلب تأثيراً واضحًا يؤدي إلى زيادة الضخامة تحلل الدهون في الخلايا الدهنية.

الدورة الدموية لتحسين الأوعية المقاوقة

تحفز الموجات الكهرومغناطيسية الهيماوجلوبين ، وتزيد من تدفق الدم الدورة المقاوقة. الإجراء يزيد من التخلص من الخلايا الدهنية الميتة بشكل طبيعي.

كثافة عالية


يعتمد على الطاقة المغناطيسية عالية الكثافة ، والتي يمكن أن تعطي العضلات الهيكلية الكبيرة لجسم الإنسان ، وهذا TeslaSculpt المستوى المرتفع للطاقة يسمح باستجابة العضلات مع إعادة تشكيل عميقة لبنيتها الداخلية.

Working principle

Using non-invasive High-Intensity Focused Magnetic Vibration (HIFEM) technology, Magnetite uses two oversized treatment handles to release high-frequency magnetic vibration energy, which penetrates to a depth of 8cm muscle tissue, induces continuous expansion and contraction of muscles, and achieves high-frequency extreme training, deep remodeling and growth of myofibrils (muscle enlargement), and the production of new collagen chains and muscle fibers (muscle hyperplasia), thereby training and increasing muscle density and volume.

The 100% extreme muscle contraction of HIFEM technology can trigger a large amount of fat breakdown. The fatty acid concentration is too high, causing the fat cells to die and be excreted by the body's normal metabolism within a few weeks.

Therefore, Magnetic Lisu can strengthen and increase muscle, and at the same time achieve the effect of reducing fat.



تحفيز أقوى

ملف مزدوج الطبقة يولد تأثيرات كهرومغناطيسية أعمق وأقوى.

تقنية التبريد السائل

بأجهزة تطبيق مبردة بالسائل تسمح بالتشغيل لفترة طويلة دون أي مشكلة ارتفاع درجة الحرارة. 4 أدوات TeslaSculpt تم تجهيزها
تطبيق للتحفيز المغناطيسي لمعالجة جميع مخاوفك بشكل مستقل أو في وقت واحد.

Effect comparison



Before

Five weeks later

Eight weeks later



Before

After a month

Before

After a month



Before

After a month

Before

After a month

• ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ EMS

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ EMS

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ EMS

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ՝

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ **24!**