




Makro- und Mikro-Ultraschallsystem mit hoher Intensität
Nicht-chirurgische Behandlung von Gesichtstraffung, Körperstraffung und Körperkonturierung!
Produktbeschreibung




Verwenden Sie hochenergetischen Ultraschall, der sich auf die Behandlungsposition konzentriert, damit das Hautgewebe die Wärme erzeugt und Hochgeschwindigkeits-Reibungszellen erzeugt, um Kollagen zu stimulieren. Ein solcher Wärmeeffekt schadet der Epidermis nicht, da die Behandlung innerhalb von 0-0,5 Sekunden schnell und direkt an der Behandlungsstelle erfolgt, ohne das umliegende Gewebe zu berühren, und so direkt auf das oberflächliche Sehnenmembransystem (SMAS) übertragen werden kann. Straffe Haut beim Ziehen der Muskelschicht, dünnes Gesicht bis zum progressiven Effekt.




MF2.0MM

Unique ultra-thin
probe Clexis patented
technology

"Special cartridge for eyes treatment"



Body Treatment



• *Treatment Effect* •



Modell	7D-Therapiegerät Fokussierter Ultraschall
Name	Hochintensiver fokussierter Ultraschall

Griffe	Gesichtsbehandlung: 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm
	7D HF: MF2/6/9/13 L4-4,5 L7-1,5 L7-3,0
Energieausgang	0,1J-2,5J (0,1J pro Schritt)
Abstand zwischen Punkt	1,0 mm-4,0 mm
Schusslänge	5mm-25mm
Schüsse	Jede Patrone 300.000 Schuss
Bildschirmgröße	15 Zoll
Stromspannung	110V-240V, 50/60Hz

Willkommen, um weitere Produktdetails einzusehen!