



Tattooentfernung mit Pikosekundenlaser 532 755 1320 1064nm
q switch nd yag lasergerät zum entfernen von tattoos

Produktbeschreibung

Picosecond new upgrade

The maximum energy, the best effect


Smallest size

Rational design

5 treatment heads, detachable and rotatable outer wire design
a solution to a variety of skin problems




Picosecond
treatment head
treatment head
Picosecond



Handwerkerqualität, Reflektieren Sie die extremen Details Rationales Design

1. Das Produkt hat ein neuartiges Aussehen und wird hauptsächlich als heißes Modell verkauft
2. Verstellbare Griffhalterung, stark und langlebig

3. Rutschfester Griff, ergonomisches Design
4. Verlängerter Verbindungsschlauch für die Behandlung



Kleinste Größe

1. Nehmen Sie Kernkomponenten der medizinischen Ausrüstung an. Die Größe der Maschine ist kleiner.
2. Niedrigere grenzüberschreitende Fracht als gewöhnliche Maschinen.
3. Der Griff ist kleiner und bequemer zu bedienen

Über Griffe

How is it different?



5 Behandlungsköpfe, abnehmbares und drehbares äußeres Drahtdesign

1. 532: Farbige Tattoos entfernen.
2. 755 Wabenkopf: Zum Entfernen von Altersflecken, Sommersprossen und Chloasma. wenig Hautschäden
3. Einstellbarer Parameter 1064: für Tattooentfernung, Augenbrauenreinigung
4. Nicht einstellbarer Parameter 1064: Wird zum Entfernen von Tätowierungen und zum Reinigen von Augenbrauen verwendet
5. 1320: großflächige Behandlung, großer Fleck, schnelle Behandlungsgeschwindigkeit und gute Wirkung

Advantage

The maximum energy, the best effect

Laboratory data shows that the laser rod reaches 2000mj.
Precise calculation of laser value
The aiming distance of the indicator light is 6-10cm

5 treatment heads

Detachable and rotatable outer wire design

532: Remove colored tattoos.

755:honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin


Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing

1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows

1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect

Wirkungsvergleich

Working Principle



TREATMENT HEADS



532: Remove colored tattoos.



755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin



Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing



1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows



1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect

Product Features



Tattoo removal

Eyebrow embroidery removal

Freeline removal

Eyeline removal

Whitening

Skin rejuvenation

Lipline removal

Pigment treatment

Die maximale Energie, die beste Wirkung

1. Labordaten zeigen, dass der Laserstab 2000 mj erreicht.
2. Präzise Berechnung des Laserwertes
3. Die Zielentfernung der Kontrollleuchte beträgt 6-10 cm


Produktparameter

1064nm

Precise Calculation Laser Value

The aiming distance of the indicator light is 6-10cm

6-10cm



You think you can. you can
No one can stop me



Importierter Q-Switch-Kassettenmechanismus aus Stein, der gesamte Festkörperlaser, ohne Q-Switch zu ersetzen.

Tattooentfernung. Entfernen Sie schwarze, blaue, braune und rote Tattoo-Pigmente auf Augenbrauen, Augenlinie, Lippenlinie und anderen Körperteilen. Entfernen Sie Muttermal, Otas-Nävus und Hautflecken. Sofortiges Strahlen hoher Lasertechnologie, internationaler Produktionsstandard, strenge technische Prüfung.

Eine Lösung für eine Vielzahl von Hautproblemen.


Treatment **Effec**

Tattoo removal


Nevus Ota removal

Eyebrow and eyeliner removal


Lipline removal



Original pigment



Traditional laser



Picosecond Laser



Bildschirmanzeige

10-Zoll-True-Color-großer Touchscreen


Super cooles Touch-Erlebnis

6 Sprache für Ihre Wahl, Sondersprache kann hinzugefügt werden

OEM-Service wird akzeptiert, z. B. Parameter anpassen, Energie- / Fre- / Zeitumfang einschließen

Screen Image

The display screen is clear at a glance and easy to operate



10 inch true color big touch screen. Super cool touch Experience.
Special language can be added according to your actual requirements.
Your logo also can be added on diode laser screen.

Picosecond new upgrade

The maximum energy, the best effect

Smallest size

Rational design

5 treatment heads, detachable and rotatable outer wire design
a solution to a variety of skin problems



Technologie	Pico-Sekundenlaser / Nd-Yag-Laser
Funktion	Tattoo-Sommersprossen-Akne-Entfernung / Blackface-Puppenbehandlung
Griffe	5 Köpfe
Wellenlänge	1064nm 532nm 1320nm 755nm
Behandlungsbereich	Gesicht Körper Gesicht Nacken Arme Beine....
Frequenz	1-10 Hz
Stromspannung	110V/220V 50-60Hz

Warum uns wählen

15 Jahre Hersteller mit reicher Erfahrung in der Herstellung von Schönheitsmaschinen!

15 Jahre Alibaba goldener Lieferant

CE-Zertifikate genehmigt TÜV-Zertifikate genehmigt Personal Custom Made & OEM



15 Years
Laser Beauty Device
Manufacturer

Erfahrener Hersteller Sie arbeiten mit einer Fabrik mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Schönheitsgeräten zusammen, die F&E, Design, Produktion und Vertrieb integriert. Wir haben in mehr als 126 Länder exportiert und mehr als 60.000 Benutzer unterstützt, zuverlässiger und professioneller.

Professionelle F&E und neueste Technologie Durch unser professionelles F&E- und technisches Team werden die Produkte weiter verbessert, Sie erhalten die neuesten Maschinen mit den neuesten Technologien und sind immer an der Spitze der Branche, wodurch Sie in der Schönheitsbranche wettbewerbsfähiger werden.

Our Showroom



Alle Arten von Zertifizierungen Alle Schönheitsmaschinen, die Sie erhalten, haben hochwertige Zertifizierungen wie CE, FDA, TÜV, ISO 13485 usw. bestanden. Egal aus welchem Land/Gebiet Sie kommen, Sie können die Maschinen legal, sicher und effektiv nutzen.

Hervorragender ODM/OEM-Service Sie erhalten kostenlose Anpassungsdienste und exklusiven Schutz, um eine starke Garantie für Ihre Markenentwicklung zu bieten. Ihre Maschinen können einzigartig auf dem Markt sein.

CERTIFICATES



BV-France's most authoritative
certification body BV Group certification



TUV-Germany's most authoritative
certification body Rheinland certification



SGS-Switzerland's most authoritative
certification body SGS certification



Italy ECM Certification



ISO 13485

NQA medical system
certification



Production Process



Warehouse spare parts



Parts assembly



Precision machining



Handle fabrication



Product assembly process



Quality inspection
of finished products



Product packaging

Keine Sorge um Garantie und After-Sales-Service Alle Maschinen haben eine zweijährige Garantie und lebenslange Wartung, Sie erhalten einen 24-Stunden-Online-Service von einem professionellen After-Sales-Team. Wenn Sie Probleme haben, können Sie sich an unser After-Sales-Team wenden, und das Problem wird in kürzester Zeit gelöst.

Kostenlose Schulung an allen Maschinen Sie erhalten eine kostenlose Schulung und ein Schulungszertifikat. Holen Sie sich vollständige und leicht verständliche Schulungen. Auch professionelle Kosmetikerinnen bieten Online-Beratung an. Ihr Schönheitsgeschäft wird einfacher.

Produktverpackung

Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service

CONTACT US



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month