



*Verwendet hochintensive elektromagnetische Technologie, die supramaximale Muskelkontraktionen auslösen kann.

*Das sich schnell ändernde magnetische Feld induziert elektrische Wellen im Gewebe, wo es Nervenmembranen polarisiert und motorische Einheiten im Zielmuskelgewebe steuert, was zu konzentrischen Kontraktionen führt.



*Während der Behandlung werden die Muskeln bis zum supramaximalen Niveau

kontrahiert. Intensive supramaximale Kontraktionen verstärken die Freisetzung von Adrenalin, was einen Kaskadeneffekt auslöst, der zur supramaximalen Lipolyse in Fettzellen führt.

*Unterdessen reagiert es mit einer tiefgreifenden Umgestaltung seiner inneren Struktur, induziert das Wachstum von Myofibrillen (Muskelhypertrophie), die Bildung neuer Proteinstränge und das Wachstum von Muskelfasern (Muskelhyperplasie). Der Prozess führt zu einer Erhöhung der Muskeldichte und des Muskelvolumens.

REASONABLE DESIGN

PRODUCT DETAILS

SAFE AND CONVENIENT



HANDLE

The handles support independent and synchronous work

POWER LOCK

Prevent the power supply from falling out, causing damage to the machine



SHELF

Put the tools you can use

STRAP STORAGE

The handles support independent and synchronous work



EASY TO OPERATE

HD 15.6 INCH LARGE SCREEN

NEW APPEARANCE

SCREEN DISPLAY

EASY TO OPERATE



ONE-BUTTON START

MORE CONVENIENT



UFX3

COOLING SYSTEM

GOOD BATTERY LIFE



OPERATING PARTS


The location of the handle operation must be consistent with the interface selection location



INCREASE MUSCLE MASS

HIGH EFFICIENCY

UP TO 50.000 PULSES IN 30 MINUTE SESSION



VS



+16%

Estimated increase in muscle mass

-19%

Estimated fat reduction

4 CM (1.5 INCHES) LOSS IN WAISTLINE CIRCUMFERENCE

11% REDUCTION IN ABDOMINAL MUSCLE SEPARATION (CALLED DIASTASIS RECTI)

5 X INCREASE IN FAT METABOLISM (APOPTOTIC INDEX INCREASED FROM 19% TO 92% AFTER TREATMENT) 80% PATIENTS WITH VISIBLE LIFTING EFFECT OF BUTTOCKS 96% PATIENT SATISFACTION


PRINCIPLE

HOW IT WORKS

EMSCULPT with HIFEM technology induces supramaximal muscle contractions not achievable by voluntary action. When exposed to supramaximal contractions, the muscle tissue is forced to adapt to such extreme condition.

The muscle responds with a deep remodeling of its inner structure, i.e., the growth of myofibrils (muscle hypertrophy) and creation of new protein strands and muscle fibers (muscle hyperplasia).

The process results in increased muscle density and volume.



Direct muscle stimulation, more efficient

More than 20,000 Sit-ups



Faster frequency
1-150Hz adjustable



More modes
5+1 optional



Higher efficiency
30 minutes treatment




Pays off faster
Speed up fat burning

| | |
|--------------------------------------|--|
| DEVICE NAME: | EXFU TESLASCULPT MACHINE |
| MODEL NUMBER: | HI-EMT |
| APPLICATION: | FOR COMMERCIAL |
| SCREEN SIZE: | 14INCH TRUE COLOR TOUCH SCREEN |
| PULSE DURATION: | 300PS |
| FREQUENCY: | 1-10HZ |
| SPOT SIZE: | 2-10MM ADJUSTABLE |
| ENERGY: | 20,000 SIT-UPS/50,000 MUSCLES CONTRACTIONS |
| AFTER-SALES SERVICE PROVIDED: | FREE SPARE PARTS, ONLINE SUPPORT, VIDEO TECHNICAL SUPPORT |
| WEIGHT: | 65KGS |
| COOLING: | WATER COOLING+AIR COOLING |
| VOLTAGE: | AC220V/110V 50HZ/60HZ |
| DEMENSION OF MACHINE: | 27*49*57CM |
| PACKAGE: | ALUMINUM BOX |
| WARRANTY: | 2 YEARS |

AMAZING EFFECT

Before & After



Before


Five weeks later

Eight weeks later



Before

After



Before

After



Before

After



Before

After