

5 in 1

BODY SHAPING SYSTEM

- ◎ Roller mechanical massage
- ◎ Vacuum negative pressure adsorption
- ◎ Bipolar radiofrequency thermal
- ◎ Near infrared laser



Advantage

5 treatment handles

According to different treatment areas, treatment items, treatment demands, etc., it can easily achieve perfect body shaping, local slimming and weight loss, skin tightening and lifting, skin texture improvement, etc.

Perfect control system

Adsorption strength, adsorption frequency, roller speed, roller direction, red light intensity, radio frequency power, etc., can be freely adjusted to meet various treatment demands of patients.

True dual-monopolar radio frequency system

The dual-monopolar radio frequency system using Korean 6M radio frequency power supply effectively avoids epidermal burns. The radio frequency energy acts more concentratedly on the target tissue (dermis and subcutaneous tissue), resulting in less pain during treatment. , the number of treatments is significantly reduced.

80K Kavitation: Durch die Verwendung niederfrequenter Ultraschallwellen entsteht im Körper ein Phänomen namens „Kavitation“. Kavitation entsteht, wenn die Ultraschallwellen die Bildung und Implosion winziger Bläschen in der die Fettzellen umgebenden Flüssigkeit verursachen, wodurch diese auseinanderbrechen. Es kann wirksam sein, das Auftreten von Cellulite zu reduzieren, die Haut zu straffen und zu straffen und den Umfang der behandelten Bereiche zu verringern.

Mehrpulige HF: Es nutzt die elektromagnetischen Wellen, die auf die Haut ausgeübt werden. Die Wellen durchdringen die Hautoberfläche und erreichen die tieferen Schichten, wodurch das Gewebe vibriert und Wärme erzeugt. Dadurch wird der Abbau von Fettzellen angeregt.

Vakuum-HF: Es kombiniert die Technologien der Vakuumsaugung und der HF-Technologie. Mit der Vakuumsaugung wird die Haut massiert und manipuliert, während mit der RF-Technologie die tieferen Hautschichten erwärmt werden, wodurch die Kollagenproduktion und der Abbau von Fettzellen gefördert werden.




Wie funktioniert diese Maschine?



Durch eine Gesichtsoperation am Kopf können menschliche Fibroblasten revitalisiert werden, um Kollagen, elastische Fasern, Hyaluronsäure und andere Substanzen zu erzeugen und die Vitalität der Haut wiederherzustellen. Kann dazu führen, dass die Gesichtshaut gelblich stumpf wird, die Kontur nicht klar ist, es an Elastizität mangelt, die Haut schlaff wird, Falten entstehen, ein Doppelkinn entsteht und eine Depression im Gesicht entsteht.

Schlanke Körperformung: Zur Zersetzung von Adipozyten, Zersetzung von Lipiden, Umwandlung in Muskelenergie, Reduzierung des Fettvolumens, Straffung der Haut, Formeffekt. Es kann Cellulite-Ansammlungen, Fettleibigkeit, Orangenhautgewebe, Feuchtigkeitsödeme usw. lösen.


Working principle



Pumping, relaxing, and pressing through vacuum vacuum suction



Reuse 940nm infrared to effectively reduce fat cells



Then use the roller or massage to dissolve deep fat, clear the lymph, eliminate toxins, eliminate edema



Use 10MHz RF to tighten and enhance skin after weight loss



Finally, the orange peel is faded, the curve is attractive, and the skin is smooth and smooth.

Working principle



Large handle with vacuum roller+RF+IR
For large area such as thigh, buttock waist and abdomen.



Medium handle, vacuum roller+RF+IR, button control
For small area, such as arms, flanks.



Small handle, vacuum +RF
For face, forehead and neck.



Smallest handle, vacuum +RF
For eyes.



Large 40KHz cavitation handle
For all body slimming.

Vorteile und Eigenschaften

1. Der Körpergriff ist mit einem 2,8-Zoll-Touchscreen ausgestattet, der einfacher zu steuern und einzustellen ist.
2. Keine mühsame Massage durch die Kosmetikerin erforderlich, einfache Bedienung ist sicher.
3. Frequenzumwandlung Unterdruckanziehung: Reine physikalische Eigenschaft hat keine Schäden an der Haut, die beste Wirkung ist die am ausführlichsten.
4. Zwei-Wege-Power-Roller: Die Kontaktfläche ist breiter, der Funktionsbereich ist größer, die Funktionstiefe ist tiefer.
5. Persönliche exklusive Spannzange: dreidimensionaler Effekt tief, intelligente stufenlose Stimulationstiefe ist unterschiedlich.

Treatment efficacy



Body shaping




Dissolves fat and improves skin




Improve stretch marks



Dissolves fat and improves skin



Create a V face



Relieve joint pain










Bildschirmanzeige

- *14-Zoll-Touchscreen, einfach zu bedienen;
- *Bereitstellung von Dienstleistungen zur Anpassung des Produktauftritts und des Betriebssystems;
- *Schulung zur Anleitung zur Produktnutzung;
- *Anleitung zur Systemaktualisierung, exklusiver Kundendienst-Tracking-Service!



Machine introduction



Weitere Produktdetails und Anwendungsmethoden erhalten Sie bei uns!
7*24 Stunden Online-Service!