

Co2 fractional laser vaginal tightening

You change that surprised them

- Easily remove stains
- Remove acne marks
- Shrink pores, tender skin.
- Tattoo removal






Collagen contraction and remodeling



Pigmentation removal



Skin tightening

up

Forehead

Eyelid / Brow

Nasolabial folds

Cheek

Double chin

Glabellum

Front face

Neck

down



Vaginal tightening



Scar removal



Stretch mark removal

SKIN RECONSTRUCTION



Five therapeutic heads

Equipped with scanning head * 1 / cutting head * 1 / private head * 3

- **Scanning head efficacy**

Tender skin/shrink pores/remove striae gravidarum and chloasma

- **Cutting head efficacy**

Removing sarcoma / nevus

- **Efficacy of private head**


Tighten vagina / tender vulva / tender vulva



- **Trachea**



- **Adjustable dot shape and size**



- **Shape display**

Produktinformation

Funktion der CO2-Fraktionslasermaschine:

1. Laser-Resurfacing-Chirurgie
2. Laseroperation zur Faltenentfernung
3. Operation zur Entfernung von Narben mit Laser
4. Laser-Blepharoplastik

Anwendungen 5. Other: Entfernung von pigmentiertem Naevus, Chloasmas, Sommersprossen, Alterspigmenten, Warzen, seborrhoischer Keratose, Syringom, Akne, Milien, Striae gravidarum; Porenschrumpfung; Hautstraffung; Laser-Haartransplantation; Brustvergrößerung mit Laser usw.



CO2 FRACTIONAL LASER CLEARLY DIFFERENT

BENEFITS



Shortest Pulse Duration,
Enabling High Peak Power



Improved ROI with Excellent Results in
Fewer Treatments



Unique Double Pulse Mode



Versatile Platform Enabling Multiple
Patient-Tailored Treatment Options



Supreme Feature-Set




Suitable for All Skin Types

Work Theory


It concentrated thermal heating of the vaginal tissue inner layers induces collagen and elastine contraction and regeneration of these proteins in the longer term. These molecular signal activate the entire wound healing process of the body's local immune system. The treatment outcome is the complete remodeling of the vaginal tissue in addition to re-establishment of firm "young like" vaginal tissue embedded with string-like, thick and long collagen fibers.



1. Laser irradiation angle can be adjusted



2. Laser irradiation can be rotated 360 degrees




3. The area of the laser is compact edge contraction



4. vaginal walls shrink and tightening

WORKING PRINCIPLE



The CO₂ laser uses a unique head piece which tracks the CO₂ 10.6 μm wavelength light as it passes light through its optical lens to penetrate the skin. We can control the depth of the penetration from only a few micrometers in depth (only as deep as a few sheets of paper) to much deeper with tiny thermal channels. This will also determine the length of healing, the number of treatments and the cost. Each thermal channel creates a small micro-injury but does not significantly disturb or disrupt the surrounding tissue.

Treatment effect comparison



Acne Scars



Burn Scars



Hypertrophic Scars




Surgery Scars



Chicken Pox Scars



Accident Scars



Bildschirmanzeige

10,4 Zoll echter Touchscreen, 6 Hauttypen zur Auswahl. * 10,4 Zoll großer Echtfarben-Touchscreen


* Super cooles Touch-Erlebnis

* 6 Sprache zur Auswahl, Sondersprache kann hinzugefügt werden

* OEM-Service wird akzeptiert, z. B. Parameter anpassen, Energie / Frequenz / Pulsbreite einschließen

* 12 Arten Ausgabemuster

SCREEN IMAGE



Lasertyp

Kohlendioxidfraktionierter Laser

Laserwellenlänge

1060nm

Laserleistung

bis zu 40W (optional)

Lichtsystem

7 Gelenkarme

Pulsdauer

100-5000us

Facula	Einspielermodus
Fokussierter Durchmesser des Strahls	0,25 mm
Schwerpunkt	0,05 mm ²
Ausgabeformular	Ultrapuls, fraktioniert
Arbeitsmodus	Intermittierendes Laden
Scanmodus	Sequenz, zufällig, parallel (umschaltbar)
Scannen von Formen	Dreieck/Quadrat/Rechteck/Rund/Oval/Sechseck/Linear
Diagrammbereich	≤20mm*20mm
Schnittstelle Bunter Touchscreen	10,4 Zoll
Kühlsystem	Luftkühlung, Wasserkühlung
Eingangsleistung	Wechselstrom 230V±10%,50HZ/ Wechselstrom 110V±10% 60HZ
Punktgröße	≥0,2 mm im Fokus
Bestrahlungszeit / Intervallzeit	0,01 1 s
Zielstrahl	635 nm Infrarotstrahlung
Stromversorgung	110/220V10% 60HZ 6A



[Follow FDA](#) | [En Español](#)

SEARCH

Home Food Drugs Medical Devices Radiation-Emitting Products Vaccines, Blood & Biologics Animal & Veterinary Cosmetics Tobacco Products

510(k) Premarket Notification

[FDA Home](#) | [Medical Devices](#) | [Databases](#)



[510\(k\)](#) | [DeNovo](#) | [Registration & Listing](#) | [Adverse Events](#) | [Recalls](#) | [PMA](#) | [HDE](#) | [Classification](#) | [Standards](#)
[CFR Title 21](#) | [Radiation-Emitting Products](#) | [X-Ray Assembler](#) | [Medsun Reports](#) | [CLIA](#) | [TPLC](#)

[New Search](#)
[Back To Search Results](#)

Device Classification Name	Powered Laser Surgical Instrument
510(K) Number	K200525
Device Name	Medical Diode Laser Hair Removal System
Applicant	Weifang Mingliang Electronics CO., LTD No.13426, Yuying Street, High-Tech District Weifang, CN 261000
Applicant Contact	Li Mingliang
Correspondent	Beijing Believe-Med Technology Service Co., Ltd. Rm. 912, Building#15, XiYueHui, No.5, YiHe North Rd., FangShan District Beijing, CN 102401
Correspondent Contact	Ray Wang
Regulation Number	878.4810
Classification Product Code	GEX
Date Received	03/02/2020
Decision Date	05/27/2020
Decision	Substantially Equivalent (SESE)
Regulation Medical Specialty	General & Plastic Surgery
510k Review Panel	General & Plastic Surgery
Type	Traditional
Reviewed By Third Party	No
Combination Product	No

CERTIFICATE

Display

Medical CE FDA IOS TUV



We can offer the door to door services by air or by sea just depend on your actual request. Such as DHL, UPS, TNT, FEDEX.

