



1. Drei-Wellenlängen-Diodenlaser.

2. Goldene Laserbarren aus Deutschland oder den USA importiert, 40.000.000 längere Lebensdauer.

3. Sicher, schnell, schmerzlos, dauerhaft

4. Für alle Haut- und Haarentfernungsarten

5, 14,0 Zoll großer Echtfarben-Touchscreen mit 6 Hautfarben.



---In den USA importierter Laserbarren, kann 20-40 Millionen Mal geschossen werden

---Lasertechnologie, 3D 7558081064nm oder Speeddiode 808nm

---Große Leistung, 1000 W, 1200 W und 1600 W zur Auswahl, jeder Balken hat echte 100 W

---Große Spotgröße 12*20mm, 15*25mm, 12*38mm als Option

---Sehr leichter Griff, nur 450 g, Sie können ihn bequemer halten, um die Behandlung durchzuführen

---Gute Eiskühlung, schmerzfreie Behandlung erreichen



MACHINE DETAILS DISPLAY

EXQUISITE DETAIL DISPLAY




Über Griffe



Sichere Anwendung bei allen Hauttypen

1. Alex 755 nm für helle Haut
2. Geschwindigkeitsdiode 808 nm für gelbe Haut
3. Langer Puls 1064 nm für dunklere Haut



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)

Produktparameter



Pulsdauer	10-300ms einstellbar
Kristalltemperatur	-27°C~5°C
Laserbarren	10bar/12bar/16bar, importiert aus Deutschland/USA
Technologie	Kuttelwellen 7558081064nm Technologie
Ausgangsleistung	1000 W/1200 W/1600 W
Lasertyp	808-nm-Diodenlaser oder 755/808/1064-nm-3-Wellen-Laser kombiniert
Anzeigesystem	12-Zoll-Bildschirm

Wellenlänge	755/808/1064
Schüsse	20-40 Millionen Schüsse
Energie	10~150 J/cm2, einstellbar
Frequenz	1-10 Hz
Kühlung	KompressorLuftWasser
Leistung	3500W
Punktgröße	12*20mm oder 12*35mm zur Auswahl
Stromspannung	110V/60HZ oder 220V/50HZ zur Auswahl

Bildschirmanzeige



Maschinenprogramm

1. 12 Zoll großer Bildschirm, schnelle Berührung
2. Männlich und weiblich, 6 Körperteile, 6 Hauttypen, intelligente Software zur Einstellung
3. 6 Sprachoptionen, Ihre Muttersprache kann hinzugefügt werden
4. Kostenloser OEM-Programmservice (Logo/System...)

Vergleichstabelle vor und nach der Haarentfernungswirkung

