



Diode laser hair removal

Big Power: 1200w 1800w
Triple wavelength: 755nm 808nm 1064nm
For different skin type: white, brown, black

15 Jahre Werksgarantie, 2 Jahre Garantie, 102 Länder, über 60.000 Kunden
MLKJ - Machen Sie Ihr Schönheitsgeschäft einfacher



Facial TIP!

diode laser hair removal



Easily treat areas that are normally hard to reach!

Improved Reach

This unique facial head allows you to reach areas of difficult access such as ears, nose, and interlining, among others.

ICE with cold Sapphire tip, protects the epidermis while keeping the heat in the dermis, where the follicles are located.

Facial TIP:

Specifications: Diode, 808 nm, Spot Size $\Phi 6$ mm



Haarentfernung mit Diodenlaser


Behandeln Sie problemlos Bereiche, die normalerweise schwer zu erreichen sind!

Verbesserte Reichweite

Mit diesem einzigartigen Gesichtskopf können Sie schwer zugängliche Bereiche erreichen, z

unter anderem als Ohren, Nase und Einlage.

ICE mit kalter Saphirspitze schützt die Epidermis und hält gleichzeitig die Wärme in der Dermis, wo sich die Follikel befinden



Vorteile

1,3 Wellen 1064 nm Diode 808 nm 755 nm, 3 in 1 kann für alle Hauttypen verwendet werden

Hohe Leistung: NEUER 1000-W-/1200-W-/1600-W-Griff für Optionen

2. Große Spotgröße 15*25mm, 12*35mm Gesichts- und Körperhaarentfernungslösung!

3. Kühlsystem: Einzigartiges Dual-TEC-Kühlsystem, höchst effektiv, um sicherzustellen, dass die Maschine den ganzen Tag läuft und 24 Stunden lang keine Ausfallzeiten hat.

4. Lange Lebensdauer: doppelte Lebenserhaltungsgarantie

Neueste 100 W pro Stab, neuer verbesserter Griff, Gewicht 350 g, einfach durchzuführende Behandlung.

8 bar 800 W; 10 bar 1000 W; 12 bar 1200 W; 16 bar 1600 W



Haarentfernung mit Diodenlaser:

»»Sicherheit: Keine Verbrühungen der Haut, keine Schädigung der Haut und der Schweißdrüsen, keine Narben, keine Nebenwirkungen.

»»Schnell: große Spotgröße 12*38 mm², effektive und schnelle Behandlung auf großer Behandlungsfläche

»»Dauerhafte Haarentfernung: Entfernen Sie alle Haare auf allen Hauttypen, auch auf gebräunter Haut.

»»Kristalltemperatur: ~5-3°C, lindert Schmerzen und erhöht das angenehme Gefühl bei der Behandlung.

Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area

Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal

Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth




1. Schmerzlose Haarentfernung , keine Nebenwirkung. 2. Starke Leistung, Deutschland importierte Laserdiodenmodul, 10 bar, 12 bar, 16 Bars vorhanden.
3. Große Spotgröße 12*20 mm or 12*35 mm, zur schnellen Haarentfernung.
4. Bestes Kühlsystem: Luft Wasser TEC-Halbleiterkondensator, Wassertemperatur kann zwischen 26 °C und 28 °C geregelt werden, 24 Stunden Dauerbetrieb.



755 nm



808 nm




1064 nm



755 nm for white skin (fine, golden hair removal);



808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);



1064 nm for black skin (black hair removal)

Griff Lange Lebensdauer, 20-40 Millionen Aufnahmen

Geschwindigkeit 808nm: Goldene Standardwellenlänge für alle Haartypen

Alex 755nm: Speziell wirksam für blondes und feines Haar

Langer Puls 1064 nm: Speziell wirksam für dunkle, gebräunte Haut, beste Qualität, Preis für IPL-SHR-Opt-Laser/ND-YAG/Alexandrit-Laser-Haarentfernungsmaschine



handle weighs only 350g

Available in **black or white**



Geeignet für die Diodenlaser-Haarentfernung auf der gesamten Körperhaut
Gute Wirkung der Diodenlaser-Haarentfernung

Modell	Diodenlaser 808 nm Laser-Haarentfernung 1200 W
Lasertyp	808-nm-Diodenlaser oder 755/808/1064 3-Wellen
Anzeige	14-Zoll-Touchscreen-System
Wellenlänge	808 nm oder 755/808/1064 nm
Schüsse	40 Millionen Schüsse
Energie	10~150 J/cm ² , einstellbar
Frequenz	1-10 Hz
Kühlung	Doppelte TEC-Kühlung
Leistung	3000W
Punktgröße	12*36mm oder 12*24mm zur Auswahl
Stromspannung	110V/60HZ oder 220V/50HZ zur Auswahl
Reingewicht	46kg
Bruttogewicht	80kg
Maschinengröße	53*40*105cm
Model	Laser-Haarentfernungsgerät

1)Bildschirm kann Ihr hinzufügen eigenes Logo

2)Bildschirm mit 6 Sprachen

3)verschiedene Körperteile Zur Auswahl können Sie Ihre Behandlung mit nur einem Tastendruck starten

Frequency	Pulse	Energy	Total	Date
5	30	78	0	2023-05-08 11:25:11
5	30	78	0	2023-05-08 11:25:13
5	30	78	0	2023-05-08 11:25:17
5	30	78	0	2023-05-08 11:25:19

Multimedia Control System

Supports Bluetooth /Wifi /Remote control and locking/Cloud storage



Establishment Registration & Device Listing

FDA Home Medical Devices Databases



New Search

Back To Search Results

Establishment:

WEIFANG MINGLIANG ELECTRONICS CO.,LTD.
Floor 3, Building 4, Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
Weifang Shandong, CN 261000
Registration Number: 3007549439
FEI Number*: 3007549439
Status: Active
Date Of Registration Status: 2022

Owner/Operator:

Weifang Mingliang Electronics CO.,LTD.
Floor 3, Building 4, Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
Weifang, Shandong CN 261000
Owner/Operator Number: 10082104

Official Correspondent:

Pingping Lv
Floor 3, Building 4, Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
Weifang, Shandong CN 261000
Phone: 86-10-56335780

US Agent:

Wen Xu
4611 Maydew Mews Way Ellicott City MD
Ellicott, MD US 21042
Phone: 443 8968583 Ext
Email: Infor@Believe-Med.Com

* Firm Establishment Identifier (FEI) should be used for identification of entities within the imports message set

Page Last Updated: 05/09/2022

Note: If you need help accessing information in different file formats, see Instructions for Downloading Viewers and Players.

Language Assistance Available: Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog | Русский | العربية | Kreyòl Ayisyen | Français | Polski | Português | Italiano | Deutsch | 日本語 | فارسی | English

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,