



Máquina de eliminación de tatuajes accesible a nivel mundial, máquina portátil de eliminación de tatuajes de picosegundos con sistema de eliminación de tatuajes de 5 cabezales

15 años de producción y venta de instrumentos de belleza.

Los dispositivos de belleza tienen certificación CE/FDA

Entrega en 24-48 horas

Accesible a nivel mundial

Establishment Registration & Device Listing

FDA Home Medical Devices Databases



New Search

Back To Search Results

Establishment:

WEIFANG MINGLIANG ELECTRONICS CO.,LTD.
Floor 3, Building 4, Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
Weifang Shandong, CN 261000
Registration Number: 3007549439
FEI Number*: 3007549439
Status: Active
Date Of Registration Status: 2022

Owner/Operator:

Weifang Mingliang Electronics CO.,LTD.
Floor 3, Building 4, Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
Weifang, Shandong CN 261000
Owner/Operator Number: 10082104

Official Correspondent:

Pingping Lv
Floor 3, Building 4, Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
Weifang, Shandong CN 261000
Phone: 86-10-56335780

US Agent:

Wen Xu
4611 Maydew Mews Way Ellicott City MD
Ellicott, MD US 21042
Phone: 443 8968583 Ext
Email: Infor@Believe-Med.Com

* Firm Establishment Identifier (FEI) should be used for identification of entities within the imports message set

Page Last Updated: 05/09/2022

Note: If you need help accessing information in different file formats, see Instructions for Downloading Viewers and Players.

Language Assistance Available: Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog | Русский | العربية | Kreyòl Ayisyen | Français | Polski | Português | Italiano | Deutsch | 日本語 | فارسی | English

Eliminación de tatuajes con láser de picosegundos 532 755 1320 1064nm

máquina de eliminación de tatuajes con láser q switch nd yag

Descripción de productos

Picosecond new upgrade

The maximum energy, the best effect

Smallest size


Rational design

5 treatment heads, detachable and rotatable outer wire design
a solution to a variety of skin problems



Calidad artesana, Refleja los detalles extremos Diseño racional

1. El producto tiene una apariencia novedosa y se vende principalmente como un modelo atractivo.
2. Soporte de mango ajustable, resistente y duradero.
3. Mango antideslizante, diseño ergonómico.
4. Tubo de conexión de tratamiento extendido



tamaño más pequeño

1. Adoptar componentes básicos de equipos médicos. El tamaño de la máquina es más pequeño.
2. Flete transfronterizo más bajo que las máquinas ordinarias.
3. El mango es más pequeño y más cómodo de usar.

Acerca de las manijas

How is it different?



5 cabezales de tratamiento, diseño de alambre exterior desmontable y giratorio

1. 532: Eliminar tatuajes de colores.
2. Cabeza de panel 755: se usa para eliminar manchas de la edad, pecas y cloasma. poco daño a la piel
3. Parámetro ajustable 1064: para eliminación de tatuajes, limpieza de cejas
4. Parámetro no ajustable 1064: utilizado para eliminar tatuajes y despejar las cejas
5. 1320: tratamiento de área grande, punto grande, velocidad de tratamiento rápida y buen efecto

Advantage

The maximum energy, the best effect

Laboratory data shows that the laser rod reaches 2000mj.
Precise calculation of laser value
The aiming distance of the indicator light is 6-10cm

5 treatment heads

Detachable and rotatable outer wire design

532: Remove colored tattoos.

755:honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin


Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing

1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows

1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect

Comparación de efectos

Working Principle



TREATMENT HEADS



532: Remove colored tattoos.



755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin



Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing



1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows



1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect

Product Features



Tattoo removal

Eyebrow embroidery removal

Freeline removal

Eyeline removal

Whitening

Skin rejuvenation

Lipline removal

Pigment treatment

La máxima energía, el mejor efecto

1. Los datos de laboratorio muestran que la varilla láser alcanza los 2000 mj.
2. Cálculo preciso del valor del láser
3. La distancia de puntería de la luz indicadora es de 6-10 cm.


Parámetros del producto

1064nm

Precise Calculation Laser Value

The aiming distance of the indicator light is 6-10cm

6-10cm



You think you can. you can
No one can stop me



Mecanismo de casete Q-switch de piedra importada, todo el láser sólido, sin reemplazar Q-switch.

Eliminación de tatuajes. Elimine los pigmentos de tatuaje negros, azules, marrones y rojos en las cejas, la línea de los ojos, la línea de los labios y otras partes del cuerpo. Elimine la marca de nacimiento, el otas nevus y la mota dérmica. Alta tecnología láser de voladura instantánea, estándar internacional de producción, prueba técnica estrictamente.

Una solución a una variedad de problemas de la piel.

Treatment **Effec**

Tattoo removal


Nevus Ota removal

Eyebrow and eyeliner removal


Lipline removal



Original pigment



Traditional laser



Picosecond Laser



Visualización de la pantalla

Pantalla táctil grande de color verdadero de 10 pulgadas


Experiencia táctil súper genial

6 idiomas para su elección, se puede agregar un idioma especial

Se acepta el servicio OEM, como ajustar el parámetro, incluir el alcance de energía/fre/tiempo

Screen Image

The display screen is clear at a glance and easy to operate



10 inch true color big touch screen. Super cool touch Experience.
Special language can be added according to your actual requirements.
Your logo also can be added on diode laser screen.

Picosecond new upgrade

The maximum energy, the best effect

Smallest size

Rational design

5 treatment heads, detachable and rotatable outer wire design
a solution to a variety of skin problems



Tecnología	Pico segundo láser / láser Nd yag
Función	Eliminación de acné de pecas de tatuaje/tratamiento de muñeca Blackface
Manejas	5 cabezas
Longitud de onda	1064nm 532nm 1320nm 755nm
área de tratamiento	Rostro Cuerpo Rostro Cuello Brazos Piernas....
Frecuencia	1-10 HZ
Voltaje	110 V/220 V 50-60 Hz

Por qué elegirnos

¡15 años de fabricante con una rica experiencia en la producción de máquinas de belleza!

15 años proveedor de oro de Alibaba

Certificados CE aprobados Certificados TUV aprobados Personal por encargo y OEM



15 Years
Laser Beauty Device
Manufacturer

Fabricante experimentado Cooperará con una fábrica con más de 15 años de experiencia en la fabricación de equipos de belleza, integrando I D, diseño, producción y ventas. Exportamos a más de 126 países, apoyando a más de 60,000 usuarios, más confiables y más profesionales.

I D profesional y tecnología más nueva Confiando en nuestro equipo técnico y de I D profesional, los productos continuarán actualizándose, obtendrá las máquinas más nuevas con las últimas tecnologías y siempre estará a la vanguardia de la industria, haciéndolo más competitivo en la industria de la belleza.

Our Showroom



Todo tipo de certificaciones Todas las máquinas de belleza que recibe han superado certificaciones de alta calidad, como CE, FDA, TUV, ISO 13485...etc.

No importa de qué país/área sea, puede utilizar las máquinas de forma legal, segura y eficaz.

Excelente servicio ODM/OEM Recibirá servicios de personalización gratuitos y protección exclusiva para brindar una sólida garantía para el desarrollo de su marca. Sus máquinas pueden ser únicas en el mercado.

CERTIFICATES



BV-France's most authoritative
certification body BV Group certification



TUV-Germany's most authoritative
certification body Rheinland certification



SGS-Switzerland's most authoritative
certification body SGS certification



Italy ECM Certification



ISO 13485

NQA medical system
certification



Production Process



Warehouse spare parts



Parts assembly



Precision machining



Handle fabrication



Product assembly process



Quality inspection
of finished products



Product packaging

No se preocupe por la garantía y el servicio posventa Todas las máquinas tienen una garantía de dos años y mantenimiento de por vida, obtiene servicio en línea las 24 horas de un equipo profesional de posventa. Siempre que tenga algún problema, puede comunicarse con nuestro equipo de posventa y el problema se resolverá en el menor tiempo posible. Formación gratuita en todas las máquinas Recibirá formación y certificado de formación gratuitos. Obtenga cursos de capacitación completos y fáciles de entender. También esteticistas profesionales brindarán orientación en línea. Tu negocio de belleza será más fácil.

Empaquetado del producto

Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service

CONTACT US



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month