

980+ microneedle multi-function machine

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| ✓ Vascular lesions | ✓ Proliferative lesion |
| ✓ Age spots and sun spots | ✓ Spider veins |
| ✓ Face lift | ✓ Skin rejuvenation |
| ✓ Reduce wrinkles | ✓ Scar remover |
| ✓ Skin tightening | ✓ Acne treatment |



Láser Diodo 980nm Micro Aguja Aplicaciones Rango Terapéutico

- 1) lesiones Vascular, lesión proliferativa
- 2) Eliminación de arañas vasculares
Tratamiento de telangiectasias y vasos sanguíneos
- 3) Estiramiento facial, rejuvenecimiento de la piel.
- 4) tratamiento del acné, reducción de arrugas, eliminación de cicatrices, estiramiento de la piel
- 5) Eliminar manchas, manchas de la edad, quemaduras solares, pigmentación.

EXFU

Focus on repairing skin problems

Clear effect, strong pertinence.

+ Remove red blood streaks

+ Tira anti-aging

+ Light grain

+ Skin rejuvenation

Láser de diodo 2 en 1 de 980 nm microaguja

El rayo láser de 1.980 nm se enfoca en un rango de diámetro de 0,2 a 0,5 mm para permitir que la energía más enfocada alcance el tejido objetivo y evite quemar el tejido de la piel circundante. La irradiación transcutánea (con una penetración de 1 a 2 mm en el tejido) provoca la absorción selectiva de tejidos por la hemoglobina (la hemoglobina es el objetivo principal del láser).

2. El tratamiento RF Microneedling usa agujas ultrafinas y energía de radiofrecuencia (RF) para penetrar la capa superior de la piel. Esto permite la regeneración de elastina y colágeno en las áreas tratadas, dando como resultado una apariencia revitalizada de la piel.

Microneedle 980 laser





Pantalla de mango de microagujas RF


Handle details




La máquina Exfu RF Microneedling puede tensar la piel y garantizar su firmeza a través de la coagulación de los tejidos blandos. Esto permite la regeneración de elastina y colágeno en las áreas tratadas, dando como resultado una apariencia revitalizada de la piel.

WORKING PRINCIPLE

Make Your Beauty Business Easier




Microneedle delivers thermal energy to the treatment area more safely and effectively allowing treatment regardless of skin type. The laser energy is mostly absorbed by melanin, especially in darker skin which contains a higher melanin content.



For Micro Needle Microneedle treatments, Effective, direct thermal stimulation to remodel collagen with less epidermis damage. Micro Microneedle penetrates target area from epidermis to dermis without energy loss; stimulates and efficiently remodels disordered collagen.

¿Cómo trata la revitalización de la piel? Despierte la producción natural de colágeno y elastina de su piel. El tratamiento de microagujas de frecuencia utiliza agujas ultrafinas y energía de radiofrecuencia (RF) para penetrar la capa superior de la piel y desencadenar el proceso de curación natural del cuerpo para regenerar colágeno y elastina nuevos. A diferencia de otros tratamientos de revitalización de la piel, estos tratamientos se pueden realizar en todo tipo de piel, en cualquier parte del cuerpo y en cualquier época del año.



Control the treatment depth from 0.5-3mm by screen

TREATMENT EFFECT

Make Your Beauty Business Easier



¿Cuáles son las áreas de tratamiento?

Tanto la cara como el cuerpo pueden ser tratados. El área de áreas tratables es la siguiente:
Completo

Rostro/Frente/Patas de gallo/Mejilla superior/Ojos inferiores/Inferior/Mejilla/Nariz/Labio superior e inferior/Barbilla/Mandíbula/Cuello/Escote/Codos/Abdomen

Pantalla de mango de láser de diodo de 980 nm

PROFESSIONAL AND FAST

CHANGE 



- **Laser power 15w**

Our 980 machine adopts 15w low power, adjustable power and 30w application in medical devices.



- **Adjustable light spot**

Adjusting ring with four adjusting light spots, the thicker the adjusting ring, the larger the light spot, and the thinner the adjusting ring, the smaller the light spot.



- **Life 10,000 hours**

The service life is up to 10,000 hours, which can be used for 24 hours continuously.



- **No trauma**

Max directional conduction patent technology is adopted to act on the capillary in a targeted manner, breaking up hemoglobin in the capillary in an instant, shrinking and solidifying the expanded capillary in an instant, and the red blood filaments disappear.

- **Two therapeutic heads**


The two treatment heads are respectively used for treating red blood silk and onychomycosis.




Máquina de láser vascular de diodo para eliminación de arañas vasculares 980
Diode Laser 980nm repara y elimina las uñas grises

WORKING PRINCIPLE

The pulse width can be used to warm up the blood vessels so that they can be heated and condense to avoid the purple



1 The hemoglobin in the capillary rupture of the moment



2 The hemoglobin was removed after rupture

TREATMENT EFFECT

The pulse width can be used to warm up the blood vessels so that they can be heated and condense to avoid the purple

OPERATION SHOWS




BEFORE & AFTER



TREATMENT EFFECT

BEFORE & AFTER



OPERATION SHOWS



Características de la máquina:

- * Sin piezas consumibles, la máquina puede funcionar las 24 horas del día.
- * No dañar la epidermis en absoluto. * Indoloro, no invasivo, sin tiempo de inactividad.
- * Diseño portátil, fácil de transportar.
- * Repuesto equipado con la parte superior, láser de 980 nm con 4 anillos para ajustar el tamaño del punto máquina de microagujas doradas con 4 cabezales para el rejuvenecimiento de la piel.
- * Se pueden seleccionar varios idiomas, podemos hacer el logotipo gratuito de acuerdo con sus requisitos.



Diseño de encendido con una tecla
Visualización de la pantalla

4K SCREEN DISPLAY

Make Your Beauty Business Easier



1. Pantalla táctil grande de 14 pulgadas, diseño humanizado
2. Hombre/mujer, partes del cuerpo, 6 tipos de piel para elegir.
3. Inclé tu lengua materna.
4. Servicio de programa OEM gratuito (logotipo/sistema...)

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you





Perfil de la empresa



15 Years
Laser Beauty Device
Manufacturer

MLKJ es una empresa de 15 años que integra diseño, desarrollo, producción y ventas de instrumentos de belleza. ¡Fábrica real, proceso de producción real, evaluación real!
¡Bienvenido a nuestra empresa o visita de video! ¡Solo cuando elige un socio real puede garantizarse la calidad del producto!

Our Showroom



Production Process



Warehouse spare parts



Parts assembly



Precision machining



Handle fabrication



Product assembly process



Quality inspection
of finished products



Product packaging

Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service