

7D Focused Ultrasound



Sistema de Ultrasonido Focalizado de Alta Intensidad Macro y Micro
¡Tratamiento No Quirúrgico De Lifting Facial, Reafirmación Corporal Y Sistema De Contorno Corporal!
Descripción de productos

FACIAL SCULPTURE

Smaller, more convenient, more accurate, more suitable for facial skin

- 1.5 mm
- 3.0 mm
- 4.5 mm

7D HF HANDLE

More comprehensive, more detailed and more suitable for comprehensive treatment of the body


- MF2
- MF6
- MF9
- MF13
- L4-4.5
- L7-1.5
- L7-3.0



Utilice ultrasonido de alta energía centrándose en la posición de tratamiento, de modo que el tejido de la piel cree la temperatura y produzca células de fricción de alta velocidad para estimular el colágeno. Tal efecto de calor no dañará la epidermis, porque el tratamiento tiene un acceso rápido y directo al sitio de tratamiento dentro de 0-0.5 segundos, sin tocar el tejido circundante y puede pasar directamente al sistema de membrana del tendón superficial (SMAS), por lo que puede ser hecho piel firme mientras tira de la capa muscular, cara delgada hasta el efecto progresivo.




EXFU




Face Treatment

L7-1,5mm (7MHz 1,5mm)		
L7-3,0mm (7MHz 3,0mm)		
L4-4,5mm (4MHz 4,5mm)		

Body Treatment



Body Treatment



• *Treatment Effect* •



Modelo	Ultrasonido enfocado en el dispositivo de terapia 7D
Nombre	Ultrasonido Focalizado de Alta Intensidad

Manejas	Cara: 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm
	7D HF: MF2/6/9/13 L4-4.5 L7-1.5 L7-3.0
Salida de energía	0.1J-2.5J (0.1J por paso)
Espacio entre punto	1,0 mm-4,0 mm
Duración del tiro	5 mm-25 mm
tiros	Cada cartucho 300000 tiros
Tamaño de pantalla	15 pulgadas
Voltaje	110 V-240 V, 50/60 Hz



Rejuvenecimiento de la piel con pantalla táctil a color

1. Pantalla táctil grande de 15,6 pulgadas, diseño humanizado
2. Hombre/mujer, partes del cuerpo, 6 tipos de piel para elegir.
3. Ingéstú lengua materna.
4. Servicio de programa OEM gratuito (logotipo/sistema...)

Bienvenido a consultar más detalles del producto!