

5 in 1

BODY SHAPING SYSTEM

- ◎ Roller mechanical massage
- ◎ Vacuum negative pressure adsorption
- ◎ Bipolar radiofrequency thermal
- ◎ Near infrared laser



Advantage

5 treatment handles

According to different treatment areas, treatment items, treatment demands, etc., it can easily achieve perfect body shaping, local slimming and weight loss, skin tightening and lifting, skin texture improvement, etc.

Perfect control system

Adsorption strength, adsorption frequency, roller speed, roller direction, red light intensity, radio frequency power, etc., can be freely adjusted to meet various treatment demands of patients.

True dual-monopolar radio frequency system

The dual-monopolar radio frequency system using Korean 6M radio frequency power supply effectively avoids epidermal burns. The radio frequency energy acts more concentratedly on the target tissue (dermis and subcutaneous tissue), resulting in less pain during treatment. , the number of treatments is significantly reduced.

Cavitación 80K: Basado en el uso de ondas de ultrasonido de baja frecuencia, crea un fenómeno llamado "cavitación" en el cuerpo. La cavitación ocurre cuando las ondas de ultrasonido provocan la formación e implosión de pequeñas burbujas en el líquido que rodea las células grasas, provocando que se rompan..Puede ser eficaz para reducir la apariencia de la celulitis, tonificar y reafirmar la piel y reducir la circunferencia de las áreas tratadas.

RF multipolar: Utiliza las ondas electromagnéticas que se aplican a la piel, y las ondas penetran la superficie de la piel y llegan a las capas más profundas, haciendo que los tejidos vibren y generen calor. Estimula así la descomposición de las células grasas.

RF de vacío: Combina las tecnologías de succión por vacío y tecnología RF. La succión al vacío se utiliza para masajear y manipular la piel, mientras que la tecnología RF se utiliza para calentar las capas profundas de la piel, promoviendo la producción de colágeno y la descomposición de las células grasas.




¿Cómo funciona esta máquina?



A través del cabezal de operación facial, puede revitalizar los fibroblastos humanos para generar colágeno, fibras elásticas, ácido hialurónico y otras sustancias, y restaurar la vitalidad de la piel; Puede solucionar el color amarillento opaco de la piel del rostro, el contorno no claro, la falta de elasticidad, la flacidez de la piel, las arrugas, la papada y la depresión facial.

Modelar el cuerpo delgado: para la descomposición de los adipocitos, descomponer los lípidos, en energía muscular, reducir el volumen de grasa, tensar la piel y dar forma. Puede resolver la acumulación de celulitis, la obesidad corporal, el tejido de piel de naranja, el edema por humedad, etc.


Working principle



Pumping, relaxing, and pressing through vacuum vacuum suction



Reuse 940nm infrared to effectively reduce fat cells



Then use the roller or massage to dissolve deep fat, clear the lymph, eliminate toxins, eliminate edema



Use 10MHz RF to tighten and enhance skin after weight loss



Finally, the orange peel is faded, the curve is attractive, and the skin is smooth and smooth.

Working principle



Large handle with vacuum roller+RF+IR
For large area such as thigh, buttock waist and abdomen.



Medium handle, vacuum roller+RF+IR, button control
For small area, such as arms, flanks.



Small handle, vacuum +RF
For face, forehead and neck.



Smallest handle, vacuum +RF
For eyes .



Large 40KHz cavitation handle
For all body slimming .

Ventajas y Características

1. El mango del cuerpo está equipado con una pantalla táctil de 2,8 pulgadas, que es más fácil de controlar y ajustar.
2. No es necesario realizar un laborioso masaje de esteticista, el funcionamiento sencillo es seguro.
3. Atracción de presión negativa de conversión de frecuencia: la propiedad física pura no daña la piel, el mejor efecto es el más profundo.
4. Rodillo eléctrico bidireccional: la superficie de contacto es más amplia, el área de función es más grande y la profundidad de función es más profunda.
5. Pinza exclusiva personal: efecto tridimensional profundo, la profundidad de estimulación de velocidad infinitamente variable inteligente es diferente.

Treatment efficacy



Body shaping




Dissolves fat and improves skin




Improve stretch marks



Dissolves fat and improves skin



Create a V face



Relieve joint pain










Visualización de la pantalla

- *Pantalla táctil de 14 pulgadas, fácil de operar;
- *Proporcionar servicios de personalización del sistema operativo y la apariencia del producto;
- *Capacitación en orientación sobre el uso del producto;
- *¡Guía de actualización del sistema, servicio exclusivo de seguimiento de atención al cliente!



Machine introduction



Más detalles del producto y métodos de aplicación, ¡bienvenido a consultarnos!
¡Servicio en línea 7*24 horas!