



Safe Efficient Quick

DIODE LASER

Hair Removal

Laser painless hair removal
Triple waves: 755nm/808nm/1064nm
Suitable for all skin types

Este producto se basa en la tecnología láser de diodo para la depilación, que es segura y eficiente. El rayo emitido por la máquina láser de diodo penetrará en la superficie de la piel y finalmente será absorbido por el folículo piloso y, a través de la absorción selectiva de la energía del láser, el folículo piloso se dañará y ya no podrá hacer crecer el cabello, sin dañar el tejido circundante..

El proceso de congelación de la depilación láser es sencillo y rápido, y generalmente no deja cicatrices después del tratamiento. La depilación láser por congelación puede ser una depilación permanente, generalmente de 3 a 5 veces puede ser una depilación permanente. El láser de congelación es el método de depilación permanente más avanzado, que tiene un efecto de depilación evidente, velocidad de operación rápida, dolor leve, sin efectos secundarios en el cuerpo humano y casi sin impacto en la piel.



DIODE LASER

STRONGER SMARTER FASTER

SUPER ICE PAINLESS EXPERIENCE
PERMANENT HAIR REMOVAL
COMFORTABLE HAIR REMOVAL

Rapid cooling, only 30s

1 minute hair removal

Adecuado para la depilación de todos los colores de piel, incluida la piel bronceada

755nm para depilación de piel blanca (vello fino/dorado).

808nm para depilación de piel amarilla (natural).



1064nm para piel negra (pelo negro) y depilación de piel bronceada.

Applicable to all treatment sites



Bar function


3 kinds of wavelength function



755 nm for white skin (fine, golden hair removal);



808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);



1064 nm for black skin (black hair removal)

Sistema de enfriamiento continuo ICE PLUS. El proceso de tratamiento es más cómodo.
Puede funcionar continuamente durante 24 horas.



Just One minute!
Quick cooling down to **-25°C**



¡El último diseño de complemento puede tratar partes del cuerpo pequeñas difíciles de alcanzar, como el vello de la nariz, las cejas, la aurícula, etc.!

BEFORE AND AFTER TREATMENT

MAKE YOUR SKIN SILKY AND FULL OF CHARM!






Programa de la máquina

1. Pantalla grande de 14 pulgadas, toque rápido
2. Hombre y mujer, 6 partes del cuerpo, 6 tipos de piel que configuran software inteligente
3. 6 opciones de idioma, se puede agregar su idioma nativo
4. Servicio de programa OEM gratuito (idioma/logotipo/sistema/color...)

The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



Parámetro técnico

Modelo	Diodo láser D18
Tipo de láser	Importado de Alemania/EE. UU., 8--16 bares
Mostrar	14----Pantalla táctil 4K de 15,6 pulgadas
Longitud de onda	808nm o 755nm808nm1064nm
Disparos	40 millones de tiros
Energía	10~150 j/cm2, ajustable
Frecuencia	1-10 HZ
Enfriamiento	Cabezal de tratamiento de circulación de agua cerrada y aire de refrigeración de doble TEC de alta velocidad con temperatura de refrigeración de semiconductores ajustable
Fuerza	3500W
Tamaño del punto	12*20mm/12*35mm para elegir
Voltaje	110V/ 60HZ o 220V/50HZ para elegir

FDA certificado, calidad profesional

Establishment Registration & Device Listing

FDA Home Medical Devices Databases



New Search Back To Search Results

Establishment:
 WEIFANG MINGLIANG ELECTRONICS CO.,LTD.
 Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
 Weifang Shandong, CN 261000
Registration Number: 3007549439
FEI Number*: 3007549439
Status: Active
Date Of Registration Status: 2022

Owner/Operator:
[Weifang Mingliang Electronics CO.,LTD.](#)
 Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
 Weifang, Shandong CN 261000
Owner/Operator Number: [10082104](#)

Official Correspondent:
 Pingping Lv
 Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
 Weifang, Shandong CN 261000
Phone: 86-10-56335780

US Agent:
 Wen Xu
 4611 Maydew Mews Way Ellicott City MD
 Ellicott, MD US 21042
Phone: 443 8968583 Ext
Email: Infor@Believe-Med.Com

* Firm Establishment Identifier (FEI) should be used for identification of entities within the imports message set

Page Last Updated: 05/09/2022

Note: If you need help accessing information in different file formats, see Instructions for Downloading Viewers and Players.

Language Assistance Available: Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog | Русский | العربية | Kreyòl Ayisyen | Français | Polski | Português | Italiano | Deutsch | 日本語 | فارسی | English

Exceeding Your Expectations

The Most **Professional Beauty Machine Customization Service**

MLKJ

- 24-Hour online After-sales service
- 15 Years Laser Beauty Device Manufacturer
- OEM Factories Support customization

1 iFabricante de instrumentos de belleza de 5 años, para brindarle un soporte técnico más

profesional y completo y servicios personalizados!

Capacitación

- * Manual Video Parámetro
- * Entrenamiento en línea
- * Profesora de belleza contestando
- * Soporte a clientes locales

Servicio

- * Garantía: 2 años para la máquina, 1 año para el mango (sin límite de disparos)
- * Teléfono postventa para mantener contacto.
- * Servicio OEM

Tiempo de entrega: 3-7 días hábiles después del pago

Forma de entrega: por aire, DHL, TNT, Fedex o agente de entrega

Antes de la entrega: prueba de video e imágenes.

Después de la entrega Garantía: 2 años, ofrecemos un servicio postventa impecable

¿Quieres saber más, bienvenido a consultar! ¡7*24 horas en línea!