





Système d'échographie focalisée macro et micro haute intensité
Traitement non chirurgical du système de lifting du visage, de raffermisssement du corps et de reModèleage du corps !

Description des produits




Utilisez des ultrasons à haute énergie en vous concentrant sur la position de traitement, de sorte que les tissus cutanés créent de la chaleur et créent des cellules de friction à grande vitesse pour stimuler le collagène. Un tel effet thermique ne nuira pas à l'épiderme, car le traitement permet un accès rapide et direct au site de traitement en 0 à 0,5 seconde, sans toucher les tissus environnants et peut être transmis directement au système de membrane tendineuse superficielle (SMAS), de sorte qu'il peut être fait peau ferme tout en tirant la couche musculaire, visage fin jusqu'à l'effet progressif.




MF2.0MM

Unique ultra-thin
probe Clexis patented
technology

"Special cartridge for eyes treatment"



Body Treatment



• *Treatment Effect* •



| | |
|-------|--|
| Model | Ultrasons focalisés sur un appareil de thérapie 7D |
| Nom | Ultrasons focalisés de haute intensité |

| | |
|-------------------------|--|
| Poignées | Visage : 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm |
| | 7D HF : MF2/6/9/13 L4-4,5 L7-1,5 L7-3,0 |
| Production d'énergie | 0,1J-2,5J (0,1J par étape) |
| Espace entre les points | 1,0 mm-4,0 mm |
| Longueur du tir | 5mm-25mm |
| coups | Chaque cartouche 300 000 coups |
| Taille de l'écran | 15 pouces |
| Tension | 110 V-240 V, 50/60 Hz |

Bienvenue pour consulter plus de détails sur le produit !