

More than 4-in-1


4IN1 MACHINE

Various combinations, as you wish



Surprising Combination

Ultrasonic scalpel + gold microneedle + 980 +
(choose one of 808, IPL, ND: YAG)



Pour cette machine, il y a au total 4 poignées. Assortissez-le selon vos besoins.

1) Poignée Elight, à utiliser pour :

Élimination de l'acné, traitement vasculaire, thérapie de pigmentation, élimination des taches de rousseur, rajeunissement de la peau, élimination des rides, élimination de la soie de sang rouge,

épilation.

2) Poignée laser à diode, à utiliser pour :

Épilation définitive.

3) Poignée ND YAG, à utiliser pour :

Détatouage, tatouage sur les sourcils, élimination des lèvres, rajeunissement de la peau, élimination des taches de naissance, du naevus otas et des taches cutanées.

4) Poignée HIFU, à utiliser pour :

Mise en forme du contour de réduction des rides

5)M micro-aiguille poignée, utiliser pour :

Mise en forme du contour de réduction des rides, anti-rides dissout les graisses, lifte et favorise la régénération de la peau

6)laser 980nm

Élimination de la lignée rouge des veines d'araignée, traitement de la mycose des ongles gris

Description du produit

Various combinations

Meet your various needs



Gold Microneedles

- Frequency 5 MHZ, better than most products on the market;
- Gold microneedles are better than non-insulated and ordinary ones;
- Four types of treatment heads:

980 Laser

- Using a new generation of imported lasers, the treatment effect is significantly improved.



IPL Laser

- High-quality IPL: handpiece with super cooling system
- Optional Spot Size: 15*50mm, 15*35mm, 12*30mm
- 7 filters: 420/510/560/585/640/690/755nm
Standard: 420/510/560/690nm

ND YAG

- 5 treatment heads:
A solution to a variety of skin problems



À propos de la poignée

DIODE LASER

Suit to any color of skin

- **PAINLESS:** 755/808/1064nm diode laser for all type skin hair removal
- **FASTER:** Large area spot sliding operation
- **NO TRAUMA:** There is no trauma to skin tissue
- **SAFETY:** To avoid the light of the deputy to reduce the difficulty of operation



755nm



808nm



1064nm

Combinaisons laser à diode *pour toutes les peaux* et traitement des types de cheveux.
Barre laser importée. 50 millions de tirs.

FAC+Sapphire lenses:

Energy transfer efficiency up to 99.9%



Without FAC The Beam Diverges Rapidly

Ata working distance of 32mm
The energy density about
2J/cm² @ 20ms



Add FAC: Beam Focus

Areslite Ata working distance of 32mm .
The energy density is 10J/cm²@ 20ms

CLINICAL EFFECT



Elight Handle Design



Specification

Optional Spot Size:
15*50mm

Imported UK lamp

Long shots time:
150,000--300,000 times

7filters:
420/510/560/585/640/690/755nm

Super cooling system



Elight pour l'élimination de l'acné, le traitement vasculaire, la thérapie de pigmentation, l'élimination des taches de rousseur, le rajeunissement de la peau, l'élimination des rides, l'élimination de la soie de sang rouge, l'épilation.

						
420nm Acne removal Vascular treatment	510nm Pigmentation therapy, Remove freckles	560nm Skin rejuvenation wrinkle removal	585nm Remove Red blood silk	640nm Hair removal (light skin)	690nm Hair removal (brown skin)	755nm Hair removal (black skin)
						
						


5 therapeutic Heads

- 532 & 1064: removing tattoo, eyeliner and lip line
- 1320: black-faced doll whitening and whitening skin
- Adjustable 532 & 1064: removing large-area tattoos



Poignée ND YAG, à utiliser pour le détatouage, le tatouage sur les sourcils, le retrait des lèvres, le rajeunissement de la peau, l'élimination des taches de naissance, du naevus otas et des taches cutanées.

Working Principle



11 Heads!

7 Cutter Heads, 4 Cannon Heads



SIZE OF CARTRIDGE


1.5mm,2.0mm,3.0mm,4.5mm for face treatment
6.0mm.9mm.13mm for body treatment.

Cartouches 11D L7-1,5 mm,MF2,0 mm,L7-3,0 mm,L4-4,5 mm,MF6,0 mm,
MF9.0mm,MF13.0mm,DL1.5,DL2.0,DL3.0,DL4.5 1. Éliminez les rides autour du front, des yeux, de la bouche, etc. 2. Soulevez et resserrez la peau des deux joues. 3. Améliorer l'élasticité de la peau et façonner le contour. 4. Améliorer la ligne de la mâchoire, réduisant les « lignes de marionnettes ». 5. Resserrer le tissu cutané du front, en soulevant les lignes des sourcils. 6. Améliorer le teint de la peau, rendant la peau délicate et lumineuse. 7. Associez-le à l'injection de produits de beauté comme l'acide hyaluronique et le collagène, pour résoudre davantage de problèmes de vieillissement. 8. Éliminer les rides du cou, protéger le vieillissement du cou.

Comparison before and after use




Handle details




1. Aiguilles non isolées : thérapie égale pour l'épiderme et la couche de derme 2. Type de moteur pas à pas : l'aiguille s'insère sur la peau en douceur sans choc 3. Aiguilles plaquées or : haute biocompatibilité, convient aux patients allergiques aux métaux *. Anti-rides, raffermissant la peau, améliorant les pseudo-rides, dissolvant les graisses, façonnant et liftant. *. Éclaircit rapidement la peau et la rend plus tendre. *. Favorise activement la circulation lymphatique du visage, résout le problème de l'œdème cutané. *. Lifting et raffermissement de la peau, résolvant efficacement les vergetures réparatrices. *. Enlèvement du bord noir de l'œil, des poches sous les yeux et des rides autour de l'œil. Rétrécit les pores, répare les cicatrices blanches, apaise la peau.

WORKING PRINCIPLE

Make Your Beauty Business Easier



Microneedle delivers thermal energy to the treatment area more safely and effectively allowing treatment regardless of skin type. The laser energy is mostly absorbed by melanin, especially in darker skin which contains a higher melanin content.



For Micro Needle Microneedle treatments, Effective, direct thermal stimulation to remodel collagen with less epidermis damage. Micro Microneedle penetrates target area from epidermis to dermis without energy loss; stimulates and efficiently remodels disordered collagen.

PROFESSIONAL AND FAST

CHANGE 



laser 980 nm le faisceau est focalisé sur une plage de diamètre de 0,5 à 3 mm, afin de permettre à une énergie plus ciblée d'atteindre le tissu cible, tout en évitant de brûler les tissus cutanés environnants. L'irradiation transcutanée (avec une pénétration de 1 à 2 mm dans les tissus) provoque une absorption sélective des tissus par l'hémoglobine (l'hémoglobine est la cible principale du laser) Élimination de la lignée rouge des veines d'araignée, traitement de la mycose des ongles gris

TREATMENT EFFECT T

BEFORE & AFTER



OPERATION SHOWS



14 inch 4K true color touch screen

Operation interface, independently designed to ensure
safety and easy operation



1. 14 pouces grand écran tactile, conception humanisée
2. Homme/femme, parties du corps, 6 types de peau en option.
3. Anglais votre langue maternelle.
4. OEM gratuit service de programme (logo/système...)

Si vous avez des questions sur le matériel de beauté, la recherche de partenaires et l'entrepreneuriat beauté, consultez MLKJ !

Tél/Whatsapp : 86 15965364558

Courriel : sale@mingliangkj.com