

980+ microneedle multi-function machine

- ✓ Vascular lesions
- ✓ Proliferative lesion
- ✓ Age spots and sun spots
- ✓ Spider veins
- ✓ Face lift
- ✓ Skin rejuvenation
- ✓ Reduce wrinkles
- ✓ Scar remover
- ✓ Skin tightening
- ✓ Acne treatment




Laser Diode 980nm Micro Aiguille Applications Gamme thérapeutique

- 1) Lésions Vasculaires □ Lésion proliférative
- 2) Enlèvement de la veine d'araignée
Traitement des télangiectasies et des vaisseaux sanguins
- 3) Lifting du visage, rajeunissement de la peau
- 4) traitement de l'acné, réduire les rides, dissolvant de cicatrice, raffermissment de la peau
- 5) Enlevez les taches, les taches de vieillesse, les coups de soleil, la pigmentation

EXFU

Focus on repairing skin problems

Clear effect, strong pertinence.



+ Remove red blood streaks

+ Tira anti-aging

+ Light grain

+ Skin rejuvenation

Laser à diode 2 en 1 980 nm micro-aiguille

Le faisceau laser de 1,980 nm est focalisé sur une plage de diamètre de 0,2 à 0,5 mm, afin de permettre à une énergie plus concentrée d'atteindre le tissu cible, tout en évitant de brûler le tissu cutané environnant L'irradiation transcutanée (avec une pénétration de 1 à 2 mm dans le tissu) provoque une absorption sélective des tissus par l'hémoglobine (l'hémoglobine est la cible principale du laser)

2. Le traitement RF Microneedling utilise des aiguilles ultrafines et de l'énergie radiofréquence (RF) pour pénétrer la couche supérieure de la peau. Cela permet la régénération de l'élastine et du collagène dans les zones traitées, résultant en une apparence revitalisée de la peau.


Microneedle 980 laser





Affichage de la poignée RF Microneedling


Handle details




La machine Exfu RF Microneedling peut resserrer la peau et assurer sa fermeté grâce à la coagulation des tissus mous. Cela permet la régénération de l'élastine et du collagène dans les zones traitées, résultant en une apparence revitalisée de la peau.

WORKING PRINCIPLE

Make Your Beauty Business Easier




Microneedle delivers thermal energy to the treatment area more safely and effectively allowing treatment regardless of skin type. The laser energy is mostly absorbed by melanin, especially in darker skin which contains a higher melanin content.



For Micro Needle Microneedle treatments, Effective, direct thermal stimulation to remodel collagen with less epidermis damage. Micro Microneedle penetrates target area from epidermis to dermis without energy loss; stimulates and efficiently remodels disordered collagen.

Comment traiter pour la revitalisation de la peau? Réveillez la production naturelle de collagène et d'élastine de votre peau. Le traitement de microneedling de fréquence utilise des aiguilles ultrafines et de l'énergie radiofréquence (RF) pour pénétrer la couche supérieure de la peau et déclencher le processus de guérison naturel du corps pour régénérer de nouveaux collagène et élastine. Contrairement à certains autres traitements de revitalisation de la peau, ces traitements peuvent être effectués sur tous les types de peau, n'importe où sur le corps et à tout moment de l'année.



Control the treatment depth from 0.5-3mm by screen

TREATMENT EFFECT

Make Your Beauty Business Easier




Quelles sont les zones de traitement ?

Le visage et le corps peuvent être traités. La zone traitable est la suivante : Complète Visage/front/pattes d'oie/haut de la joue/bas des yeux/bas/joue/nez/lèvre supérieure et inférieure/menton/mâchoire/cou/décolleté/coudes/abdomen

Affichage de la poignée laser à diode 980nm

PROFESSIONAL AND FAST

CHANGE 



+ 1mm



+ 2mm



+ 3mm

- **Laser power 15w**

Our 980 machine adopts 15w low power, adjustable power and 30w application in medical devices.



- **Adjustable light spot**

Adjusting ring with four adjusting light spots, the thicker the adjusting ring, the larger the light spot, and the thinner the adjusting ring, the smaller the light spot.

- **Life 10,000 hours**

The service life is up to 10,000 hours, which can be used for 24 hours continuously.



- **No trauma**

Max directional conduction patent technology is adopted to act on the capillary in a targeted manner, breaking up hemoglobin in the capillary in an instant, shrinking and solidifying the expanded capillary in an instant, and the red blood filaments disappear.

- **Two therapeutic heads**


The two treatment heads are respectively used for treating red blood silk and onychomycosis.




Enlèvement de la veine d'araignée Machine laser vasculaire à diode 980
Diode Laser 980nm répare et enlève les ongles gris

WORKING PRINCIPLE

The pulse width can be used to warm up the blood vessels so that they can be heated and condense to avoid the purple



1 The hemoglobin in the capillary rupture of the moment



2 The hemoglobin was removed after rupture


TREATMENT EFFECT

The pulse width can be used to warm up the blood vessels so that they can be heated and condense to avoid the purple

OPERATION SHOWS




BEFORE & AFTER



TREATMENT EFFEC T

BEFORE & AFTER



OPERATION SHOWS



Caractéristiques des machines :

- * Pas de pièces consommables, la machine peut fonctionner 24h/24.
- * N'endommage pas du tout l'épiderme. * Indolore, non invasif, sans temps d'arrêt.
- * Conception portable, facile à transporter.
- * Laser 980nm de recharge équipé du haut avec 4 anneaux pour ajuster la taille du point machine à micro-aiguilles dorées avec 4 têtes pour le resurfaçage de la peau.
- * Plusieurs langues peuvent être sélectionnées, nous pouvons créer le logo gratuit en fonction de vos besoins.



Conception de mise sous tension à une touche
Écran d'affichage

4K SCREEN DISPLAY

Make Your Beauty Business Easier



1. Grand écran tactile de 14 pouces, conçu humanisé
2. Mâle/femelle, parties du corps, 6 types de peau en option.
3. Anglais votre langue maternelle.
4. Service de programme OEM gratuit (logo/système...)

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you





Profil de l'entreprise



15 Years
Laser Beauty Decvice
Manuafactor

MLKJ est une entreprise de 15 ans intégrant la conception, le développement, la production et la vente d'instruments de beauté. Vraie usine, vrai processus de production, vraie évaluation ! Bienvenue dans notre entreprise ou visite vidéo! Ce n'est que lorsque vous choisissez un véritable partenaire que la qualité du produit peut être garantie !

Our Showroom



Production Process



Warehouse spare parts



Parts assembly



Precision machining



Handle fabrication



Product assembly process



Quality inspection
of finished products



Product packaging

Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service