The advertisement features a woman with curly hair on the left and a laser machine on the right. The machine is black with a control panel and a '50% OFF' sticker. The background is dark with orange geometric shapes.

GENES LASER

NEWEST COMING, FASTEST
STRONGEST, DOUBLE HAIR
REMOVAL SYSTEM

1200W + 1800W TITANIUM COMING

[VIEW MORE](#)

*Laser à diode haute puissance 1800w avec une belle technologie de refroidissement, pour une épilation sans douleur!

* Le laser à diode permet à la lumière de pénétrer plus profondément dans la peau et de manière plus sûre que les autres lasers. parce qu'il peut éviter le pigment de mélanine dans l'épiderme de la peau, nous pouvons l'utiliser pour l'épilation permanente de tous les poils de couleur sur les 6 types de peau.


* Convient à tous les poils indésirables sur des zones comme le visage, les bras, les aisselles, la poitrine, le dos, le bikini, les jambes... Il a également le renouvellement de la peau.

*Fréquence 1-10hz.traitement rapide !!! Machine pour une épilation rapide et définitive. Sans douleur!!

Handle display

① Optional 12*24mm/12*36mm light spot size.

Different spot size meet different body parts hair removal needs .



② 10bars 1200w / 15bars 1800w. 10million—40million shots.
Effective for permanent hair removal

③ 755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.

Cooling effect

The handle has a cooling effect that improve treatment comfort.




Le laser Waves combine 755nm 808nm 1064nm, convient à tous les types de traitement de peau et de cheveux

755nm pour l'épilation des peaux blanches (poils fins/dorés)


808nm pour l'épilation de la peau jaune (naturelle)
1064nm pour l'épilation de la peau noire (poils noirs)
machine d'épilation au laser à diode

working principle


-  755 nm for white skin (fine, golden hair removal);
-  808nm for yellow neutral skin (brown hair removal);
-  1064nm for black skin (black hair removal)



A natural




B energy absorbed by hair



C hair follicle died

working principle

Triple wavelength laser spots work together



Comparaison avant et après effet

Scope of application

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



SHIPPING

Welcome to visit our factory



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month