

4 in 1





Description des produits

Real shot display



808 handle



Elight handle



ND YAG Laser handle



RF handle



Laser à diode Elight/IPL Nd yag RF, 4 poignées différentes dans une seule machine

Ce laser 4 en 1 RF Elight IPL diode laser yag a des accessoires de haute qualité, une puissance élevée

* La poignée laser à diode utilise une barre laser dorée importée d'Allemagne, 50 millions de tirs.

* La poignée Elight utilise une lampe britannique, 150 000 à 30 000 coups

*Nd yag : Equipez 5 têtes de traitement, réglable 1064nm/532nm, fixe 1064nm/532nm, fixe 1320nm.

* RF : Équipez 6 têtes de traitement, utilisées pour l'élimination des rides, le lifting de la peau, le raffermisssement de la peau.

DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



ADVANTAGE

- **PAINLESS:** 755/808/1064nm diode laser for all type skin hair removal
- **FASTER:** Large area spot sliding operation
- **NO TRAUMA:** There is no trauma to skin tissue
- **SAFETY:** To avoid the light of the deputy to reduce the difficulty of operation



Suitable for hair removal on any part of the body,
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.



• *Cooling effect* •

The handle is frosted for one minute,
making your treatment more comfortable and painless



Elight handle



specification

- High-quality: Elight handpiece with super cooling system
- Optional Spot Size 15*50mm
- Long shots time: 150000 times
- 7 filters: 420/510/560/585/640/690/755nm
Standard: 420/510/680nm



HANDLE-ADVANTAGE



specification

- **Multiple choice**
fixed 1064nm & 532nm, adjustable 1064nm & 532nm (adjust 1-7 mm) for tattoo removal, nevus removal etc.
- **Multifunction**
1320nm for skin rejuvenation
- **Indicator light**
Dot position is the indicator light position dot more accurate



Before&after compare



RF Handl e



12mm
eye-rf

28mm small
tripolar rf head

36mm big
tripolar rf head

14mm
bipolar-rf

28mm
bipolar-rf

38mm
bipolar-rf

Skin rejuvenation/Vascular/Acne



before



after



before



after



before



after

BEFORE & AFTE [®]



Hair removal



Skin rejuvenation



Freckle removal



Acne removal



Vascular



Lose weight

SCREEN INTERFAC [®]

Professional Screen, Easy operation



Taille de l'écran	Écran tactile couleur véritable de 14 pouces
Durée de pouls	10-300ms
Fréquence	1-10hz
Taille du spot	Lumière : 15*50mm Laser à diodes : 12 * 20 mm et 12 * 35 mm
Énergie	1-150J/cm2

Refroidissement	Refroidissement par eau refroidissement par air système de refroidissement du condenseur TEC
Tension	AC220V/110V 50HZ/60HZ
Dimension de la machine	113*65*76 cm
Emballer	Boîte en aluminium
garantie	2 années

Profil de l'entreprise





Authentication

CE, NQA13485, CB certification and more Complete certification materials



60000+ Customers

We have professional after sale team and we provide 7*24 services



2 Years Warranty

2 years warranty for each machine, All questions will get reponse within 24 hours

Certificats

CERTIFICATE DISPLAY



L'emballage du produit

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable, one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,



FAQ

1. Est-ce une entreprise fiable ?

Weifang Mingliang Development Co., Ltd. est créée en 2005, engagée dans la R&D, la vente et les services après-vente d'appareils esthétiques et d'équipements laser médicaux, même une partie du domaine informatique et du secteur immobilier. Nous avons une équipe professionnelle intégrant l'optique, les machines, l'électricité et la médecine, pour nous garder en tête dans ce domaine. L'usine couvre 5000M2 et compte plus de 100 employés.

2 : Qu'en est-il de la livraison ?

Nous pouvons offrir les services porte à porte par voie aérienne ou maritime, en fonction

de votre demande réelle. Tels que DHL, UPS, TNT, FEDEX... par voie aérienne ; et les transports maritimes.

3 : quel est le délai de livraison ?

3-5 jours ouvrables. Énorme stock.

4 : Quel est le forfait ?

Boîtier en alliage d'aluminium solide et beau/boîtier en carton/caisse en bois.

5 : Avez-vous des supports technologiques opportuns ?

Nous avons une équipe de soutien technologique professionnelle pour vos services en temps opportun. Nous préparons les documents techniques pour vous, aussi vous pouvez nous contacter par téléphone, webcam, chat en ligne (googletalk, MSN, skype, yahoo...).

6 : Quel est le mode de paiement ?

T/T, WESTERN UNION, engagement et etc.

7 : Si les machines sont cassées pendant l'expédition, nous soutiendrez-vous ?

Généralement, notre client achètera l'assurance avant l'expédition, évitera toute perte d'argent due au transport difficile. Nous vous aiderons à résoudre les réclamations auprès des compagnies d'assurance pour récupérer votre argent à temps.