

5 in 1

# BODY SHAPING SYSTEM

- ◎ Roller mechanical massage
- ◎ Vacuum negative pressure adsorption
- ◎ Bipolar radiofrequency thermal
- ◎ Near infrared laser



## Advantage

### 5 treatment handles

According to different treatment areas, treatment items, treatment demands, etc., it can easily achieve perfect body shaping, local slimming and weight loss, skin tightening and lifting, skin texture improvement, etc.

### Perfect control system

Adsorption strength, adsorption frequency, roller speed, roller direction, red light intensity, radio frequency power, etc., can be freely adjusted to meet various treatment demands of patients.

### True dual-monopolar radio frequency system

The dual-monopolar radio frequency system using Korean 6M radio frequency power supply effectively avoids epidermal burns. The radio frequency energy acts more concentratedly on the target tissue (dermis and subcutaneous tissue), resulting in less pain during treatment., the number of treatments is significantly reduced.

**Cavitation 80K :** Basé sur l'utilisation d'ondes ultrasonores à basse fréquence, il crée un phénomène appelé « cavitation » dans le corps. La cavitation se produit lorsque les ondes ultrasonores provoquent la formation et l'implosion de minuscules bulles dans le liquide entourant les cellules adipeuses, provoquant leur rupture..Il peut être efficace pour réduire l'apparence de la cellulite, tonifier et raffermir la peau et réduire la circonférence des zones traitées.

**RF multipolaire :** Il utilise les ondes électromagnétiques appliquées sur la peau, et les ondes pénètrent à la surface de la peau et atteignent les couches plus profondes, provoquant la vibration des tissus et la génération de chaleur. Stimule ainsi la dégradation des cellules grasses

**RF sous vide :** Il combine les technologies d'aspiration sous vide et de technologie RF. L'aspiration sous vide est utilisée pour masser et manipuler la peau, tandis que la technologie RF est utilisée pour chauffer les couches profondes de la peau, favorisant ainsi la production de collagène et la dégradation des cellules adipeuses.




### **Comment fonctionne cette machine ?**



Grâce à la tête d'opération du visage, il peut revitaliser les fibroblastes humains pour générer du collagène, des fibres élastiques, de l'acide hyaluronique et d'autres substances, et restaurer la vitalité de la peau ; Peut résoudre la peau du visage jaunâtre et terne, le contour n'est pas clair, le manque d'élasticité, le relâchement cutané, les rides, le double menton et la dépression du visage.

Mise en forme du corps mince : Pour la décomposition des adipocytes, décomposer les lipides, en énergie musculaire, réduire le volume de graisse, raffermir la peau, effet de forme. Il peut résoudre l'accumulation de cellulite, l'obésité corporelle, les tissus cutanés orange, l'œdème dû à l'humidité, etc.


## Working principle



1 Pumping, relaxing, and pressing through vacuum suction



3 Reuse 940nm infrared to effectively reduce fat cells



4 Then use the roller or massage to dissolve deep fat, clear the lymph, eliminate toxins, eliminate edema



5 Use 10MHz RF to tighten and enhance skin after weight loss



6 Finally, the orange peel is faded, the curve is attractive, and the skin is smooth and smooth.

## Working principle



Large handle with vacuum roller+RF+IR  
For large area such as thigh, buttock waist and abdomen.



Medium handle, vacuum roller+RF+IR, button control  
For small area, such as arms, flanks.



Small handle, vacuum +RF  
For face, forehead and neck.



Smallest handle, vacuum +RF  
For eyes.





Large 40KHz cavitation handle  
For all body slimming.

## Avantages et caractéristiques

1. La poignée du corps est équipée d'un écran tactile de 2,8 pouces, plus facile à contrôler et à régler.
2. Pas besoin de massage laborieux par une esthéticienne, une opération simple est sûre.
3. Attraction de pression négative de conversion de fréquence: la propriété physique pure n'a aucun dommage à la peau, le meilleur effet est le plus profond.
4. Rouleau électrique bidirectionnel : la surface de contact est plus large, la zone de fonction est plus grande, la profondeur de fonction est plus profonde.
5. Pince exclusive personnelle: effet tridimensionnel profond, profondeur de stimulation intelligente à vitesse infiniment variable est différente.

# Treatment efficacy











### **Écran d'affichage**


- \*Écran tactile de 14 pouces, facile à utiliser ;
- \*Fournir des services de personnalisation de l'apparence du produit et du système d'exploitation ;
- \*Formation d'orientation sur l'utilisation du produit ;
- \*Conseils de mise à niveau du système, service de suivi du service client exclusif !

# 14-inch HD screen

Smarter and safer screen system



## Machine introduction



**[Plus de détails sur le produit et de méthodes d'application, bienvenue à nous consulter !](#)**  
**[Service en ligne 7\\*24 heures !](#)**