



Sistema ad ultrasuoni focalizzati ad alta intensità macro e micro
Trattamento non chirurgico di lifting del viso, rassodamento del corpo e sistema di riModellamento del corpo!

Descrizione dei prodotti




Utilizzare ultrasuoni ad alta energia concentrandosi sulla posizione del trattamento, in modo che il tessuto cutaneo crei la termica e crei cellule di attrito ad alta velocità per stimolare il collagene. Tale effetto termico non danneggerà l'epidermide, perché il trattamento accede rapidamente e direttamente al sito da trattare entro 0-0,5 secondi, senza toccare il tessuto circostante e può essere passato direttamente al sistema di membrana del tendine superficiale (SMAS), quindi può essere fatto pelle soda mentre si tira lo strato muscolare, viso sottile fino all'effetto progressivo.




MF2.0MM

Unique ultra-thin
probe Clexis patented
technology

"Special cartridge for eyes treatment"



Body Treatment



• *Treatment Effect* •



Model	Ultrasuoni focalizzati per dispositivo terapeutico 7D
Nome	Ultrasuoni focalizzati ad alta intensità

Maniglie	Facciale: 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm
	7D HF: MF2/6/9/13 L4-4.5 L7-1.5 L7-3.0
Produzione di energia	0,1J-2,5J (0,1J per passo)
Spazio tra i punti	1,0 mm-4,0 mm
Lunghezza del tiro	5 mm-25 mm
colpi	Ogni cartuccia 300000 colpi
Dimensione dello schermo	15 pollici
Voltaggio	110 V-240 V, 50/60 Hz

Benvenuti a consultare maggiori dettagli sul prodotto!