

## 980+ microneedle multi-function machine

- ✓ Vascular lesions
- ✓ Proliferative lesion
- ✓ Age spots and sun spots
- ✓ Spider veins
- ✓ Face lift
- ✓ Skin rejuvenation
- ✓ Reduce wrinkles
- ✓ Scar remover
- ✓ Skin tightening
- ✓ Acne treatment




### **Laser a diodi 980nm applicazioni con micro ago Gamma terapeutica**

- 1) Lesioni vascolari, lesione proliferativa  
Telangiectasia e trattamento dei vasi sanguigni
- 2) Rimozione della vena del ragno
- 3) Lifting facciale, ringiovanimento della pelle
- 4) Trattamento dell'acne, riduzione delle rughe, rimozione delle cicatrici, rassodamento della pelle
- 5) Rimuovere macchioline, macchie senili, scottature solari, pigmentazione

# EXFU

## Focus on repairing skin problems

Clear effect, strong pertinence.



+ Remove red blood streaks

+ Tira anti-aging

+ Light grain

+ Skin rejuvenation

### Laser a diodi 2 in 1 980nm microago

Il raggio laser da 1.980 nm è focalizzato su un intervallo di diametro di 0,2-0,5 mm, al fine di consentire a un'energia più focalizzata di raggiungere il tessuto bersaglio, evitando di bruciare il tessuto cutaneo circostante L'irradiazione transcutanea (con una penetrazione da 1 a 2 mm nel tessuto )provoca l'assorbimento selettivo dei tessuti da parte dell'emoglobina (l'emoglobina è il bersaglio principale del laser)

2. Il trattamento RF Microneedling utilizza aghi ultrafini ed energia a radiofrequenza (RF) per penetrare nello strato superiore della pelle. Ciò consente la rigenerazione di elastina e collagene nelle aree trattate, con conseguente aspetto rivitalizzato della pelle.


Microneedle 980 laser





**Display con manico Microneedling RF**


# Handle details




La macchina Exfu RF Microneedling può rassodare la pelle e garantire compattezza, attraverso la coagulazione dei tessuti molli. Ciò consente la rigenerazione di elastina e collagene nelle aree trattate, con conseguente aspetto rivitalizzato della pelle.

# WORKING PRINCIPLE

Make Your Beauty Business Easier




Microneedle delivers thermal energy to the treatment area more safely and effectively allowing treatment regardless of skin type. The laser energy is mostly absorbed by melanin, especially in darker skin which contains a higher melanin content.



For Micro Needle Microneedle treatments, Effective, direct thermal stimulation to remodel collagen with less epidermis damage. Micro Microneedle penetrates target area from epidermis to dermis without energy loss; stimulates and efficiently remodels disordered collagen.


Come funziona il trattamento per la rivitalizzazione della pelle? Risveglia la produzione naturale di collagene ed elastina della tua pelle. Il trattamento con microneedling di frequenza utilizza aghi ultrafini ed energia a radiofrequenza (RF) per penetrare nello strato superiore della pelle e innescare il naturale processo di guarigione del corpo per rigenerare nuovo collagene ed elastina. A differenza di altri trattamenti di rivitalizzazione della pelle, questi trattamenti possono essere eseguiti su tutti i tipi di pelle, in qualsiasi parte del corpo e in qualsiasi momento dell'anno.



Control the treatment depth from 0.5-3mm by screen

## TREATMENT EFFECT

Make Your Beauty Business Easier



### Quali sono le aree di trattamento?

Sia il viso che il corpo possono essere trattati. L'area delle aree trattabili è la seguente:

Intera

Viso/Fronte/Zampe di gallina/Superiore della guancia/Inferiore degli occhi/Inferiore/Guance/Naso/Labbro superiore e inferiore/Mento/Mascella/Collo/Decolleté/Gomiti/Addome

**Display con impugnatura laser a diodi 980nm**

# PROFESSIONAL AND FAST

CHANGE 



+ 1mm



+ 2mm



+ 3mm

- **Laser power 15w**

Our 980 machine adopts 15w low power, adjustable power and 30w application in medical devices.



- **Adjustable light spot**

Adjusting ring with four adjusting light spots, the thicker the adjusting ring, the larger the light spot, and the thinner the adjusting ring, the smaller the light spot.

- **Life 10,000 hours**

The service life is up to 10,000 hours, which can be used for 24 hours continuously.



- **No trauma**

Max directional conduction patent technology is adopted to act on the capillary in a targeted manner, breaking up hemoglobin in the capillary in an instant, shrinking and solidifying the expanded capillary in an instant, and the red blood filaments disappear.

- **Two therapeutic heads**


The two treatment heads are respectively used for treating red blood silk and onychomycosis.




Macchina laser vascolare a diodi per la rimozione della vena del ragno 980  
Diode Laser 980nm ripara e rimuove le unghie grigie

# WORKING PRINCIPLE

The pulse width can be used to warm up the blood vessels so that they can be heated and condense to avoid the purple



1 The hemoglobin in the capillary rupture of the moment



2 The hemoglobin was removed after rupture


# TREATMENT EFFECT

The pulse width can be used to warm up the blood vessels so that they can be heated and condense to avoid the purple

OPERATION SHOWS




BEFORE & AFTER



# TREATMENT EFFEC T

BEFORE & AFTER



OPERATION SHOWS



## Caratteristiche della macchina:

- \* Nessuna parte consumabile, la macchina può funzionare 24 ore al giorno.
- \* Non danneggiare affatto l'epidermide. \* Indolore, non invasivo, nessun tempo di inattività.
- \* Design portatile, facile da trasportare.
- \* Top di ricambio, laser da 980 nm con 4 anelli per regolare la dimensione del punto macchina micro ago d'oro con 4 teste per il resurfacing della pelle.
- \* È possibile selezionare più lingue, possiamo creare il logo gratuito in base alle tue esigenze.



**One-button  
Power on**

Design di accensione con un solo tasto  
**Visualizzazione sullo schermo**

# 4K SCREEN DISPLAY

Make Your Beauty Business Easier



1. Grande touch screen da 14 pollici, design umanizzato
2. Maschio/femmina, parti del corpo, 6 tipi di pelle per opzione.
3. Inglese la tua lingua madre.
4. Servizio di programma OEM gratuito (logo/sistema...)

# Certificate display

Certificate is the best guarantee for you





## Profilo Aziendale



**15 Years**  
Laser Beauty Device  
**Manufacturer**

MLKJ è un'azienda di 15 anni che integra progettazione, sviluppo, produzione e vendita di strumenti di bellezza. Fabbrica reale, processo di produzione reale, valutazione reale! Benvenuti nella nostra azienda o visita video! Solo scegliendo un vero partner la qualità del prodotto può essere garantita!

# Our Showroom



# Production Process



Warehouse spare parts



Parts assembly



Precision machining



Handle fabrication



Product assembly process



Quality inspection of finished products



Product packaging

# Packing

Safe and thoughtful packaging service



## Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board  
inside aluminum box**



## 3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service