



*Utilizza una tecnologia elettromagnetica ad alta intensità, che ha la capacità di indurre contrazioni muscolari sovramassimali.

*Il campo magnetico a variazione rapida induce onde elettriche nel tessuto dove polarizza le membrane neurali e governa le unità motorie nel tessuto muscolare bersaglio, provocando contrazioni concentriche.



*Durante il trattamento, i muscoli si contraggono a livelli sovramassimali. Le

intense contrazioni sopramassimali aumentano il rilascio di adrenalina che innesca un effetto a cascata che porta alla lipolisi sopramassimale nelle cellule adipose.

*Nel frattempo,risponde con un profondo rimodellamento della sua struttura interna, induce la crescita delle miofibrille (ipertrofia muscolare), la creazione di nuovi filamenti proteici e la crescita delle fibre muscolari (iperplasia muscolare). Il processo si traduce in un aumento della densità e del volume muscolare.

REASONABLE DESIGN

PRODUCT DETAILS

SAFE AND CONVENIENT



HANDLE



The handles support independent and synchronous work

POWER LOCK



Prevent the power supply from falling out, causing damage to the machine



SHELF



Put the tools you can use

STRAP STORAGE



The handles support independent and synchronous work



EASY TO OPERATE

HD 15.6 INCH LARGE SCREEN

NEW APPEARANCE

SCREEN DISPLAY

EASY TO OPERATE



ONE-BUTTON START

MORE CONVENIENT



UX3

COOLING SYSTEM

GOOD BATTERY LIFE



OPERATING PARTS


The location of the handle operation must be consistent with the interface selection location



INCREASE MUSCLE MASS

HIGH EFFICIENCY

UP TO 50.000 PULSES IN 30 MINUTE SESSION



VS



+16%

Estimated increase in muscle mass

-19%

Estimated fat reduction

4 CM (1.5 INCHES) LOSS IN WAISTLINE CIRCUMFERENCE

11% REDUCTION IN ABDOMINAL MUSCLE SEPARATION (CALLED DIASTASIS RECTI)

5 X INCREASE IN FAT METABOLISM (APOPTOTIC INDEX INCREASED FROM 19% TO 92% AFTER TREATMENT) 80% PATIENTS WITH VISIBLE LIFTING EFFECT OF BUTTOCKS 96% PATIENT SATISFACTION


PRINCIPLE

HOW IT WORKS

EMSCULPT with HIFEM technology induces supramaximal muscle contractions not achievable by voluntary action. When exposed to supramaximal contractions, the muscle tissue is forced to adapt to such extreme condition.

The muscle responds with a deep remodeling of its inner structure, i.e., the growth of myofibrils (muscle hypertrophy) and creation of new protein strands and muscle fibers (muscle hyperplasia).

The process results in increased muscle density and volume.



Direct muscle stimulation, more efficient

More than 20,000 Sit-ups



Faster frequency
1-150Hz adjustable



More modes
5+1 optional



Higher efficiency
30 minutes treatment




Pays off faster
Speed up fat burning

DEVICE NAME:	EXFU TESLASCULPT MACHINE
MODEL NUMBER:	HI-EMT
APPLICATION:	FOR COMMERCIAL
SCREEN SIZE:	14INCH TRUE COLOR TOUCH SCREEN
PULSE DURATION:	300PS
FREQUENCY:	1-10HZ
SPOT SIZE:	2-10MM ADJUSTABLE
ENERGY:	20,000 SIT-UPS/50,000 MUSCLES CONTRACTIONS
AFTER-SALES SERVICE PROVIDED:	FREE SPARE PARTS, ONLINE SUPPORT, VIDEO TECHNICAL SUPPORT
WEIGHT:	65KGS
COOLING:	WATER COOLING+AIR COOLING
VOLTAGE:	AC220V/110V 50HZ/60HZ
DEMENSION OF MACHINE:	27*49*57CM
PACKAGE:	ALUMINUM BOX
WARRANTY:	2 YEARS

AMAZING EFFECT

Before & After



Before

Five weeks later

Eight weeks later



Before

After



Before

After



Before

After



Before

After