

Various Modes Of Operation

Machine, mobile phone, pad,
synchronization control



Mobile Phone



Pad



Machine



12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



Vantaggi

1.3 onde 1064nm 808nm 755nm, 3 in 1 tutti i tipi di pelle possono essere utilizzati ad alta potenza:

NUOVO manico da 1200 W / 1800 W per le opzioni

2. Grande dimensione del punto 12 * 20 mm, 12 * 36 mm, soluzione per la depilazione del viso e del corpo!

3. Sistema di raffreddamento: esclusivo sistema di raffreddamento Dual-TEC, più efficace per garantire il lavoro della macchina tutto il giorno, 24 ore senza tempi di inattività.

4. Lunga durata: 40 milioni di scatti

Servizio personalizzato per tutti gli stili tutti i colori che desideri


Funzione del laser a diodi

Le 3 onde funzionano contemporaneamente nella stessa maniglia

755nm per la pelle bianca (capelli fini e dorati)

808nm per pelle gialla/neutra

1064nm per il nero (capelli neri)



Super effetto di raffreddamento del ghiaccio, il trattamento indolore è più confortevole



Machine Display




Visualizzazione sullo schermo

1. Grande touch screen da 14 pollici, design umanizzato
2. Maschio/femmina, parti del corpo, 6 tipi di pelle per opzione.
3. Inglese la tua lingua madre.
4. Servizio di programma OEM gratuito (logo/sistema...)

The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



Specifiche dettagliate del platino del ghiaccio del laser a diodi

Articolo	Laser a diodi verticale 755nm808nm1064nm
Tipo laser	Laser a diodi, 10 bar, 12 bar, 16 bar
Potenza di ogni barra	120w
Sistema di visualizzazione	Schermo tattile a colori da 14 pollici
Lunghezza d'onda	808 nm/755 nm/1064 nm
Dimensione del punto	12*24mm² 12*36mm²
Durata della maniglia del laser	Max 40.000.000 di colpi
Energia	10-150 J/cm2 regolabile (fino a 150J/cm2 opzionale)
Durata dell'impulso	10~400 ms regolabile
Frequenza	1,0-10 Hz;
Sistema di raffreddamento	Condensatore semiconduttore TECariachiusa circolazione acqua
Maneggiare il potere	1000w/1200w/1600w
Potenza della macchina	2000w
Sorgente elettrica	220V/50HZ o 110V/60HZ
Temperatura del cristallo	-20~5°C
Temperatura della macchina	Temperatura costante di 24°C

Requisiti di potenza AC220V/110V 50~60Hz
 Peso lordo 80 kg

La nostra fabbrica


**U.S. FOOD & DRUG
ADMINISTRATION**

Follow FDA | En Español

SEARCH

[Home](#)
[Food](#)
[Drugs](#)
[Medical Devices](#)
[Radiation-Emitting Products](#)
[Vaccines, Blood & Biologics](#)
[Animal & Veterinary](#)
[Cosmetics](#)
[Tobacco Products](#)

510(k) Premarket Notification

[FDA Home](#)
[Medical Devices](#)
[Databases](#)


[510\(k\)](#) | [DeNovo](#) | [Registration & Listing](#) | [Adverse Events](#) | [Recalls](#) | [PMA](#) | [HDE](#) | [Classification](#) | [Standards](#)
[CFR Title 21](#) | [Radiation-Emitting Products](#) | [X-Ray Assembler](#) | [Medsun Reports](#) | [CLIA](#) | [TPLC](#)

[New Search](#)
[Back To Search Results](#)

Device Classification Name	Powered Laser Surgical Instrument
510(K) Number	K200525
Device Name	Medical Diode Laser Hair Removal System
Applicant	Weifang Mingliang Electronics CO., LTD
	No. 13426, Yuying Street, High-Tech District, Weifang, CN 261000
Applicant Contact	Li Mingliang
Correspondent	Beijing Believe-Med Technology Service Co., Ltd. Rm. 912, Building#15, XiYueHui, No.5, YiHe North Rd., FangShan District, Beijing, CN 102401
Correspondent Contact	Ray Wang
Regulation Number	879.4810
Classification Product Code	QEX
Date Received	03/02/2020
Decision Date	05/27/2020
Decision	Substantially Equivalent (SESE)
Regulation Medical Specialty	General & Plastic Surgery
510k Review Panel	General & Plastic Surgery
Type	Traditional
Reviewed By Third Party	No
Combination Product	No

Custom Section

CASE design



LOGO design



SYSTEM design

