



Laser luxe

Powerful

fastly


Safety

Laser a impulsi brevi: durata \leq nanosecondi ($10e-6$ secondi)

[Il miglior laser per la rimozione dei tatuaggi](#)

Caratteristiche:

- Utilizzando l'effetto esplosivo meccanico della pressione sonora della luce, la durata di una singola emissione è breve, ad alta energia, con potenza di picco;
- L'ampiezza dell'impulso generalmente non è regolabile;
- L'impulso breve è realizzato mediante la tecnologia Q-switching



Informazioni sul prodotto

Light guide arm imported from South Korea

- **Life can reach 5 million times**


Long service life, up to 5 million exposures, to better meet customer needs.

- **Aluminum**

Equipped with high-quality aluminum light guide arm, quality is guaranteed

- **Counterweight**

The light guide arm adopts a counterweight design, which makes the operation more flexible and convenient



Con 7 bracci di luce guida, la luce è più simmetrica! La densità di energia (J/cm^2) è il parametro decisivo della terapia laser Q-switched. Il laser Q-switched di solito non è in grado di regolare l'ampiezza dell'impulso, impostare lo stesso valore di energia luminosa (mJ), se minore è l'area di azione (minore è il diametro dello spot), maggiore è la densità di energia, più intensa è la reazione cutanea, che è il significato di "concentrarsi"

Informazioni sulla maniglia

Product advantage

⤴ Fast and scar-less

⤴ imported 7 joint articulated arm
360 treatment without dead angle
and ensure the highest energy output
minimum energy loss during laser
transmission.

⤴ The combination different laser pulse
durations, Provide an optimal method
for shattering all sizes of pigment
particles.

⤴ Spots no longer appear

⤴ 2-10mm adjustable spot size
Different treatment areas are applicable
Energy density is automatically
adjusted with spot size.

Effetto del trattamento


Caratteristiche: 1. Prestazioni elevate: Il sistema laser Ruby ha un'elevata produzione di energia e un'elevata densità di potenza, consentendo interventi chirurgici e trattamenti rapidi ed efficaci. 2. Sicurezza: il sistema utilizza una tecnologia laser avanzata per controllare accuratamente la profondità e l'intensità del raggio laser, riducendo al minimo i danni al tessuto circostante. 3. Multifunzionale: il sistema laser Ruby può essere utilizzato per una varietà di interventi chirurgici e trattamenti, tra cui rimozione della pelle, trattamento di malattie vascolari, riparazione di cicatrici, ecc. 4. Alta precisione: il sistema è dotato di funzioni di posizionamento e controllo del raggio laser ad alta precisione, può gestire con precisione il tessuto bersaglio, migliorare il tasso di successo dell'intervento chirurgico e l'effetto del trattamento. 5. Portabilità: il sistema Ruby Laser adotta un design compatto, facile da trasportare e spostare, adatto a diversi ambienti clinici.

TECHNICAL PRINCIPLE



Traditional laser

Traditional nanosecond lasers predominately rely on photothermal action, delivering heat to the pigment and surrounding tissue



Laser luxe

Laser luxe takes advantage of Pressure Wave Technology to shatter the target ink into tiny particles that are easily

755 wavelength utilizzato per sbiancare e ingiallire rimuovere rapidamente i pigmenti della polvere e ripristinare facilmente la pelle bianca. Il laser a picosecondi da 532 nm ha l'effetto migliore sui tatuaggi gialli, seguiti dai tatuaggi rossi. Il laser a picosecondi da 1064 nm funziona meglio per i tatuaggi neri. La lunghezza d'onda 532 è utilizzata per trattare macchie epidermiche come lentiggini, macchie di caffè, macchie di fotoinvecchiamento, segni di acne e rughe, nonché tatuaggi rossi e gialli. 1064 usato per trattare macchie cutanee come ciano-ciano-marroni, otamole, cloasma, pigmentazione, sbiancamento e schiarimento per rimuovere tatuaggi gialli, neri e blu può essere lavato, usato per trattare l'acne, ridurre i pori e rassodare la pelle, per ottenere l'effetto del ringiovanimento della pelle.

Before & After



Before

After



Before

After



Before

After



Before

After



Before

After



Before

After

Parameters Table

Device Name	Laser luxe
Wavelength	1064nm 755nm 532nm
Screen Size	12 inch 4K Style touch screen
Pulse Duration	~7ns@1064nm ~6.5ns@532nm
Frequency	1-10hz
Spot size	2-10mm adjustable
Energy	1064/1000mj 755/1000mj 532/1000mj
Beam of light transmission	7 articular-arm of light guide transmitting
Indicator of aiming light	650 red diode laser
Cooling	Water cooling+Air cooling
Voltage	AC220V/110V 50HZ/60HZ
Demension of machine	93.6*92.7*39cm
Package	Aluminum box
Warranty	2 years



Accessori per la rimozione dei tatuaggi laser Nd Yag con laser a picosecondi per sbiancamento della pelle: Inoltre, disponiamo anche di vari accessori per offrire ai nostri clienti un servizio eccellente. Laser Q-switched nanosecondo impulso breve 755 532 1064 terapia vascolare riparazione cicatrice macchina per la rimozione del tatuaggio laser a picosecondi





You'll get

Six value-added services

One-stop after-sales solution



2 years machine warranty
1 year for handle



Free enterprise training



Test **videos** and **pictures** about the machine



A professional **training service**
training files
training videos



Customized logos, posters and promotional videos, put the logo on screen system



Parcel **tracking service**
Help to do Customs clearance

Dopo il servizio:

*Considerando la lunga distanza che ci separa dai nostri clienti e per poter servire i nostri clienti molto meglio, *La nostra azienda crea una tecnologia professionale dopo il team di assistenza.

*Il nostro tecnico fornirà una soluzione tempestiva per qualsiasi problema della macchina e preparerà i documenti entro 24 ore.

*Puoi anche contattarci telefonicamente, online, ecc.

Scopri ulteriori informazioni sul prodotto e conoscenza della bellezza, non esitare a contattarci!

Servizio online 7*24 ore!