

Descrizione dei prodotti

Real shot display





808 handle

Elight handle




Il laser a diodiElight/IPL gestisce in un'unica macchina

Ipl preferito dal salone multifunzionale illumina la pelle tenera e rimuove la macchina per la depilazione laser a diodi delle lentiggini

^{*}La maniglia Elight utilizza una lampada del Regno Unito, 150.000-30.000 scatti

^{*}Laser a diodi: 755nm808nm1064nm

Three wavelengths work together



Suitable for hair removal on any part of the body, Such as arms,legs, face, armpits, back, chest, etc.






















ELIGHT HANDL



specification

- High-quality: Elight handpiece with super cooling system
- Optional Spot Size 15*50mm, 15*35mm
- Long shots time: 150000 times
- 7 filters:420/510/560/585/640/690/755nm Standard:420/510/680nm



Before and after





7-ADUANTAGE

Counter

The handle is equipped with an energy counter to clearly understand the total count during use.



· German imported laser

808 handle adopts Germany imported laser, which has stronger energy and long service life.

Big spot size

808 handle uses large light spot of 12×35 mm, with large processing area and higher working efficiency. The Elight handle uses a 15 * 50 mm large light spot.





Cooling Effect

The handle adopts refrigeration effect, which can effectively cool the skin in the treatment process and improve the comfort of treatment.

Elight lamp

The e light handle uses IPL lamps imported from the United kingdom, which emit light up to 150,000 times and have a longer service life.






Rf function

The e light handle is added with RF function, and the RF function after depilation can achieve the effect of tightening and lifting.

Optical filter

The e light handle is equipped with seven filters, which can be used for different treatments and different skin colors to select the corresponding filters, thus making the operation more convenient.



14inch true touch screen

6 kinds skin type for choice. accept ODM OEM Service.



Per ulteriori informazioni sull'introduzione del prodotto e sui dettagli di utilizzo, consultateci immediatamente

In linea 24 ore!!