

5 in 1

BODY SHAPING SYSTEM

- ◎ Roller mechanical massage
- ◎ Vacuum negative pressure adsorption
- ◎ Bipolar radiofrequency thermal
- ◎ Near infrared laser



Advantage

5 treatment handles

According to different treatment areas, treatment items, treatment demands, etc., it can easily achieve perfect body shaping, local slimming and weight loss, skin tightening and lifting, skin texture improvement, etc.

Perfect control system

Adsorption strength, adsorption frequency, roller speed, roller direction, red light intensity, radio frequency power, etc., can be freely adjusted to meet various treatment demands of patients.

True dual-monopolar radio frequency system

The dual-monopolar radio frequency system using Korean 6M radio frequency power supply effectively avoids epidermal burns. The radio frequency energy acts more concentratedly on the target tissue (dermis and subcutaneous tissue), resulting in less pain during treatment. , the number of treatments is significantly reduced.

Cavitazione 80K: Basato sull'utilizzo di onde ultrasoniche a bassa frequenza, crea nel corpo un fenomeno chiamato "cavitazione". La cavitazione si verifica quando le onde ultrasoniche provocano la formazione e l'implosione di minuscole bolle nel liquido che circonda le cellule adipose, provocandone la rottura..Può essere efficace per ridurre l'aspetto della cellulite, tonificare e rassodare la pelle e ridurre la circonferenza delle aree trattate.

RF multipolare: Utilizza le onde elettromagnetiche che vengono applicate alla pelle e le onde penetrano nella superficie della pelle e raggiungono gli strati più profondi, facendo vibrare i tessuti e generando calore. Stimola così la disgregazione delle cellule adipose

Vuoto RF: Combina le tecnologie dell'aspirazione del vuoto e della tecnologia RF. L'aspirazione sottovuoto viene utilizzata per massaggiare e manipolare la pelle, mentre la tecnologia RF viene utilizzata per riscaldare gli strati profondi della pelle, favorendo la produzione di collagene e la disgregazione delle cellule adipose.




Come funziona questa macchina?



Attraverso la testina chirurgica del viso, può rivitalizzare i fibroblasti umani per generare collagene, fibre elastiche, acido ialuronico e altre sostanze e ripristinare la vitalità della pelle; Può risolvere la pelle del viso giallastra opaca, il contorno non è chiaro, la mancanza di elasticità, il rilassamento cutaneo, le rughe, il doppio mento e la depressione del viso.

Modellamento del corpo snello: per la decomposizione degli adipociti, decomporre i lipidi, in energia muscolare, ridurre il volume del grasso, rassodare la pelle, effetto modellante. Può risolvere l'accumulo di cellulite, l'obesità corporea, il tessuto della pelle arancione, l'edema da umidità, ecc.


Working principle



Pumping, relaxing, and pressing through vacuum vacuum suction



Reuse 940nm infrared to effectively reduce fat cells



Then use the roller or massage to dissolve deep fat, clear the lymph, eliminate toxins, eliminate edema



Use 10MHz RF to tighten and enhance skin after weight loss



Finally, the orange peel is faded, the curve is attractive, and the skin is smooth and smooth.

Working principle



Large handle with vacuum roller+RF+IR
For large area such as thigh, buttock waist and abdomen.



Medium handle, vacuum roller+RF+IR, button control
For small area, such as arms, flanks.



Small handle, vacuum +RF
For face, forehead and neck.



Smallest handle, vacuum +RF
For eyes.



Large 40KHz cavitation handle
For all body slimming.

Vantaggi e caratteristiche

1. La maniglia del corpo è dotata di un touch screen da 2,8 pollici, più facile da controllare e regolare.
2. Non è necessario il massaggio laborioso dell'estetista, l'operazione semplice è sicura.
3. Attrazione di pressione negativa a conversione di frequenza: la proprietà fisica pura non ha danni alla pelle, l'effetto migliore è più approfondito.
4. Rullo elettrico a due vie: la superficie di contatto è più ampia, l'area della funzione è più grande, la profondità della funzione è più profonda.
5. Pinza esclusiva personale: effetto tridimensionale profondo, la profondità di stimolazione della velocità infinitamente variabile intelligente è diversa.

Treatment efficacy



Body shaping




Dissolves fat and improves skin




Improve stretch marks



Dissolves fat and improves skin



Create a V face



Relieve joint pain










Visualizzazione dello schermo

- *Touch screen da 14 pollici, facile da usare;
- *Fornire servizi di personalizzazione dell'aspetto del prodotto e del sistema operativo;
- *Formazione orientativa all'uso del prodotto;
- *Guida all'aggiornamento del sistema, servizio esclusivo di tracciamento del servizio clienti!



Machine introduction



[Maggiori dettagli sul prodotto e metodi di applicazione, non esitare a consultarci!](#)
[Servizio online 7*24 ore!](#)