

Co2 fractional laser vaginal tightening

You change that surprised them

- Easily remove stains
- Remove acne marks
- Shrink pores, tender skin.
- Tattoo removal






Collagen contraction and remodeling



Pigmentation removal



Skin tightening

up

Forehead

Eyelid / Brow

Nasolabial folds

Cheek

Double chin



Glabellum

Front face

Neck

down



Vaginal tightening



Scar removal



Stretch mark removal

SKIN RECONSTRUCTION



Five therapeutic heads

Equipped with scanning head * 1 / cutting head * 1 / private head * 3

- **Scanning head efficacy**

Tender skin/shrink pores/remove striae gravidarum and chloasma

- **Cutting head efficacy**

Removing sarcoma / nevus

- **Efficacy of private head**


Tighten vagina / tender vulva / tender vulva



- **Trachea**



- **Adjustable dot shape and size**



- **Shape display**

Informazioni sul prodotto

Funzione della macchina laser frazionata CO2:

1. Chirurgia di resurfacing laser
2. Chirurgia laser per la rimozione delle rughe
3. Chirurgia di rimozione della cicatrice laser
4. Blefaroplastica laser
5. Altre applicazioni: rimozione di nevo pigmentato, cloasma, lentiggini, pigmenti dell'età, verruche, cheratosi seborroica, siringoma, acnes, milia, striae gravidarum; ritiro dei pori; rassodamento della pelle; trapianto di capelli laser; Aumento del seno laser e così via.



CO2 FRACTIONAL LASER CLEARLY DIFFERENT

BENEFITS



Shortest Pulse Duration,
Enabling High Peak Power



Improved ROI with Excellent Results in
Fewer Treatments



Unique Double Pulse Mode



Versatile Platform Enabling Multiple
Patient-Tailored Treatment Options



Supreme Feature-Set




Suitable for All Skin Types

Work Theory


It concentrated thermal heating of the vaginal tissue inner layers induces collagen and elastine contraction and regeneration of these proteins in the longer term. These molecular signal activate the entire wound healing process of the body's local immune system. The treatment outcome is the complete remodeling of the vaginal tissue in addition to re-establishment of firm "young like" vaginal tissue embedded with string-like, thick and long collagen fibers.



1. Laser irradiation angle can be adjusted



2. Laser irradiation can be rotated 360 degrees




3. The area of the laser is compact edge contraction



4. vaginal walls shrink and tightening

WORKING PRINCIPLE



The CO₂ laser uses a unique hand piece which tracks the CO₂ 10.6 μm wavelength light as it passes light through its optical lens to penetrate the skin. We can control the depth of the penetration from only a few micrometers in depth (only as deep as a few sheets of paper) to much deeper with tiny thermal channels. This will also determine the length of healing, the number of treatments and the cost. Each thermal channel creates a small micro-injury but does not significantly disturb or disrupt the surrounding tissue.

Treatment effect comparison




Visualizzazione dello schermo

Vero touch screen da 10,4 pollici, 6 tipi di pelle tra cui scegliere. * Grande touch screen da 10,4 pollici a colori reali

- * Esperienza tattile super cool
- * 6 lingue a scelta, è possibile aggiungere una lingua speciale
- * I servizi OEM sono accettati, come la regolazione dei parametri, l'inclusione di energia/frequenza/ampiezza dell'impulso
- * 12 tipi di modelli di output

SCREEN IMAGE



Tipo di laser
Lunghezza d'onda laser
Potenza laser
Sistema di illuminazione

Laser frazionato ad anidride carbonica
1060nm
fino a 40W (opzionale)
7 bracci articolati

| | |
|---|---|
| Durata dell'impulso | 100-5000us |
| Facula | modalità singola |
| Diametro focalizzato del raggio | 0,25 mm |
| Area focale | 0.05mm ² |
| Modulo di output | Ultra Pulse, frazionario |
| Modalità Lavoro | Caricamento intermittente |
| Modalità di scansione | Sequenza, casuale, parallela (commutabile) |
| Scansione di forme | Triangolo/quadrato/rettangolo/rotondo/ovale/esagono/lineare |
| Area del diagramma | 20mm*20mm |
| Interfaccia Touch Screen colorato | 10,4 pollici |
| Sistema di refrigerazione | Raffreddamento ad aria, raffreddamento ad acqua |
| Potenza di ingresso | CA 230 V ± 10%, 50 HZ / CA 110 V ± 10% 60 HZ |
| Dimensione del punto | ≥0,2 mm alla messa a fuoco |
| Tempo di radiazione / Tempo di intervallo | 0,01 1 s |
| Raggio di mira | Raggio infrarosso 635nm |
| Alimentazione elettrica | 110/220V10% 60HZ 6A |

510(k) Premarket Notification

510(k) | DeNovo | Registration & Listing | Adverse Events | Recalls | PMA | HDE | Classification | Standards
 CFR Title 21 | Radiation-Emitting Products | X-Ray Assembler | Medsun Reports | CLIA | TPLC

Powered Laser Surgical Instrument

510(K) Number: K200525

Device Name: Medical Diode Laser Hair Removal System

Applicant: Weifang Mingliang Electronics CO., LTD
 No. 13426, Yuqing Street, High-tech District
 Weifang, CN 261000

Applicant Contact: Li Mingliang

Correspondent: Beijing Believe-Med Technology Service Co., Ltd.
 Rm. 912, Building#15, XiYueHui, No.5, YiHe North Rd.,
 FangShan District
 Beijing, CN 102401

Correspondent Contact: Ray Wang

Regulation Number: 878.4810

Classification Product Code: GEX

Date Received: 03/02/2020

Decision Date: 05/27/2020

Decision: Substantially Equivalent (SESE)

Regulation Medical Specialty: General & Plastic Surgery

510k Review Panel: General & Plastic Surgery

Type: Traditional

Reviewed By Third Party: No

Combination Product: No

CERTIFICATE

Display

Medical CE FDA IOS TUV



We can offer the door to door services by air or by sea just depend on your actual request. Such as DHL, UPS, TNT, FEDEX.

