

CO2




Fractional Laser

- ✓ skin rejuvenation
- ✓ remove scars
- ✓ get rid of stretch marks
- ✓ Remove acne scars
- ✓ Treatment of pigmented nevi
- ✓ private compact

CO2 FRACTIONAL LASER

- ✓ Six treatment heads
- ✓ Three treatment modes
- ✓ Professional medical beauty



Co2 fractional laser vaginal tightening

Latest






Collagen contraction and remodeling



Pigmentation removal



Skin tightening

up

Forehead

Eyelid / Brow

Nasolabial folds

Cheek

Double chin



Glabellum

Front face

Neck

down



Vaginal tightening



Scar removal



Stretch mark removal

SKIN RECONSTRUCTION



Five therapeutic heads

Equipped with scanning head * 1 / cutting head * 1 / private head * 3

• Scanning head efficacy

Tender skin/shrink pores/remove striae gravidarum and chloasma

• Cutting head efficacy

Removing sarcoma / nevus

• Efficacy of private head


Tighten vagina / tender vulva / tender vulva



• Trachea



Adjustable dot shape and size



Shape display

מידע על המוצר

1. ניתוח להסרת קמטים בלייזר 2. ניתוח להסרת קמטים בלייזר 3. ניתוח להסרת צלקות בלייזר 4. לייזר 5. יישומים אחרים: הסרת נוזיוס עצבני, קלואזמות, נמשים, פיגמנטים בגיל, יבלות, קרטוזיס סבוריאה, סירינגומה, אקנה, סטרציה, גרידארום; הצטמקות נקבוביות; מיצוק העור; השתלת שיער בלייזר; הגדלת חזה בלייזר ועוד.

CO2: פונקציה של מכונת לייזר חלקי



CO2 FRACTIONAL LASER CLEARLY DIFFERENT

BENEFITS



Shortest Pulse Duration,
Enabling High Peak Power



Improved ROI with Excellent Results in
Fewer Treatments



Unique Double Pulse Mode



Versatile Platform Enabling Multiple
Patient-Tailored Treatment Options



Supreme Feature-Set



I - VI Suitable for All Skin Types

CO2 FRACTIONAL LASER

vaginal tightening, skin resurfacing, scar removal




5 TREATMENT
HEADS



SHOW DETAILS

Pursue better in every detail




Work Theory


It concentrated thermal heating of the vaginal tissue inner layers induces collagen and elastin contraction and regeneration of these proteins in the longer term. These molecular signals activate the entire wound healing process of the body's local immune system. The treatment outcome is the complete remodeling of the vaginal tissue in addition to re-establishment of firm "young like" vaginal tissue embedded with string-like, thick and long collagen fibers.




1. Laser irradiation angle can be adjusted



2. Laser irradiation can be rotated 360 degrees



WORKING PRINCIPLE



The CO₂ laser uses a unique head piece which tracks the CO₂ 10.6 μm wavelength light as it passes light through its optical lens to penetrate the skin. We can control the depth of the penetration from only a few micrometers in depth (only as deep as a few sheets of paper) to much deeper with tiny thermal channels. This will also determine the length of healing, the number of treatments and the cost. Each thermal channel creates a small micro-injury but does not significantly disturb or disrupt the surrounding tissue.

Treatment effect comparison



before treatment



during treatment



after treatment



after 30days

Acne Scars



BEFORE



AFTER

Hypertrophic Scars



BEFORE



AFTER

Chicken Pox Scars



BEFORE



AFTER

Burn Scars



BEFORE



AFTER

Surgery Scars



BEFORE



AFTER

Accident Scars



BEFORE



AFTER

תצוגת מסך

מסך מגע גדול בגודל 14 אינץ' בצבע אמיתי *
* חווית מגע סופר מגניבה
* 6 שפות לבחירתך, ניתן להוסיף שפה מיוחדת
מקובל, כגון התאמת פרמטר, כולל אנרגיה/תדר/רוחב דופק OEM * שירות
* 12 סוגי תבניות פלט

מסך מגע אמיתי בגודל 14 אינץ', 6 סוגי עור לבחירה



14 inch 4K HD touch screen
One click start different function parameters
Easier system operation

סוג לייזר	מכונת לייזר נרתיקית Co2 לייזר
אורך גל לייזר	1060 ננומטר
כוח לייזר	40W עד (אופציונלי)
מערכת אור	זרועות מפרקים 7
משך הדופק	100-5000 ארה"ב
פקולה	מצב יחיד
קוטר ממוקד של הקורה	0.25 מ"מ
אזור מוקד	0.05 מ"מ
טופס פלט	חלקי, Ultra Pulse
מצב עבודה	טעינה לסירוגין
מצב סריקה	(רצף, אקראי, מקביל (ניתן להחלפה
סריקת צורות	משולש/מרובע/מלבן/עגול/סגלגל/משושה/ליניארי
אזור התרשים	מ"מ*20 מ"מ ≤20
ממשק מסך מגע צבעוני	14 אינץ'
מערכת קירור	קירור אוויר, קירור מים
כוח קלט	AC 230V±10%,50HZ/ AC 110V±10% 60HZ
גודל נקודה	מ"מ במוקד ≥0.2
זמן קרינה / זמן מרווח	שניות 1 0.01
קרינה מכוונת	מחקרן אינפרא אדום 635
ספק כוח	110/220V10% 60HZ 6A