




System ultrasonografii makro i mikro o wysokiej intensywności
Niechirurgiczny zabieg liftingu twarzy, ujędrniania i Modelowania sylwetki!
Opis produktów




Użyj ultradźwięków o wysokiej energii, koncentrując się na pozycji zabiegowej, aby tkanka skóry wytworzyła ciepło i wytworzyła komórki ciernie o dużej prędkości w celu stymulacji kolagenu. Taki efekt cieplny nie szkodzi naskórkowi, ponieważ zabieg pozwala na szybki i bezpośredni dostęp do leczonego miejsca w ciągu 0-0,5 sekundy, bez dotykania otaczających tkanek i może przedostać się bezpośrednio do układu błon ścięgniętych powierzchniowych (SMAS), dzięki czemu może być Wykonano ujędrnioną skórę, jednocześnie naciągając warstwę mięśniową, cienką twarz aż do efektu progresywnego.




MF2.0MM

Unique ultra-thin
probe Clexis patented
technology

"Special cartridge for eyes treatment"



Body Treatment



• *Treatment Effect* •



Model	Urządzenie do terapii 7D Skoncentrowane ultradźwięki
Nazwa	Skoncentrowane ultradźwięki o wysokiej intensywności

Uchwyty	Twarz: 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm
	7D HF: MF2/6/9/13 L4-4,5 L7-1,5 L7-3,0
Wyjście energii	0,1 J-2,5 J (0,1 J na krok)
Przeźreń pomiędzy punktem	1,0 mm-4,0 mm
Długość strzału	5mm-25mm
strzały	Każdy nabój 300 000 strzałów
Rozmiar ekranu	15 cali
Napięcie	110 V-240 V, 50/60 Hz

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami produktu!