

More than 4-in-1

4IN1 MACHINE

Various combinations, as you wish



Surprising Combination

Ultrasonic scalpel + gold microneedle + 980 +
(choose one of 808, IPL, ND: YAG)



W przypadku tej maszyny całkowicie ma 4 uchwyty. Dopasuj według swoich potrzeb.

1) Uchwyt Elight, użyj do:

Usuwanie trądziku, leczenie naczyń, terapia pigmentacyjna, usuwanie piegów, odmładzanie skóry,

usuwanie zmarszczek, usuwanie jedwabiu z czerwonej krwi, usuwanie włosów.

2) Uchwyt lasera diodowego, użyj do:

Trwałe usuwanie włosów.

3) Rękojeść ND YAG, stosowana do:

Usuwanie tatuaży, usuwanie tatuaży na brwiach, usuwanie linii ust, odmładzanie skóry, usuwanie znamion, znamion otas i plamek skórnych.

4) Uchwyt HIFU, użyj do:

Redukcja zmarszczek i modelowanie konturu

5) Mikroigła uchwyt, użyj do:

Redukcja zmarszczek i kształtowanie konturu, przeciwzmarszczkowe rozpuszczają tłuszcz, liftingują i wspomagają regenerację skóry

6) Laser 980nm

Usuwanie czerwonych krwinek pajęczków, leczenie szarego grzyba paznokci

Opis produktu

Various combinations

Meet your various needs



Gold Microneedles

- Frequency 5 MHZ, better than most products on the market;
- Gold microneedles are better than non-insulated and ordinary ones;
- Four types of treatment heads:

980 Laser

- Using a new generation of imported lasers, the treatment effect is significantly improved.



IPL Laser

- High-quality IPL: handpiece with super cooling system
- Optional Spot Size: 15*50mm, 15*35mm, 12*30mm
- 7 filters: 420/510/560/585/640/690/755nm
Standard: 420/510/560/690nm

ND YAG

- 5 treatment heads:
A solution to a variety of skin problems



O Uchwycie

DIODE LASER

Suit to any color of skin

- **PAINLESS:** 755/808/1064nm diode laser for all type skin hair removal
- **FASTER:** Large area spot sliding operation
- **NO TRAUMA:** There is no trauma to skin tissue
- **SAFETY:** To avoid the light of the deputy to reduce the difficulty of operation



755nm



808nm



1064nm

Kombinezony z laserem diodowym *dla każdej skóry* i rodzaj włosów.
Importowany pasek laserowy. Czas 50 milionów strzałów.

FAC+Sapphire lenses:

Energy transfer efficiency up to 99.9%



Without FAC The Beam Diverges Rapidly

Ata working distance of 32mm
The energy density about
2J/cm² @ 20ms



Add FAC: Beam Focus

Areslite Ata working distance of 32mm .
The energy density is 10J/cm²@ 20ms

CLINICAL EFFECT



Elight Handle Design



Specification

Optional Spot Size:
15*50mm

Imported UK lamp

Long shots time:
150,000--300,000 times

7filters:
420/510/560/585/640/690/755nm

Super cooling system



Elight do usuwania trądziku, leczenia naczyń, terapii pigmentacyjnej, usuwania piegów, odmładzania skóry, usuwania zmarszczek, usuwania jedwabiu z czerwonej krwi, usuwania włosów.

						
420nm Acne removal Vascular treatment	510nm Pigmentation therapy, Remove freckles	560nm Skin rejuvenation wrinkle removal	585nm Remove Red blood silk	640nm Hair removal (light skin)	690nm Hair removal (brown skin)	755nm Hair removal (black skin)
						
						



5 therapeutic Heads

- 532 & 1064: removing tattoo, eyeliner and lip line
- 1320: black-faced doll whitening and whitening skin
- Adjustable 532 & 1064: removing large-area tattoos

				
Adjustable 532nm	Adjustable 1064nm	Black doll 1320nm	Fixed 532nm	Fixed 1064nm

Rękojeść ND YAG, służy do usuwania tatuaży, usuwania tatuażu na brwiach, usuwania linii ust, odmładzania skóry, usuwania znamion, znamion otas i plamek skórnych.

Working Principle



11 Heads!

7 Cutter Heads, 4 Cannon Heads



SIZE OF CARTRIDGE

1.5mm,2.0mm,3.0mm,4.5mm for face treatment
6.0mm.9mm.13mm for body treatment.

Naboje 11D L7-1,5 mm, MF2,0 mm, L7-3,0 mm, L4-4,5 mm, MF6,0 mm, MF9.0mm, MF13.0mm, DL1.5, DL2.0, DL3.0, DL4.5

1. Usuń zmarszczki wokół czoła, oczu, ust itp.
2. Podnieś i napnij skórę obu policzków.
3. Poprawa elastyczności skóry i kształtowanie konturu.
4. Poprawa linii żuchwy, redukcja „linii marionetki”.
5. Napinanie tkanki skórnej na czole, uniesienie linii brwi.
6. Poprawa kolorytu skóry, nadanie skórze delikatności i blasku.
7. Dopasuj do wstrzykiwania kosmetyków, takich jak kwas hialuronowy i kolagen, aby rozwiązać większy problem starzenia.
8. Usuwanie zmarszczek szyi, ochrona przed starzeniem się szyi.

Comparison before and after use




Handle details




1. Igły nieizolowane: terapia równa dla naskórka i skóry właściwej 2. Typ silnika krokowego: igły wprowadzane są w skórę gładko i bez wstrząsów 3. Połączone igły: wysoka biokompatybilność, odpowiednia dla pacjentów z alergią na metale*. Przeciwzmarszczkowe, ujędrniające skórę, spłycające pseudozmarszczki, rozpuszczające tłuszcz, modelujące i liftingujące. *. Szybko rozjaśnij skórę i uelastycznij ją. *. Aktywnie promuj krążenie limfy w twarzy, rozwiąż problem obrzęku skóry. *. Lifting i napinanie skóry, skutecznie rozwiązując naprawę rozstępów. *. Usuwanie czarnej obwódki oka, worków pod oczami i zmarszczek wokół oka. Zwężenie porów, naprawa blizn, uspokojenie skóry.

WORKING PRINCIPLE

Make Your Beauty Business Easier



Microneedle delivers thermal energy to the treatment area more safely and effectively allowing treatment regardless of skin type. The laser energy is mostly absorbed by melanin, especially in darker skin which contains a higher melanin content.



For Micro Needle Microneedle treatments, Effective, direct thermal stimulation to remodel collagen with less epidermis damage. Micro Microneedle penetrates target area from epidermis to dermis without energy loss; stimulates and efficiently remodels disordered collagen.

PROFESSIONAL AND FAST

CHANGE ➤



Laser 980 nm Wiązka skupia się na zakresie średnic 0,5-3 mm, aby umożliwić bardziej skupioną energię dotarcie do tkanki docelowej, unikając jednocześnie poparzenia otaczającej tkanki skóry. Naświetlanie przezskórne (wnikające w tkankę na głębokość od 1 do 2 mm) powoduje selektywne tkankowo wchłanianie przez hemoglobinę (hemoglobina jest głównym celem lasera) Usuwanie czerwonych krwinek pajączków, leczenie szarego grzyba paznokci

TREATMENT EFFECT T

BEFORE & AFTER



OPERATION SHOWS



14 inch 4K true color touch screen

Operation interface, independently designed to ensure
safety and easy operation



1. 14 cali duży ekran dotykowy, humanizowany
2. Mężczyzna/kobieta, części ciała, 6 rodzajów skóry do wyboru.
3. Angielski Twój język ojczysty.
4. Bezpłatny OEM usługa programu (logo/system...)

Jeśli masz pytania dotyczące sprzętu kosmetycznego, poszukiwania partnerów i przedsiębiorczości kosmetycznej, skontaktuj się z MLKJ!

Tel/Whatsapp: 86 15965364558

E-mail: sale@mingliangkj.com