

980+ microneedle multi-function machine

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| ✓ Vascular lesions | ✓ Proliferative lesion |
| ✓ Age spots and sun spots | ✓ Spider veins |
| ✓ Face lift | ✓ Skin rejuvenation |
| ✓ Reduce wrinkles | ✓ Scar remover |
| ✓ Skin tightening | ✓ Acne treatment |




Laser diodowy 980nm mikroigły Zastosowania Zakres terapeutyczny

- 1) zmiany naczyniowe, zmiany proliferacyjne
 - 2) Usuwanie pajączków
- Leczenie teleangiektazji i naczynek
- 3) Lifting twarzy, odmładzanie skóry
 - 4) leczenie trądziku, redukcja zmarszczek, usuwanie blizn, napinanie skóry
 - 5) Usunąć plamki, plamy starcze, oparzenia słoneczne, pigmentację

EXFU

Focus on repairing skin problems

Clear effect, strong pertinence.



Laser diodowy 2 w 1 980 nm mikroigła

Wiązka laserowa 1,980 nm jest skupiona na obszarze o średnicy 0,2-0,5 mm, aby umożliwić bardziej skupioną energię dotarcie do tkanki docelowej, unikając jednocześnie poparzenia otaczającej tkanki skóry.)powoduje selektywną absorpcję tkankową przez hemoglobinę (hemoglobina jest głównym celem lasera)

2. Zabieg RF Microneedling wykorzystuje ultracienkie igły i energię o częstotliwości radiowej (RF) do penetracji górnej warstwy skóry. Pozwala to na regenerację elastyny i kolagenu w leczonych miejscach, co skutkuje zrewitalizowanym wyglądem skóry.

Microneedle 980 laser





Wyświetlacz uchwyty do mikroigłowania RF


Handle details




Maszyna Exfu RF Microneedling może napinać skórę i zapewniać jędrność poprzez koagulację tkanek miękkich. Pozwala to na regenerację elastyny i kolagenu w leczonych miejscach, co skutkuje zrewitalizowanym wyglądem skóry.

WORKING PRINCIPLE

Make Your Beauty Business Easier




Microneedle delivers thermal energy to the treatment area more safely and effectively allowing treatment regardless of skin type. The laser energy is mostly absorbed by melanin, especially in darker skin which contains a higher melanin content.



For Micro Needle Microneedle treatments, Effective, direct thermal stimulation to remodel collagen with less epidermis damage. Micro Microneedle penetrates target area from epidermis to dermis without energy loss; stimulates and efficiently remodels disordered collagen.


Jak działa na rewitalizację skóry? Obudź naturalną produkcję kolagenu i elastyny w skórze. Zabieg mikroigłowania częstotliwości wykorzystuje ultracienkie igły i energię o częstotliwości radiowej (RF), aby wnikać w górną warstwę skóry i uruchomić naturalny proces gojenia organizmu w celu regeneracji nowego kolagenu i elastyny. W przeciwieństwie do niektórych innych zabiegów rewitalizujących skórę, zabiegi te można wykonywać na każdym typie skóry, w dowolnym miejscu na ciele i o każdej porze roku.



Control the treatment depth from 0.5-3mm by screen

TREATMENT EFFECT

Make Your Beauty Business Easier



Jakie są obszary zabiegowe?

Zabiegowi można poddać zarówno twarz, jak i ciało. Obszary nadające się do leczenia są następujące: Pełne

Twarz/Czoło/Kurze łapki/Górna część policzka/Dolna część oczu/Dolna część/Policzek/Nos/Górna i dolna warga/Podbródek/Linia żuchwy/Szyja/Dekolt/Łokcie/Brzuch

Wyświetlacz uchwytu lasera diodowego 980nm

PROFESSIONAL AND FAST

CHANGE 



- **Laser power 15w**

Our 980 machine adopts 15w low power, adjustable power and 30w application in medical devices.



- **Adjustable light spot**

Adjusting ring with four adjusting light spots, the thicker the adjusting ring, the larger the light spot, and the thinner the adjusting ring, the smaller the light spot.



- **Life 10,000 hours**

The service life is up to 10,000 hours, which can be used for 24 hours continuously.



- **No trauma**

Max directional conduction patent technology is adopted to act on the capillary in a targeted manner, breaking up hemoglobin in the capillary in an instant, shrinking and solidifying the expanded capillary in an instant, and the red blood filaments disappear.

- **Two therapeutic heads**

The two treatment heads are respectively used for treating red blood silk and onychomycosis.




Laser naczyńiowy do usuwania żył pająka 980 diod


Laser Diodowy 980nm naprawa i usuwanie siwych paznokci

WORKING PRINCIPLE

The pulse width can be used to warm up the blood vessels so that they can be heated and condense to avoid the purple



1 The hemoglobin in the capillary rupture of the moment



2 The hemoglobin was removed after rupture

TREATMENT EFFECT

The pulse width can be used to warm up the blood vessels so that they can be heated and condense to avoid the purple

OPERATION SHOWS




BEFORE & AFTER



TREATMENT EFFECT T

BEFORE & AFTER



OPERATION SHOWS



Cechy maszyny:

- * Brak części eksploatacyjnych, maszyna może pracować 24 godziny na dobę.
- * W ogóle nie uszkodzają naskórka. * Bezbolesny, nieinwazyjny, bez przestojów.
- * Przenośna konstrukcja, łatwa w transporcie.
- * Top wyposażony w zapasowy laser 980nm z 4 pierścieniami do regulacji wielkości plamki
- * Żółta mikroigłowa maszyna z 4 głowicami do resurfacingu skóry.
- * Można wybrać wiele języków, możemy wykonać bezpłatne logo zgodnie z Twoimi wymaganiami.



One-button
Power on

Projekt włączania jednym klawiszem
Wyświetlacz

4K SCREEN DISPLAY

Make Your Beauty Business Easier



1. 14-calowy duży ekran dotykowy, humanizowany zaprojektowany
2. Mężczyzna/kobieta, części ciała, 6 rodzajów skóry do wyboru.
3. Angielski język odczytu.
4. Bezpłatna usługa programu OEM (logo/system...)

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you





profil firmy



15 Years
Laser Beauty Decvice
Manuafactor

MLKJ to 15-letnia firma integrująca projektowanie, rozwój, produkcję i sprzedaż instrumentów kosmetycznych. Prawdziwa fabryka, prawdziwy proces produkcyjny, prawdziwa ocena! Zapraszamy do naszej firmy lub wizyty wideo! Tylko wtedy, gdy wybierzesz prawdziwego partnera, możesz zagwarantować jakość produktu!

Our Showroom



Production Process



Warehouse spare parts



Parts assembly



Precision machining



Handle fabrication



Product assembly process



Quality inspection
of finished products



Product packaging



Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service