



24-godzinny serwis online, który pomoże Ci dowiedzieć się więcej szczegółów. Skontaktuj się z nami teraz



Diode Laser

For You. For Life.





Diode lasers



Zaleta maszyny do usuwania włosów laserem diodowym 755 808 1064

- 1) Użyj skraplacza TEC, ma on lepszy efekt chłodzenia, upewnij się, że maszyna pracuje nieprzerwanie przez 24 godziny, nawet latem.
- 2) Użyj importowanej przez Włochy pompy wysokiego ciśnienia, o 40 000 000 dłuższej żywotności
- 3) 2 filtry, 1 filtr do wody miękkiej, 1 filtr do zanieczyszczeń oddzielnie.
- 4) Wysoka moc uchwytu 1600 W, silna energia, dobry efekt usuwania włosów.

Opis produktu

12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas
like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



Uchwyt medyczny, lepszy efekt leczenia

Dodano nową głowicę zabiegową, aby obróbka małych części była wygodniejsza



755 808 1064 Uchwyt do depilacji laserem diodowym

- 1) Depilacja laserem diodowym jest bezbolesna
- 2) Bezpieczne trwałe usuwanie włosów na wszystkich rodzajach skóry
- 3) Zamrożony szafirowy kryształ chłodzący lód, do bezbolesnego usuwania włosów.



Uchwyt szybko zamarza, co jest wygodne i bezbolesne





755 808 1064 Uchwyt do depilacji laserem diodowym

rozmiar plamki 12*20mm, 10 słupków 1000w.

rozmiar plamki 12*35mm, 12 słupków 1200w.

rozmiar plamki 12*35mm, 16 barów 1600w.




Program maszynowy

1. 14-calowy duży ekran dotykowy, zaprojektowany w sposób humanizowany
2. Mężczyzna/kobieta, części ciała, 6 rodzajów skóry do wyboru.
3. Angielski język ojczysty.
4. Bezpłatna usługa programu OEM (logo/system...)

The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



Informacje o rozmiarze

Przedmiot	Pionowy laser diodowy 755nm808nm1064nm
Typ lasera	Laser diodowy, 8 barów --- 16 barów
Moc każdego paska	100w
System wyświetlania	12-calowy kolorowy ekran dotykowy
Długość fali	808nm lub 808nm 755nm 1064nm
Rozmiar plamki	12*35mm²/12*20mm²
Żywotność uchwytu laserowego	808nm: co najmniej 10 000 000-40 000 000 strzałów
Energia	Regulacja 10-150 J/cm2 (opcjonalnie do 150 J/cm2)
Czas trwania impulsu	40 ~ 800ms regulowany
Częstotliwość	1,0-10 Hz;
System chłodzenia	Skrapacz półprzewodnikowy TEC powietrze zamknięty obieg wody
Zajmij się mocą	800w/1000w/1200w/1600w
Moc maszyny	2000 W
Źródło elektryczne	220 V/50 Hz lub 110 V/60 Hz
Temperatura kryształów	-10~3°C
Temperatura maszyny	27~31°C
wymaganie mocy	AC220V/110V 50~60Hz

Aby uzyskać więcej informacji o produkcie, zapraszamy do konsultacji