



Dostępna na całym świecie maszyna do usuwania tatuaży przenośna pikosekundowa
maszyna do usuwania tatuaży z 5-głowicowym systemem usuwania tatuaży
 15 lat produkcji i sprzedaży instrumentów kosmetycznych
 Urządzenia kosmetyczne posiadają certyfikat CE/FDA
 Dostawa 24-48 godzin
 Globalnie dostępne

U.S. FOOD & DRUG
 ADMINISTRATION

Follow FDA | En Español

[Home](#)
[Food](#)
[Drugs](#)
[Medical Devices](#)
[Radiation-Emitting Products](#)
[Vaccines, Blood & Biologics](#)
[Animal & Veterinary](#)
[Cosmetics](#)
[Tobacco Products](#)

Establishment Registration & Device Listing

[FDA Home](#)
[Medical Devices](#)
[Databases](#)

[New Search](#)
[Back To Search Results](#)

Establishment:
 WEIFANG MINGLIANG ELECTRONICS CO.,LTD.
 Floor 3, Building 4, Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
 Weifang Shandong, CN 261000
Registration Number: 3007549439
FEI Number*: 3007549439
Status: Active
Date Of Registration Status: 2022

Owner/Operator:
[Weifang Mingliang Electronics CO.,LTD.](#)
 Floor 3, Building 4, Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
 Weifang, Shandong CN 261000
Owner/Operator Number: [10082104](#)

Official Correspondent:
 Pingping Lv
 Floor 3, Building 4, Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
 Weifang, Shandong CN 261000
Phone: 86-10-56335780

US Agent:
 Wen Xu
 4611 Maydew Mews Way Ellicott City MD
 Ellicott, MD US 21042
Phone: 443 8968583 Ext
Email: Infor@Believe-Med.Com

* Firm Establishment Identifier (FEI) should be used for identification of entities within the imports message set

Page Last Updated: 05/09/2022
 Note: If you need help accessing information in different file formats, see Instructions for Downloading Viewers and Players.
 Language Assistance Available: Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog | Русский | العربية | Kreyòl Ayisyen | Français | Polski | Português | Italiano | Deutsch | 日本語 | فارسی | English

Usuwanie tatuażu laserem pikosekundowym 532 755 1320 1064nm


Q switch nd yag laserowa maszyna do usuwania tatuaży

Opis produktów



Jakość rzemieślnicza, Odzwierciedla ekstremalne szczegóły Racjonalne wzornictwo

1. Produkt ma nowatorski wygląd i jest sprzedawany głównie jako gorący model
2. Regulowany wspornik uchwytu, mocny i trwały
3. Antypoślizgowy uchwyt, ergonomiczny kształt
4. Przedłużony przewód łączący zabieg



Najmniejszy rozmiar

1. Przyjąć podstawowe elementy sprzętu medycznego. Rozmiar maszyny jest mniejszy.
2. Niższy fracht transgraniczny niż zwykle maszyny.
3. Uchwyt jest mniejszy i wygodniejszy w użyciu

O uchwytach

How is it different?



5 głowic zabiegowych, odłączany i obrotowy przewód zewnętrzny

1. 532: Usuń kolorowe tatuaże.
2. 755 plastra miodu: służy do usuwania plam starczych, piegów i ostudy. niewielkie uszkodzenia skóry
3. Regulowany parametr 1064: do usuwania tatuażu, oczyszczania brwi
4. Nieregulowany parametr 1064: służy do usuwania tatuaży i oczyszczania brwi
5. 1320: zabieg na dużej powierzchni, duże miejsce, szybka prędkość leczenia i dobry efekt

Advantage

The maximum energy, the best effect

Laboratory data shows that the laser rod reaches 2000mj.
Precise calculation of laser value
The aiming distance of the indicator light is 6-10cm

5 treatment heads

Detachable and rotatable outer wire design

532: Remove colored tattoos.

755:honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin


Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing

1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows

1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect

Porównanie efektów

Working Principle



TREATMENT HEADS



532: Remove colored tattoos.



755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin



Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing



1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows



1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect

Product Features



Tattoo removal

Eyebrow embroidery removal

Freeline removal

Eyeline removal

Whitening

Skin rejuvenation

Lipline removal

Pigment treatment

Maksymalna energia, najlepszy efekt

1. Dane laboratoryjne pokazują, że pręt lasera osiąga 2000mj.
2. Precyzyjne obliczenie wartości lasera
3. Odległość celowania lampki kontrolnej wynosi 6-10 cm


Parametry produktu

1064nm

Precise Calculation Laser Value

The aiming distance of the indicator light is 6-10cm

6-10cm



You think you can. you can
No one can stop me



Importowany kamienny mechanizm kasetowy Q-switch, cały solidny laser, bez wymiany Q-switch.

Usuwanie tatuaży. Usuń czarne, niebieskie, brązowe i czerwone pigmenty do tatuażu na brwiach, linii oczu, linii warg i innych częściach ciała Usuń znamię, znamię otas i plamkę skórną Natychmiastowa eksplozja wysokiej technologii laserowej, międzynarodowy standard produkcji, ściśle test techniczny.

Rozwiązanie wielu problemów skórnych.


Treatment **Effec**

Tattoo removal


Nevus Ota removal

Eyebrow and eyeliner removal


Lipline removal



Original pigment



Traditional laser



Picosecond Laser



Wyświetlacz

Duży, dotykowy ekran o przekątnej 10 cali


Super fajne wrażenia dotykowe

6 języków do wyboru, można dodać język specjalny

Akceptowane są usługi OEM, takie jak regulacja parametrów, w tym zakres energii/wolności/czasu

Screen Image

The display screen is clear at a glance and easy to operate



10 inch true color big touch screen. Super cool touch Experience.
Special language can be added according to your actual requirements.
Your logo also can be added on diode laser screen.

Picosecond new upgrade

The maximum energy, the best effect

Smallest size

Rational design

5 treatment heads, detachable and rotatable outer wire design
a solution to a variety of skin problems



Technologia	Drugi laser Pico / laser Nd-yag
Funkcjonować	Usuwanie trądziku z piegów tatuażu / Zabieg na lalkę Blackface
Uchwyty	5 głów
Długość fali	1064nm 532nm 1320nm 755nm
Obszar leczenia	Twarz Ciało Twarz Szyja Ramiona Nogi....
Częstotliwość	1-10 Hz
Napięcie	110V/220V 50-60Hz

Dlaczego właśnie my

15-letni producent z bogatym doświadczeniem w produkcji maszyn kosmetycznych!

15 lat złoty dostawca Alibaba

Zatwierdzone certyfikaty CE Zatwierdzone certyfikaty TUV Osobiste wykonane na zamówienie i OEM



15 Years Laser Beauty Device **Manufacturer**

Doświadczony producent Będziesz współpracować z fabryką z ponad 15-letnim doświadczeniem w produkcji sprzętu kosmetycznego, integrując badania i rozwój, projektowanie, produkcję i sprzedaż. Eksportowaliśmy do ponad 126 krajów, obsługując ponad 60 000 użytkowników, bardziej niezawodnie i bardziej profesjonalnie. Profesjonalne badania i rozwój oraz najnowsza technologia Opierając się na naszym profesjonalnym zespole badawczo-rozwojowym i technicznym, produkty będą nadal ulepszane, otrzymasz najnowsze maszyny z najnowszymi technologiami i zawsze będziesz w czołówce branży, dzięki czemu będziesz bardziej konkurencyjny w branży kosmetycznej.

Our Showroom



Wszystkie rodzaje certyfikatów Wszystkie urządzenia kosmetyczne, które otrzymujesz, przeszły certyfikaty wysokiej jakości, takie jak CE, FDA, TUV, ISO 13485...itd. Bez względu na to, z jakiego kraju/regionu pochodzisz, możesz korzystać z maszyn legalnie, bezpiecznie i skutecznie. Doskonała obsługa ODM/OEM Otrzymasz bezpłatne usługi dostosowywania i ekskluzywną ochronę, aby zapewnić silną gwarancję rozwoju Twojej marki. Twoje maszyny mogą być unikalne na rynku.

CERTIFICATES



BV-France's most authoritative
certification body BV Group certification



TUV-Germany's most authoritative
certification body Rheinland certification



SGS-Switzerland's most authoritative
certification body SGS certification



Italy ECM Certification



ISO 13485

NQA medical system
certification



Production Process



Warehouse spare parts



Parts assembly



Precision machining



Handle fabrication



Product assembly process



Quality inspection
of finished products



Product packaging

Nie martw się o gwarancję i serwis posprzedażny Wszystkie maszyny mają dwuletnią gwarancję i dożywotnią konserwację, otrzymujesz 24-godzinny serwis online od profesjonalnego zespołu obsługi posprzedażnej. Zawsze, gdy pojawią się jakiegokolwiek problemy, możesz skontaktować się z naszym zespołem obsługi posprzedażnej, a problem zostanie rozwiązany w najszybszym czasie.

Bezpłatne szkolenie na wszystkich maszynach Otrzymasz bezpłatne szkolenie i certyfikat szkolenia. Uzyskaj kompletne i łatwe do zrozumienia kursy szkoleniowe. Również profesjonalne kosmetyczki udzielą wskazówek online. Twój biznes kosmetyczny stanie się prostszy.

Opakowanie produktu

Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service

CONTACT US



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month