



Jak to działa?

Dzięki naukowemu projektowi uchwytu lasera diodowego, wysokoenergetyczna wiązka laserowa natychmiast penetruje skórę i dociera do mieszków włosowych podczas leczenia, światło wyjściowe jest absorbowane przez melaninę w mieszku włosowym, niszcząc w ten sposób mieszek włosowy i osiągając trwałe usuwanie włosów.

Szerokość impulsu laserowego jest ustawiona na krótszą niż czas odczuwania ludzkiego ciała, pojedynczy strzał światła się skończył, ale ludzkie ciało stało się bezbolesne, a następnie mogło osiągnąć bezbolesne uczucie leczenia, aby poprawić komfort klienta. Najskuteczniejsza maszyna do depilacji laserowej.



Three wavelength

755nm 808nm 1064nm diode hair removal technologies in one handle

Trzy długości fali

Technologie depilacji diodami 755nm 808nm 1064nm w jednym uchwycie

Emergency stop button

Online Customization

Applicator
1205mm
E-Select

Medical handle
350g lightweight handle

14 inch big screen
quick touch
easy operate

The image features a large, black, vertical laser hair removal machine on four casters. At the top, there is a large 14-inch touchscreen displaying a woman's face. Below the screen are several control buttons and a dial. A purple diagonal line runs across the image, pointing from the machine towards the feature callouts on the left. The background is a soft-focus image of a woman's legs and torso, suggesting the machine's use in a spa or clinic setting.

Advantage

Fast, Painless, Permanent Hair Removal

24 hours working continuously

Reduce preparation time

Increase your profit

Minute cooling

Low system noise and strong cooling effect

No need for local anesthesia


Expand your patient base

Suitable for treatment of all parts of the body

Głębokość Penetracji

Rozmiar plamki 12x26mm / 12x24mm Rozmiar plamki, dla lepszego wchłaniania energii w docelowym mieszkum włosowym.

Jedyny laser z unikalną i dedykowaną technologią do redukcji bólu, zwiększonej skuteczności i bezpieczeństwa.



■ spot size:12*36



■ spot size:12*24



spot size:12*36



spot size:12*24



spot size:12*36



spot size:12*24




Wszechstronny

Laser MLKJ zawiera dwa optymalne systemy depilacji diodami o długości fali 800 nm na jednej wszechstronnej platformie.

Głowice laserowe MLKJ umożliwiają trwałe usuwanie owłosienia ze wszystkich okolic ciała. Jego zaawansowana technologia zmniejsza ból, jednocześnie zwiększając skuteczność, umożliwiając szybkie i wygodne zabiegi dla pacjentów i lekarzy.

Efficacy

Perment hair removal for all skin type

Very fair Fair	755nm suitable for light skin hair removal	
Medium Olive	808nm suitable for neutral skin hair removal	
Brown Black	1064nm suitable for black skin hair removal	

Safety

Almost no skin scattering, no harm to the skin and sweat glands, no scar, no any side-effect

Refuse to repeat and leave No scum



1 week - 2 weeks
2 times a week
- 75 hair loss - Start to grow slowly - Smaller pores



3 week - 4 weeks
2 times a week
- Hair becomes thinner and less rejuvenate tender skin smooth body





5 week - 8 weeks
2 times a week
- Select according to hair growth status use it selectively, say goodbye repeated hair removal

Zmniejszony ból

Komfort pacjenta dzięki ciągłemu chłodzeniu skóry znacznie zmniejsza ból i dyskomfort.

Depilacja przed i po



Ekran dotykowy LED

Inteligentny system sterowania

14-calowy ekran 4K, inteligentny dotyk

- * Konfigurowalne ustawienia wstępne leczenia
- * Z mężczyznami i kobietami, 6 stylów skórek do wyboru
- * Łatwy w obsłudze, zapewniający umiejętności operacyjne i usługi dydaktyczne
- * Bezpłatne logo i język można dostosować na ekranie

New upgrade system

The newscreen is clear easy to operate.



Nasza firma i Panking

MLKJ

CUSTOMER SERVICE

15 YEARS FACTORY, 2 YEARS WARRANTY, 102 COUNTRIES, 60,000+ CUSTOMERS.

MLKJ—MAKE YOUR BEAUTY BUSINESS EASIER



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable, one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat maszyn kosmetycznych.