



Remoção multifuncional do tatuagem do nd yag do laser 808nm do diodo do ipl de elight com rf

Modelo	Elight laser de diodo 808nm laser nd yag RF
Aplicativo	1) Depilação, remoção de sardas 2) Rejuvenescimento da pele 3) Tratamento de pigmentação 4) Eliminar rugas 5) Eliminação da acne 6) Remoção do olho 7) Remoção de bordado de sobrancelha 8) Remoção de tatuagem 9) Remoção de sardas

Fonte de luz	Luz Intensa Pulsada
Peça de mão	Uma alça Elight Um cabo de laser de diodo de 808nm Uma alça de laser nd yag e uma alça de RF
Comprimento de onda	IPL:420/510/690~1200NM (Padrão IPL) 585/640/755~1200nm(opcional) SHR:640-690NM
Tempo de atraso de pulso	1~50ms
Fluência	2~15ms
Tela	Tela sensível ao toque colorida de 8,4 polegadas
Tamanho do ponto	12x20mm, 12x35mm, 15x50mm
Nd Q-comutado	ND: laser YAG
Comprimento de onda	1064 e 532 e 1320 nm
Energia de pulso	0-800mj 0-300mj
Energia de SHR	1-50J
Sistema de refrigeração	Circulação de ar e água fria, cabeça de tratamento com temperatura de resfriamento de semicondutor ajustável
Poder	1600-3000W
Fonte elétrica	-4-----0
Método de embalagem	Embalagem de alumínio
Método de embalagem	Embalagem de alumínio

Remoção multifuncional do cabelo do laser 808nm do diodo do ipl do elight e remoção do tatoo do nd yag

punho do laser do diodo 808nm para depilação super rápida

alça e-light (IPL RF) para rejuvenescimento da pele, endurecimento da pele, remoção de ance, depilação e cuidados com a pele, etc.

cabo laser nd yag para remoção de tatuagens, remoção de olhos, etc.

cabeça rf para emagrecimento facial e corporal, rejuvenescimento da pele etc.

Advantage

- **Diode laser handle**

Painless hair removal, Permanent hair removal,
Suitable for all skin tones.

- **Elight handle**

Elight for hair removal ,skin rejuvenation,vascular
therapy ,pigmentation therapy,acne therapy.

- **ND YAG Laser handle**

ND Yag laser for tattoo removal, eyeline remova,
eyebrow ,embroidery removal. freckle removal.

- **RF handle**

Skin tightening/lifting, wrinkle removal on bod




DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless

755 NM

The Power of
Diversity



755nm

808 NM

Up To Speed



808nm

1064 NM

Dedicated to Darker
Skin



1064nm





One minute cooling

Suitable for hair removal on any part of the body



Arms



Legs



Face



Armpits



Back



Chest




How does it work

E-light IPL for Hair removal/Skin rejuvenation/Vascular Job/Pigmentation treatment/Acne clearance

Face and body with big and small treatment head.

Through the scientific design of diode laser handle, the high-energy laser beam instantly penetrates the skin and reaches the hair follicle during treatment, output light is absorbed by melanin in the hair follicle, so destroying the hair follicle and reach permanent hair removal. The laser pulse width is set shorter than the time that human body's feeling time, a single shot of light is over, but the human body felt painless, then could achieve the painless treatment feeling, to improve the customer's comfortable experience



Refuse To Repeat And Leave No Scum



1 week-2 weeks
(2 times a week)

75% hair loss
Start to grow slowly
Smaller pores

3 week-4 weeks
(2 times a week)

Hair becomes thinner and
less
Rejuvenate tender
skin
Smooth body

5 week-8 weeks
(2 times a week)

Select according to hair
growth status
Use it
selectively say goodbye
Repeated hair removal

IPL Handle

© **High-quality IPL**

Handpiece with super cooling system

© **Optional Spot Size**

15*50mm, 15*35mm, 12*30mm

© **Long shots time**

IPL: 150,000 times

© **7 filters**

420/510/560/585/640/690/755nm

Standard: 420/510/560/690nm



420nm

Acne removal
Vascular
treatment

510nm

Pigmentation
therapy, Remove
freckles

560nm

Skin
rejuvenation
wrinkle removal

585nm

Remove Red
blood silk

640nm

Hair removal
(light skin)

690nm

Hair removal
(brown skin)

755nm

Hair removal
(black skin)





ND YAG

5 Treatment Heads

532: Remove colored tattoos.

755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma, little damage to skin

Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing
Non-adjustable parameter 1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows

1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect



1064nm
(Size Optional)



532nm
(Original)



1320nm
(Blackface doll)



755nm
(Honeycomb)



1064nm
(Original)


ND YAG ADUANTAGE

Imported crystal bonding laser rod, best quality , shot more than 1.5 million times

Counter on the handle, more easy to get the total shot time


LED red indicator, more easy to aim on the treatment area.

5 treatment tips for multi fuctions: tattoo removal, skin rejuvenation, pigment removal, carbon peeling....



RF Handle

Suitable to 6 kinds of therapy area, to make sure the treatment on the corner of eye, and other area on face.



Remoção multifuncional do cabelo do laser 808nm do diodo do ipl do elight e remoção do tatoo do nd yag

Tela sensível ao toque colorida de 14 polegadas, pele de homem e mulher, 6 idiomas à escolha.

Seu idioma e logotipo podem ser adicionados livremente.

14 inch true color touch screen

Professional Screen, Easy operation



Prazo de entrega: 3-5 dias úteis após o recebimento do pagamento.

Condições de pagamento: T/T (transferência bancária), Western Union

Garantia: 2 anos para toda a máquina, 1 ano para alça

Maneira do transporte: Serviço porta a porta por via aérea, DHL/UPS/TNT

Pacote: Caixa de alumínio com espuma dura

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,