

980+ microneedle multi-function machine

- ✓ Vascular lesions
- ✓ Proliferative lesion
- ✓ Age spots and sun spots
- ✓ Spider veins
- ✓ Face lift
- ✓ Skin rejuvenation
- ✓ Reduce wrinkles
- ✓ Scar remover
- ✓ Skin tightening
- ✓ Acne treatment




Laser de diodo de 980 nm aplicações de microagulha Gama terapêutica

- 1) Lesões vasculares, lesões proliferativas
Telangiectasia e tratamento de vasos sanguíneos
- 2) Remoção de veias de aranha
- 3) Lifting facial, rejuvenescimento da pele
- 4) Tratamento de acne, redução de rugas, remoção de cicatrizes, endurecimento da pele
- 5) Remova salpicos, manchas de idade, queimaduras solares, pigmentação

EXFU

Focus on repairing skin problems

Clear effect, strong pertinence.



Laser de diodo 2 em 1 980nm microagulha

O feixe de laser de 1,980 nm é focado em uma faixa de diâmetro de 0,2-0,5 mm, a fim de permitir que a energia mais focada atinja o tecido alvo, evitando queimar o tecido da pele circundante. A irradiação transcutânea (com uma penetração de 1 a 2 mm no tecido) causa a absorção seletiva do tecido pela hemoglobina (a hemoglobina é o principal alvo do laser) 2. O tratamento com Microagulhamento por RF usa agulhas ultrafinas e energia de radiofrequência (RF) para penetrar na camada superior da pele. Isso permite a regeneração de elastina e colágeno nas áreas tratadas, resultando em uma aparência revitalizada da pele.


Microneedle 980 laser





Exibição de alça de microagulhamento de RF

Handle details




A máquina Exfu RF Microneedling pode apertar a pele e garantir firmeza, por meio da coagulação dos tecidos moles. Isso permite a regeneração de elastina e colágeno nas áreas tratadas, resultando em uma aparência revitalizada da pele.

WORKING PRINCIPLE

Make Your Beauty Business Easier




Microneedle delivers thermal energy to the treatment area more safely and effectively allowing treatment regardless of skin type. The laser energy is mostly absorbed by melanin, especially in darker skin which contains a higher melanin content.



For Micro Needle Microneedle treatments, Effective, direct thermal stimulation to remodel collagen with less epidermis damage. Micro Microneedle penetrates target area from epidermis to dermis without energy loss; stimulates and efficiently remodels disordered collagen.


Como funciona o tratamento para a revitalização da pele? Desperte a produção natural de colágeno e elastina da sua pele. O tratamento de microagulhamento de frequência usa agulhas ultrafinas e energia de radiofrequência (RF) para penetrar na camada superior da pele e acionar o processo de cura natural do corpo para regenerar novo colágeno e elastina. Ao contrário de alguns outros tratamentos de revitalização da pele, esses tratamentos podem ser realizados em todos os tipos de pele, em qualquer parte do corpo e em qualquer época do ano.



Control the treatment depth from 0.5-3mm by screen

TREATMENT EFFECT

Make Your Beauty Business Easier



Quais são as áreas de tratamento?

Tanto o rosto quanto o corpo podem ser tratados. As áreas tratáveis são as seguintes: Total Rosto/Testa/Pés de galinha/Bochecha superior/Olhos inferiores/Inferior/Bochecha/Nariz/Lábio superior e inferior/Queixo/Jawline/PESCOÇO/Decote/Cotovelos/Abdômen

Exibição de identificador de laser de diodo de 980nm

PROFESSIONAL AND FAST

CHANGE 



+ 1mm



+ 2mm



+ 3mm

- **Laser power 15w**

Our 980 machine adopts 15w low power, adjustable power and 30w application in medical devices.



- **Adjustable light spot**

Adjusting ring with four adjusting light spots, the thicker the adjusting ring, the larger the light spot, and the thinner the adjusting ring, the smaller the light spot.

- **Life 10,000 hours**

The service life is up to 10,000 hours, which can be used for 24 hours continuously.



- **No trauma**

Max directional conduction patent technology is adopted to act on the capillary in a targeted manner, breaking up hemoglobin in the capillary in an instant, shrinking and solidifying the expanded capillary in an instant, and the red blood filaments disappear.

- **Two therapeutic heads**


The two treatment heads are respectively used for treating red blood silk and onychomycosis.




Máquina de laser vascular de diodo 980 para remoção de veias de aranha
Laser Diodo 980nm repara e remove unhas grisalhas

WORKING PRINCIPLE

The pulse width can be used to warm up the blood vessels so that they can be heated and condense to avoid the purple



1 The hemoglobin in the capillary rupture of the moment



2 The hemoglobin was removed after rupture

TREATMENT EFFECT

The pulse width can be used to warm up the blood vessels so that they can be heated and condense to avoid the purple

OPERATION SHOWS




BEFORE & AFTER



TREATMENT EFFEC T

BEFORE & AFTER



OPERATION SHOWS



Características da máquina:

- * Sem peças consumíveis, a máquina pode funcionar 24 horas por dia.
- * Não danifica a epiderme. * Indolor, não invasivo, sem tempo de inatividade.
- * Design portátil, fácil de transportar.
- * Laser de 980nm sobressalente equipado com 4 anéis para ajustar o tamanho do ponto máquina de microagulha de ouro com 4 cabeças para recapeamento da pele.
- * Vários idiomas podem ser selecionados, podemos criar o logotipo gratuito de acordo com suas necessidades.



One-button
Power on

Design de ativação de uma tecla
Tela de exibição

4K SCREEN DISPLAY

Make Your Beauty Business Easier



1. Tela sensível ao toque grande de 14 polegadas, projetada humanizada
2. Masculino/feminino, partes do corpo, 6 tipos de pele para opção.
3. Inglês seu idioma nativo.
4. Serviço gratuito de programa OEM (logotipo/sistema...)

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you





perfil de companhia



15 Years
Laser Beauty Device
Manufacturer

MLKJ é uma empresa de 15 anos que integra design, desenvolvimento, produção e vendas de instrumentos de beleza. Fábrica real, processo de produção real, avaliação real! Bem-vindo à nossa empresa ou visita de vídeo! Somente quando você escolhe um parceiro real, a qualidade do produto pode ser garantida!

Our Showroom



Production Process



Warehouse spare parts



Parts assembly



Precision machining



Handle fabrication



Product assembly process



Quality inspection
of finished products



Product packaging



Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service