

Co2 fractional laser vaginal tightening

You change that surprised them

- Easily remove stains
- Remove acne marks
- Shrink pores, tender skin.
- Tattoo removal





Collagen contraction and remodeling



Pigmentation removal



Skin tightening

up

Forehead

Eyelid / Brow

Nasolabial folds

Cheek

Double chin



Glabellum

Front face

Neck

down



Vaginal tightening



Scar removal



Stretch mark removal

SKIN RECONSTRUCTION



Five therapeutic heads

Equipped with scanning head * 1 / cutting head * 1 / private head * 3

- **Scanning head efficacy**



Tender skin/shrink pores/remove striae gravidarum and chloasma

- **Cutting head efficacy**

Removing sarcoma / nevus

- **Efficacy of private head**


Tighten vagina / tender vulva / tender vulva



- **Trachea**



Adjustable dot shape and size



Shape display

informação do produto

Função da máquina a laser fracionário de CO2:

1. Cirurgia de recapeamento a laser
2. Cirurgia de remoção de rugas a laser
3. Cirurgia de remoção de cicatriz a laser
4. Blefaroplastia a laser
5. Outras aplicações: Remoção de nevos com pimentão, cloasmas, sardas, pigmentos da idade, verrugas, ceratose seborreica, siringoma, acnes, milia, estrias gravídicas; Redução de poros; Endurecimento da pele; Transplante capilar a laser; Aumento de mama a laser e etc.



CO2 FRACTIONAL LASER

CLEARLY DIFFERENT

BENEFITS



Shortest Pulse Duration,
Enabling High Peak Power



Improved ROI with Excellent Results in
Fewer Treatments



Unique Double Pulse Mode



Versatile Platform Enabling Multiple
Patient-Tailored Treatment Options



Supreme Feature-Set




Suitable for All Skin Types

Work Theory


It concentrated thermal heating of the vaginal tissue inner layers induces collagen and elastine contraction and regeneration of these proteins in the longer term. These molecular signal activate the entire wound healing process of the body's local immune system. The treatment outcome is the complete remodeling of the vaginal tissue in addition to re-establishment of firm "young like" vaginal tissue embedded with string-like, thick and long collagen fibers.



1. Laser irradiation angle can be adjusted



2. Laser irradiation can be rotated 360 degrees




3. The area of the laser is compact edge contraction




4. vaginal walls shrink and tightening

WORKING PRINCIPLE



The CO₂ laser uses a unique head piece which tracks the CO₂ 10.6 μm wavelength light as it passes light through its optical lens to penetrate the skin. We can control the depth of the penetration from only a few micrometers in depth (only as deep as a few sheets of paper) to much deeper with tiny thermal channels. This will also determine the length of healing, the number of treatments and the cost. Each thermal channel creates a small micro-injury but does not significantly disturb or disrupt the surrounding tissue.

Treatment effect comparison



Acne Scars



Burn Scars



Hypertrophic Scars



Surgery Scars



Chicken Pox Scars



Accident Scars



Tela de exibição

Tela de toque verdadeira de 10,4 polegadas, tipo de pele de 6 tipos para escolha. * Tela de toque grande em cores reais de 10,4 polegadas



* Experiência de toque super legal

* 6 idiomas para sua escolha, um idioma especial pode ser adicionado

* O serviço OEM é aceito, como ajuste de parâmetro, inclui energia / frequência / largura de pulso

* 12 tipos de padrões de saída

SCREEN IMAGE



Tipo de laser

Laser Fracionário de Dióxido de Carbono

Comprimento de onda do laser

1060nm


Potência do laser

até 40W (opcional)

Sistema de luz

7 braços articulados

Duração do pulso	100-5000us
Facula	modo único
Diâmetro focalizado da viga	0,25 mm
Área focal	0,05 mm ²
Formulário de saída	Ultra Pulse, fracionário
Modo de trabalho	Carregamento intermitente
Modo de digitalização	Sequência, aleatória, paralela (comutável)
Scanning Shapes	Triângulo / quadrado / retângulo / redondo / oval / hexágono / linear
Área do diagrama	≤20mm * 20mm
Interface de tela de toque colorida	10,4 polegadas
Sistema de refrigeração	Refrigeração a ar, refrigeração a água
Potência de entrada	AC 230V ± 10%, 50HZ / AC 110V ± 10% 60HZ
Tamanho do ponto	≥0,2mm no foco
Tempo de radiação / tempo de intervalo	0,01 1 s
Mira de mira	Raio infravermelho de 635nm
Fonte de energia	110 / 220V 10% 60HZ 6A


U.S. FOOD & DRUG
ADMINISTRATION


Follow FDA | En Español

SEARCH

Home | Food | Drugs | Medical Devices | Radiation-Emitting Products | Vaccines, Blood & Biologics | Animal & Veterinary | Cosmetics | Tobacco Products

510(k) Premarket Notification

FDA Home | Medical Devices | Databases


510(k) | DeNovo | Registration & Listing | Adverse Events | Recalls | PMA | HDE | Classification | Standards
CFR Title 21 | Radiation-Emitting Products | X-Ray Assembler | Medsun Reports | CLIA | TPLC

New Search

Back To Search Results

Device Classification Name	Powered Laser Surgical Instrument
510(K) Number	K200525
Device Name	Medical Diode Laser Hair Removal System
Applicant	Weifang Mingliang Electronics CO., LTD No.13426, Yuqing Street, High-tech District Weifang, CN 261000
Applicant Contact	Li Mingliang
Correspondent	Beijing Believe-Med Technology Service Co., Ltd. Rm. 912, Building#15, XiYueHui, No.5, YiHe North Rd., FangShan District Beijing, CN 102401
Correspondent Contact	Ray Wang
Regulation Number	878.4810
Classification Product Code	GEX
Date Received	03/02/2020
Decision Date	05/27/2020
Decision	Substantially Equivalent (SESE)
Regulation Medical Specialty	General & Plastic Surgery
510k Review Panel	General & Plastic Surgery
Type	Traditional
Reviewed By Third Party	No
Combination Product	No

CERTIFICATE

Display

Medical CE FDA IOS TUV



We can offer the door to door services by air or by sea
just depend on your actual request.Such as DHL,UPS,TNT,FEDEX.

