




* Laser de diodo de alta potência de 1800 w com tecnologia de resfriamento agradável, para depilação sem dor!

* O laser de diodo permite que a luz penetre mais profundamente na pele e seja mais seguro do que outro laser. porque pode evitar o pigmento melanina na epiderme da pele, podemos usá-lo para a depilação permanente de todos os pelos coloridos em todos os 6 tipos de pele.


* adequado para qualquer pêlo indesejado em áreas como rosto, braços, axilas, peito, costas, biquíni, pernas... Também tem a renovação da pele.

* Frequência 1-10 Hz. treatment fastly!!!

Máquina para depilação rápida e permanente. Sem dor!!



Parâmetros do produto



Modelo	808V19
Tipo de laser	Laser de diodo 808nm ou 755/808/1064nm 3 ondas combinadas
Mostrar	Tela sensível ao toque 4K de 14 polegadas
Comprimento de onda	755/808/1064
tiros	20-40 milhões de tiros
Energia	10~150 j/cm ² , ajustável
Frequency	1-10HZ
Resfriamento	Compressorarágua
Poder	3500W
Tamanho do ponto	12*24mm ou 12*36mm para escolher
Tensão	110 V/60 HZ ou 220 V/50 HZ para escolher
Peso líquido	95Kg

Peso bruto 105Kg
Tamanho da máquina 53*40*105cm
Tamanho da caixa 125*56*70,4
Lidar com exibição

Handle display

① Optional 12*24mm/12*36mm light spot size.

Different spot size meet different body parts hair removal needs .



*spot size : 12*24mm*



*spot size : 12*36mm*

② 10bars 1200w / 15bars 1800w. 10million—40million shots.
Effective for permanent hair removal

③ 755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.

Cooling effect

The handle has a cooling effect that
improve treatment comfort.



*spot size : 12*24mm*



*spot size : 12*36mm*

4cm²



Three Simultaneous Wavelengths in One Applicator

Plus Exceptionally 4cm² Large Sport
Size



The lowest handle
temperature can reach -27°C



For all skin types

Triple wavelength laser work together

755
nm

808
nm

1064
nm

755nm/808nm/1064nm

755nm
808nm
1064nm

O laser Waves combina 755nm 808nm 1064nm, adequado para todos os tipos de tratamento de pele e cabelo.


755nm para depilação de pele branca (pelos finos/ dourados).

808nm para depilação de pele amarela (natural).

1064nm para depilação de pele negra (cabelo preto).

Antes e depois da máquina de depilação a laser de diodo de platina de gelo

working principle



755 nm for white skin (fine, golden hair removal);



808nm for yellow neutral skin (brown hair removal);




1064nm for black skin (black hair removal)



A natural




B energy absorbed by hair



C hair follicle died

working principle

Triple wavelength laser spots work together




Antes e depois da comparação do efeito

Scope of application

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...









We help you
Goodbye to the embarrassment



The sign features three rows of 'Before and After' photographs, each with a right-pointing arrow between them. The 'Before' images show significant hair growth on the arm, side, and chest, while the 'After' images show smooth skin with no visible hair. Each image is labeled 'Before' or 'After' in a blue box at the bottom.

Body Area	Before	After
Arm		
Side		
Chest		

Exibição do sistema de tela

System Function



- 4k high definition screen system
- Different parts can be selected
- 6 skin type Any language could be added
- Logo could be added for free
- Easy to operate
- Stable operation

The screen of Alma soprano titanium

- 14 inch big screen, quick touch, easy operate
- Male & female, 6 body parts, 6 skin types
- 6 language options, your native language can be added

Our certificate

All the process of the producing is under ISO 13485 Quality system and match with CE certification request.



BV-France's most authoritative
certification body BV Group certification



TUV-Germany's most authoritative
certification body Rheinland certification



SGS-Switzerland's most authoritative
certification body SGS certification

