

Power upgrade

Make your hair removal faster



Quatro vantagens


1,3 ondas 1064 nm Diodo 808 nm 755 nm, 3 em 1 todos os tipos de pele podem ser usados

Alta potência: NOVO cabo de 1000W/1200W/1600W para opções

2. Tamanho grande do ponto 15*25mm, 12*35mm solução de depilação facial e corporal!

3. Sistema de resfriamento: Sistema de resfriamento Dual-TEC exclusivo, mais eficaz para garantir o funcionamento da máquina o dia todo, 24 horas sem tempo de inatividade.

4. Longa vida: garantia dupla de suporte de vida



máquina de depilação a laser de diodo de platina gelada.

- Sem pigmentação. Adequado para qualquer tipo de pele;
- Adequado para qualquer tipo de pele;
- Seguro e rápido.
- Padrão Internacional de Remoção de Pêlos;
- O comprimento de onda ideal do laser;

Our



VS



Other

 ✓ The screen of the handle does not freeze, and the capacitive screen system is operated by sliding	 ✗ Controller screen freezes, single-point operation
 ✓ 350g, smaller and lighter, more convenient for treatment	 ✗ The industrial handle is large and heavy, which makes the healer tired
 ✓ Customizable single band cooling for one minute, no need to wait during treatment, continuous cooling improves efficiency by 50%	 ✗ The replacement head is easy to get dust and burn out, cooling is slow, and you need to wait during the treatment process.
 ✓ Handle cooling piece×3,It can truly cool down in one minute and work 24 hours a day.	 ✗ There is only one handle cooling piece, which takes a long time to cool down. You need to wait for the handle to re-cool during the treatment process.
 ✓ Customer feelings:Good,The treatment has a micro-needle feel and is relatively comfortable.	 ✗ Customer feelings:Poor,The treatment felt like micro-needle, and there was obvious heat pain I couldn't tolerate it after 20 seconds, so I stopped and started again.
 ✓ Treatment without waiting	 ✗ Need to cool again during treatment

Sistema de refrigeração: Sistema de resfriamento Dual-TEC exclusivo, mais eficaz para garantir o funcionamento da máquina o dia todo, 24 horas sem tempo de inatividade.



Tamanho grande: a alça pesa apenas 350g! Solução de remoção de pêlos faciais e corporais de 15 * 25 mm, 12 * 35 mm!



Alça da máquina de depilação a laser de diodo: resfriamento rápido, tratamento indolor.

MULTI-SCREEN LINKAGE

HANDLE WITH LARGE SCREEN, FREE INTERACTION WITH THE MAIN SCREEN, NO DELAY,
CAPACITIVE SCREEN SYSTEM SLIDING OPERATION



STABILIZE



SMOOTH



HANDLE SCREEN



ondas laser combina 755nm 808 nm 1064nm, adequado para tratamento de todos os tipos de pele e cabelo.

755nm para remoção de pêlos de pele branca (cabelo fino/dourado).

808nm para depilação amarela (natural) da pele.

1064nm para depilação de pele negra (cabelo preto).

Antes e depois da máquina de depilação a laser de diodo de platina gelada



Higher power compressor

Ensure the best cooling effect




20%



New filter

- Double filtering
- Ensure clean water quality
- No need to change frequently



New upgrade
Italian water pump

Lifespan increased by
500%

Aplicação: Comparação do efeito do tratamento

Máquina de remoção de pêlos a laser de diodo de platina ICE para remoção segura e permanente de pêlos em todas as peles

Comprimento de onda/tipo de laser	Preço da máquina de depilação a laser de diodo de platina de gelo 755/808/1064
Poder	2.000 W;
Saída de energia laser	0-150J/cm2 (ajustável)
Largura de pulso do laser	10-800ms(ajustável);
Frequência de saída de pulso	1-10Hz;
Tamanho do ponto	Opção 15*25mm ² /10*20mm ²

Interface LCD operacional	Tela de toque LCD True Color de 10,4TFT
Sistema de refrigeração Barra laser:	Condensador águaarTEC Opção de barra de 10 ou 12 PCS
Tamanho da máquina	105*40*40cm
Tamanho do pacote:	115*59*61cm
Peso líquido	35KG
Fonte elétrica	220 V/50 Hz ou 110 V/60 Hz

Comentários de compradores

Tela para máquina de depilação a laser de diodo de platina de gelo



Prazo de entrega:	3 dias úteis.
Método de entrega:	Serviço expresso porta a porta, como DHL, UPS, FedEx, TNT, etc.

Embalagem:	Caixa de alumínio com espuma
------------	------------------------------