





Макро- и микрофокусированная ультразвуковая система высокой интенсивности
Безоперационный метод подтяжки лица, укрепления тела и контурной пластики тела!

Описание продукции




Используйте высокоэнергетический ультразвук, фокусируясь на месте лечения, чтобы ткани кожи создавали тепло, и создавали высокоскоростные фрикционные клетки для стимуляции коллагена. Такой тепловой эффект не повредит эпидермис, поскольку обработка обеспечивает быстрый и прямой доступ к месту лечения в течение 0-0,5 секунды, не касаясь окружающих тканей, и может передаваться непосредственно в систему поверхностных сухожильных мембран (SMAS), поэтому его можно сделать упругую кожу, одновременно подтягивая мышечный слой, тонкое лицо до прогрессивного эффекта.



MF2.0MM

Unique ultra-thin
probe Clexis patented
technology

"Special cartridge for eyes treatment"



Body Treatment



• *Treatment Effect* •



| | |
|--------|--|
| Модель | 7D-терапевтическое устройство сфокусированного ультразвука |
| Имя | Фокусированный ультразвук высокой интенсивности |

| | |
|----------------------------|---|
| Ручки | Лицо: 1,5 мм, 3,0 мм, 4,5 мм |
| | 7Д ВЧ: МФ2/6/9/13 Л4-4,5 Л7-1,5 Л7-3,0 |
| Выход энергии | 0,1-2,5 Дж (0,1 Дж на шаг) |
| Пространство между точками | 1,0 мм-4,0 мм |
| Длина выстрела | 5 мм-25 мм |
| выстрелы | Каждый патрон 300000 выстрелов. |
| Размер экрана | 15 дюймов |
| Напряжение | 110-240 В, 50/60 Гц |

[Добро пожаловать, чтобы получить более подробную информацию о продукте!](#)