

# DIODE LASER



# ICELLO



## **MLKJ — лучший коммерческий аппарат для лазерной эпиляции.**

В соответствии с принципом селективной фототермодинамики длину волны, энергию и ширину импульса лазера можно правильно отрегулировать так, чтобы лазер проходил от поверхности кожи к корневому волосяному фолликулу. Энергия света поглощается и преобразуется в тепловую энергию, которая разрушает ткань волосяного фолликула, лишая волосы возможности регенерации, а лазеры MLKJ делают лазеры MLKJ безболезненными и постоянными благодаря запатентованной технологии.

Аппарат лазерной эпиляции является неинвазивным методом лечения, после процедуры он не нанесет особого вреда окружающей коже, не повлияет на нормальную жизнь и работу.

□ Устройство сертифицировано FDA и медицинским CE.

□ 3 в 1 - три лазерные технологии в одном устройстве

- Александритовые, диодные и Nd:YAG лазеры - лечат все типы кожи
- Простое управление
- Возможно онлайн-обучение.
- 50 миллионов снимков на кончик!

### **Ручка дисплея**



1. Без боли. Наконечник наконечника охлаждается до -32 градусов Цельсия и делает лечение комфортным и эффективным.
2. Первичные результаты лечения. 2-3 сеанса лечения могут показать стойкие результаты.
3. Практически безболезненно при контакте с сапфиром, непревзойденный комфорт и безопасность.
4. Кончик лица повышает доступность. Легко обрабатывайте труднодоступные места, включая уши, ноздри и глабеллу.



Цена на аппарат лазерной эпиляции 755/808/1064нм.

>>808 single wave or 755nm/808nm/1064nm perfect triple wavelengths

>>America Imported Emitter, strong energy

>>10/12 pieces or 16 pieces Germany Dilas original laser bars, 1200W/1800W power is capable to meet all demands of hair removal on the whole body

# Medical diode laser

**50000000+shots**  
**can treat 10000+clients**

- \*Not easy to be burned
- \*Low maintenance cost
- \*Stable quality



- >>1-10Hz fast frequency,faster, smooth and effective treatment
- >>Super sapphire touch cooling system ensures painless and comfortable treatment
- >> Italy imported stainless water pump, it can keep machine working long time without stop. Make sure the heat were removed very quickly
- >>Double filters to keep water quality



# The real experience is visible

Through live test verification ,safe ,long,painless  
and effective



14-дюймовый экран 4К, интеллектуальное сенсорное управление

\* 6 стилей кожи на выбор

\* Легко предоставить оперативные навыки/услуги по обучению

\* Бесплатный логотип и язык можно настроить на экране.



# You'll get

Two major service guarantees  
Worry-free after-sales

## 01 Professional after-sales group


24 hours offers the solution  
Solve problems quickly with your active cooperation

## 02 Free maintenance

Warranty period, Send your replacement  
parts for free

Производитель косметических инструментов с опытом работы 15 лет и сертификацией FDA, CE, ISO13485.

Мы стремимся сделать ваш бьюти-бизнес проще!



# Establishment Registration & Device Listing

FDA Home Medical Devices Databases



<a href="#">New Search</a>	<a href="#">Back To Search Results</a>
<p><b>Establishment:</b>          WEIFANG MINGLIANG ELECTRONICS CO.,LTD.          Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District          Weifang Shandong, CN 261000  <b>Registration Number:</b> 3007549439  <b>FEI Number*:</b> 3007549439  <b>Status:</b> Active  <b>Date Of Registration Status:</b> 2022</p> <p><b>Owner/Operator:</b>  <a href="#">Weifang Mingliang Electronics CO.,LTD.</a>          Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District          Weifang, Shandong CN 261000  <b>Owner/Operator Number:</b> <a href="#">10082104</a></p> <p><b>Official Correspondent:</b>          Pingping Lv          Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District          Weifang, Shandong CN 261000  <b>Phone:</b> 86-10-56335780</p> <p><b>US Agent:</b>          Wen Xu          4611 Maydew Mews Way Ellicott City MD          Ellicott, MD US 21042  <b>Phone:</b> 443 8968583 Ext  <b>Email:</b> <a href="mailto:Infor@Believe-Med.Com">Infor@Believe-Med.Com</a></p>	
<p>* Firm Establishment Identifier (FEI) should be used for identification of entities within the imports message set</p>	

Page Last Updated: 05/09/2022

Note: If you need help accessing information in different file formats, see Instructions for Downloading Viewers and Players.

Language Assistance Available: Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog | Русский | العربية | Kreyòl Ayisyen | Français | Polski | Português | Italiano | Deutsch | 日本語 | فارسی | English



### Authentication

FDA,NQA13485,CB certification  
and more Complete certification  
materials



### 60000+ Customers

We have professional after sale  
team and we provide 7\*24  
services



### 2 Years Warranty

2 years warranty for each  
machine, All questions will get  
reponse within 24 hours

Добро пожаловать на консультацию! Онлайн-сервис 7x24 часа!