


980+ microneedle multi-function machine

- ✓ Vascular lesions
- ✓ Proliferative lesion
- ✓ Age spots and sun spots
- ✓ Spider veins
- ✓ Face lift
- ✓ Skin rejuvenation
- ✓ Reduce wrinkles
- ✓ Scar remover
- ✓ Skin tightening
- ✓ Acne treatment




Диодный лазер 980 нм микроиглы Применение Терапевтический диапазон

- 1) сосудистые поражения, пролиферативные поражения
- 2) удаление сосудистых звездочек
Лечение телеангиэктазий и сосудов
- 3) подтяжка лица, омоложение кожи
- 4) Лечение акне, уменьшение морщин, удаление шрамов, подтяжка кожи
- 5) Удаление пятен, пигментных пятен, солнечных ожогов, пигментации

EXFU

Focus on repairing skin problems

Clear effect, strong pertinence.



2 в 1 диодный лазер 980 нм микрогла

Лазерный луч с длиной волны 1,980 нм фокусируется в диапазоне диаметров 0,2-0,5 мм, чтобы обеспечить более сфокусированную энергию для достижения ткани-мишени, избегая при этом ожога окружающих тканей кожи.)вызывает избирательное поглощение тканей гемоглобином (гемоглобин является основной мишенью лазера)
2. Процедура RF Microneedling использует сверхтонкие иглы и радиочастотную (RF) энергию для проникновения в верхний слой кожи. Это позволяет регенерировать эластин и коллаген в обработанных участках, что приводит к оживлению кожи.


Microneedle 980 laser





Дисплей рукоятки RF Microneedling


Handle details




Аппарат Exfu RF Microneedling может подтянуть кожу и обеспечить ее упругость за счет коагуляции мягких тканей. Это позволяет регенерировать эластин и коллаген в обработанных участках, что приводит к оживлению кожи.

WORKING PRINCIPLE

Make Your Beauty Business Easier




Microneedle delivers thermal energy to the treatment area more safely and effectively allowing treatment regardless of skin type. The laser energy is mostly absorbed by melanin, especially in darker skin which contains a higher melanin content.



For Micro Needle Microneedle treatments, Effective, direct thermal stimulation to remodel collagen with less epidermis damage. Micro Microneedle penetrates target area from epidermis to dermis without energy loss; stimulates and efficiently remodels disordered collagen.


Как лечить для оживления кожи? Разбудите естественную выработку коллагена и эластина в вашей коже. В процедуре частотного микронидлинга используются ультратонкие иглы и радиочастотная (РЧ) энергия для проникновения в верхний слой кожи и запуска естественного процесса заживления организма для регенерации нового коллагена и эластина. В отличие от некоторых других процедур ревитализации кожи, эти процедуры можно проводить на всех типах кожи, на любом участке тела и в любое время года.



Control the treatment depth from 0.5-3mm by screen

TREATMENT EFFECT

Make Your Beauty Business Easier



Каковы области лечения?

Поддается лечению как лицо, так и тело. Площадь обрабатываемых областей выглядит следующим образом: Полная

Лицо/лоб/гусиные лапки/верхняя часть щеки/нижние глаза/нижняя часть/щека/нос/верхняя и нижняя губа/подбородок/линия челюсти/шея/декольте/локти/живот

Диодный лазерный дисплей с длиной волны 980 нм

PROFESSIONAL AND FAST

CHANGE 



+ 1mm



+ 2mm



+ 3mm

- **Laser power 15w**

Our 980 machine adopts 15w low power, adjustable power and 30w application in medical devices.



- **Adjustable light spot**

Adjusting ring with four adjusting light spots, the thicker the adjusting ring, the larger the light spot, and the thinner the adjusting ring, the smaller the light spot.

- **Life 10,000 hours**

The service life is up to 10,000 hours, which can be used for 24 hours continuously.



- **No trauma**

Max directional conduction patent technology is adopted to act on the capillary in a targeted manner, breaking up hemoglobin in the capillary in an instant, shrinking and solidifying the expanded capillary in an instant, and the red blood filaments disappear.

- **Two therapeutic heads**


The two treatment heads are respectively used for treating red blood silk and onychomycosis.




Аппарат для удаления сосудистых звездочек 980 с диодным лазером
Диодный лазер 980нм ремонт и удаление седых ногтей

WORKING PRINCIPLE

The pulse width can be used to warm up the blood vessels so that they can be heated and condense to avoid the purple



1 The hemoglobin in the capillary rupture of the moment



2 The hemoglobin was removed after rupture

TREATMENT EFFECT

The pulse width can be used to warm up the blood vessels so that they can be heated and condense to avoid the purple

OPERATION SHOWS





BEFORE & AFTER



TREATMENT EFFECT T

BEFORE & AFTER



OPERATION SHOWS



Особенности машины:

- * Нет расходных деталей, машина может работать 24 часа в сутки.
- * Совершенно не повреждает эпидермис. * Безболезненно, неинвазивно, без простоя.
- * Портативный дизайн, удобный для транспортировки.
- * Запасной лазер 980 нм с 4 кольцами для регулировки размера пятна золотая микроигльчатая машина с 4 головками для шлифовки кожи.
- * Можно выбрать несколько языков, мы можем сделать бесплатный логотип в соответствии с вашими требованиями.



**One-button
Power on**

Дизайн с включением одной кнопкой
Экранный дисплей

4K SCREEN DISPLAY

Make Your Beauty Business Easier



1. 14-дюймовый большой сенсорный экран, гуманизированный дизайн
2. Мужской/женский, части тела, 6 типов кожи на выбор.
3. Английский ваш родной язык.
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (логотип/система...)

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you





Профиль компании



15 Years
Laser Beauty Decvice
Manuafactor

MLKJ — компания с 15-летней историей, занимающаяся дизайном, разработкой, производством и продажей косметических инструментов. Настоящая фабрика, реальный производственный процесс, реальная оценка! Добро пожаловать в нашу компанию или видео визит! Только при выборе настоящего партнера можно гарантировать качество продукции!

Our Showroom



Production Process



Warehouse spare parts



Parts assembly



Precision machining



Handle fabrication



Product assembly process



Quality inspection of finished products



Product packaging

Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service