




Короткоимпульсный лазер: продолжительность $\leq$ наносекунд ($10e-6$ секунд)

[Лучший лазер для удаления татуировок](#)

Функции:

- ☐ Используя эффект механического звукового давления света, длительность одного излучения короткая, высокая энергия, пиковая мощность;
- ☐ Ширина импульса обычно не регулируется;
- ☐ Короткий импульс реализуется с помощью технологии модуляции добротности.



Quick burst melanin

Pulse intelligent regulation

Safe and effective

Информация о товаре

Light guide arm imported from South Korea

- **Life can reach 5 million times**

Long service life, up to 5 million exposures, to better meet customer needs.

- **Aluminum**

Equipped with high-quality aluminum light guide arm, quality is guaranteed

- **Counterweight**

The light guide arm adopts a counterweight design, which makes the operation more flexible and convenient



Благодаря 7 направляющим светильникам свет становится более симметричным! Плотность энергии (Дж/см²) является решающим параметром лазерной терапии с модуляцией добротности. Лазер с модуляцией добротности обычно не может регулировать ширину импульса, задавать одно и то же значение энергии света (мДж), если чем меньше площадь действия (чем меньше диаметр пятна), тем больше плотность энергии, тем интенсивнее кожная реакция, что означает «фокусировка»

О ручке


Product advantage

- 
- ⬆ Fast and scar-less
 - ⬆ imported 7 joint articulated arm 360 treatment without dead angle and ensure the highest energy output minimum energy loss during laser transmission.
 - ⬆ Spots no longer appear
 - ⬆ 2-10mm adjustable spot size
Different treatment areas are applicable
Energy density is automatically adjusted with spot size.
 - ⬆ The combination different laser pulse durations, Provide an optimal method for shattering all sizes of pigment particles.

Эффект лечения

Особенности: 1. Высокая производительность: Рубиновая лазерная система имеет высокую выходную энергию и высокую плотность мощности, что позволяет проводить быстрые и эффективные операции и лечение. 2. Безопасность. В системе используется передовая лазерная технология для точного контроля глубины и интенсивности лазерного луча, сводя к минимуму повреждение окружающих тканей. 3. Многофункциональность: рубиновую лазерную систему можно использовать для различных операций и процедур, включая удаление кожи, лечение сосудистых заболеваний, заживление шрамов и т. д. 4. Высокая точность: система имеет высокоточные функции позиционирования и управления лазерным лучом, может точно обращаться с целевой тканью, повышать успешность операции и эффект лечения. 5. Портативность: система Ruby Laser имеет компактный дизайн, удобна в переноске и перемещении и подходит для различных клинических условий.

TECHNICAL PRINCIPLE



Traditional laser

Traditional nanosecond lasers predominately rely on photothermal action, delivering heat to the pigment and surrounding tissue




Laser luxe

Laser luxe takes advantage of Pressure Wave Technology to shatter the target ink into tiny particles that are easily

Длина волны 755, используемая для отбеливания и пожелтения, быстро удаляет пылевые пигменты и легко восстанавливает белую кожу. Пикосекундный лазер с длиной волны 532 нм оказывает наилучшее воздействие на желтые татуировки, за которыми следуют красные татуировки. Пикосекундный лазер с длиной волны 1064 нм лучше всего подходит для черных татуировок. Длина волны 532 используется для лечения эпидермальных пятен, таких как веснушки, пятна кофе, пятна фотостарения, следы от прыщей и морщины, а также красные и желтые татуировки. 1064 используется для лечения кожных пятен, таких как коричнево-цианомели, оталоми, хлоазма, пигментация, отбеливание и осветление для удаления желтых, черных и синих татуировок, можно стирать, использовать для лечения прыщей, уменьшения пор и подтяжки кожи, для достижения эффекта омоложения кожи.

Before & After



Before

After



Before

After




Before

After



Before

After



Before

After



Before

After

Parameters Table

Device Name	Laser luxe
Wavelength	1064nm 755nm 532nm
Screen Size	12 inch 4K Style touch screen
Pulse Duration	~7ns@1064nm ~6.5ns@532nm
Frequency	1-10hz
Spot size	2-10mm adjustable
Energy	1064/1000mj 755/1000mj 532/1000mj
Beam of light transmission	7 articular-arm of light guide transmitting
Indicator of aiming light	650 red diode laser
Cooling	Water cooling+Air cooling
Voltage	AC220V/110V 50HZ/60HZ
Demension of machine	93.6*92.7*39cm
Package	Aluminum box
Warranty	2 years



Отбеливание кожи Пикосекундный лазер Q-switched Nd Yag Лазерная машина для удаления татуировок Аксессуары: Кроме того, у нас также есть различные аксессуары, чтобы предоставить нашим клиентам отличный сервис.

Лазер Q-switched наносекундный короткий импульс 755 532 1064 сосудистая терапия восстановление шрамов пикосекундный лазерный аппарат для удаления татуировок





You'll get

Six value-added services

One-stop after-sales solution



2 years machine
warranty
1 year for handle



Free enterprise
training



Test **videos** and
pictures
about the machine



A professional
training service
training files
training videos



Customized logos,
posters and promotional
videos, put the logo on
screen system



Parcel **tracking service**
Help to do
Customs clearance

После службы:

* Учитывая большие расстояния между нами и нашими клиентами, а также для того, чтобы намного лучше обслуживать наших клиентов, * Наша компания создает профессиональную команду по технологиям послепродажного обслуживания.

* Наш техник обеспечит своевременное решение любой проблемы с машиной и подготовит для вас документы в течение 24 часов.

*Вы также можете связаться с нами по телефону, онлайн и т. д.

Узнайте больше информации о продукте и знаний о красоте, обращайтесь к нам!
Онлайн-сервис 7*24 часа!