



Доступная по всему миру машина для удаления татуировок портативная пикосекундная машина для удаления татуировок с системой удаления татуировок с 5 головками

15 лет производства и продажи косметических инструментов

Устройства красоты имеют сертификат CE/FDA

доставка 24-48 часов

Глобально доступный

Establishment Registration & Device Listing

FDA Home Medical Devices Databases



New Search	Back To Search Results
Establishment: WEIFANG MINGLIANG ELECTRONICS CO.,LTD. Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District Weifang Shandong, CN 261000 Registration Number: 3007549439 FEI Number*: 3007549439 Status: Active Date Of Registration Status: 2022	
Owner/Operator: Weifang Mingliang Electronics CO.,LTD. Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District Weifang, Shandong CN 261000 Owner/Operator Number: 10082104	
Official Correspondent: Pingping Lv Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District Weifang, Shandong CN 261000 Phone: 86-10-56335780	
US Agent: Wen Xu 4611 Maydew Mews Way Ellicott City MD Ellicott, MD US 21042 Phone: 443 8968583 Ext Email: Infor@Believe-Med.Com	
* Firm Establishment Identifier (FEI) should be used for identification of entities within the imports message set	

Page Last Updated: 05/09/2022

Note: If you need help accessing information in different file formats, see Instructions for Downloading Viewers and Players.

Language Assistance Available: Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog | Русский | العربية | Kreyòl Ayisyen | Français | Polski | Português | Italiano | Deutsch | 日本語 | فارسی | English

Удаление татуировки пикосекундным лазером 532 755 1320 1064nm
q переключатель nd уаg лазерная машина для удаления татуировок
Описание продуктов

Picosecond new upgrade

The maximum energy, the best effect

Smallest size


Rational design

5 treatment heads, detachable and rotatable outer wire design
a solution to a variety of skin problems



Мастерское качество, отражение мельчайших деталей Рациональный дизайн

1. Продукт имеет новый внешний вид и в основном продается как популярная модель.
2. Регулируемый кронштейн ручки, прочный и долговечный
3. Нескользящая ручка, эргономичный дизайн.
4. Удлиненная соединительная трубка для лечения



1064nm

532nm

1320nm

755nm

1064nm

It's different!

How is it different?

Наименьший размер

1. Принять основные компоненты медицинского оборудования. Размер машины меньше.
2. Более низкие трансграничные перевозки по сравнению с обычными машинами.
3. Ручка меньше и удобнее в использовании

О ручках

How is it different?



5 лечебных головок, съемная и вращающаяся внешняя проводочная конструкция

1. 532: Удалить цветные татуировки.
2. Сотовая головка 755: используется для удаления пигментных пятен, веснушек и хлоазмы. небольшое повреждение кожи
3. Регулируемый параметр 1064: для удаления татуировки, очистки бровей.
4. Нерегулируемый параметр 1064: используется для удаления татуировок и очистки бровей.
5. 1320: обработка большой площади, большое пятно, высокая скорость обработки и хороший эффект.

Advantage

The maximum energy, the best effect


Laboratory data shows that the laser rod reaches 2000mj.
Precise calculation of laser value
The aiming distance of the indicator light is 6-10cm

5 treatment heads

Detachable and rotatable outer wire design
532: Remove colored tattoos.
755:honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin
Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing
1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows
1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect

Сравнение эффектов

Working Principle



TREATMENT HEADS



532: Remove colored tattoos.



755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin



Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing



1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows



1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect



Максимум энергии, лучший эффект

1. Лабораторные данные показывают, что лазерный стержень достигает 2000 мДж.
2. Точный расчет мощности лазера
3. Расстояние прицеливания светового индикатора составляет 6-10 см.


Параметры продукта

1064nm

Precise Calculation Laser Value

The aiming distance of the indicator light is 6-10cm

6-10cm



You think you can. you can
No one can stop me



Импортный каменный кассетный механизм Q-switch, весь сплошной лазер, без замены Q-switch.

Удаление татуировки. Удалите черные, синие, коричневые и красные пигменты татуировки на бровях, линии глаз, линии губ и других частях тела. Удалите родимое пятно, невус отаса и кожные пятна. Мгновенная взрывная высокая лазерная технология, международный стандарт производства, строгое техническое испытание. Решение множества проблем с кожей.


Treatment **Effec**

Tattoo removal


Nevus Ota removal

Eyebrow and eyeliner removal


Lipline removal



Original pigment



Traditional laser



Picosecond Laser



Экранный дисплей

10-дюймовый большой сенсорный экран истинного цвета

Супер крутой сенсорный опыт

6 языков на ваш выбор, можно добавить специальный язык

Принимаются услуги OEM, такие как настройка параметров, включая объем энергии/частоты/времени

Screen Image

The display screen is clear at a glance and easy to operate



10 inch true color big touch screen. Super cool touch Experience.
Special language can be added according to your actual requirements.
Your logo also can be added on diode laser screen.

Picosecond new upgrade

The maximum energy, the best effect

Smallest size

Rational design

5 treatment heads, detachable and rotatable outer wire design
a solution to a variety of skin problems



Технологии	Пикосекундный лазер / лазер Nd YAG
Функция	Удаление прыщей с веснушками/лечение куклой Blackface
Ручки	5 голов
Длина волны	1064nm 532nm 1320nm 755nm
Зона обработки	Лицо Тело Лицо Шея Руки Ноги....
Частота	1-10 Гц
Напряжение	110V/220V 50-60Гц

Почему выбрали нас

15-летний производитель с богатым опытом производства косметических машин!

15 лет золотой поставщик Alibaba

Утверждены сертификаты CE Утверждены сертификаты TUV Персональное изготовление на заказ и OEM



15 Years
Laser Beauty Decvice
Manuafactor

Опытный производитель Вы будете сотрудничать с фабрикой с более чем 15-летним опытом производства косметического оборудования, объединяя исследования и разработки, дизайн, производство и продажи. Мы экспортируем в более чем 126 стран, поддерживая более 60 000 пользователей, более надежные и профессиональные. Профессиональные исследования и разработки и новейшие технологии Опираясь на нашу профессиональную научно-исследовательскую и техническую команду, продукты будут продолжать модернизироваться, вы получите новейшие машины с новейшими технологиями и всегда будете в авангарде отрасли, что делает вас более конкурентоспособными в индустрии красоты.

Our Showroom



Все виды сертификатов Все приобретаемые вами косметологические аппараты прошли сертификаты высокого качества, такие как CE, FDA, TUV, ISO 13485 и т. д.

Независимо от того, из какой вы страны/региона, вы можете использовать машины на законных основаниях, безопасно и эффективно.

Превосходный сервис ODM/OEM Вы получите бесплатные услуги по индивидуальной настройке и эксклюзивную защиту, чтобы обеспечить надежную гарантию развития вашего бренда. Ваши машины могут быть уникальными на рынке.

CERTIFICATES



BV-France's most authoritative certification body BV Group certification



TUV-Germany's most authoritative certification body Rheinland certification




SGS-Switzerland's most authoritative certification body SGS certification



Italy ECM Certification



ISO
13485
NQA medical system
certification



Production Process



Warehouse spare parts



Parts assembly



Precision machining



Handle fabrication



Product assembly process



Quality inspection
of finished products



Product packaging

Не беспокойтесь о гарантии и послепродажном обслуживании. Все машины имеют двухлетнюю гарантию и пожизненное обслуживание, вы получаете круглосуточное онлайн-обслуживание от профессиональной команды послепродажного обслуживания. Всякий раз, когда у вас возникают какие-либо проблемы, вы можете связаться с нашей командой послепродажного обслуживания, и проблема будет решена в кратчайшие сроки.

Бесплатное обучение на всех станках. Вы получите бесплатное обучение и сертификат об обучении. Получите полные и простые для понимания учебные курсы. Также профессиональные косметологи предоставят онлайн-консультации. Ваш бьюти-бизнес станет проще.

Упаковка продукта

Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service

CONTACT US



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month