

Co2 fractional laser vaginal tightening

You change that surprised them

- Easily remove stains
- Remove acne marks
- Shrink pores, tender skin.
- Tattoo removal





Collagen contraction and remodeling



Pigmentation removal



Skin tightening

up

Forehead

Eyelid / Brow

Nasolabial folds

Cheek

Double chin



Glabellum

Front face

Neck



Vaginal tightening



Scar removal



Stretch mark removal

down

SKIN RECONSTRUCTION



Five therapeutic heads

Equipped with scanning head * 1 / cutting head * 1 / private head * 3

• Scanning head efficacy

Tender skin/shrink pores/remove striae gravidarum and chloasma

• Cutting head efficacy

Removing sarcoma / nevus

• Efficacy of private head


Tighten vagina / tender vulva / tender vulva



• Trachea



Adjustable dot shape and size



Shape display

информация о продукте

Функция фракционного лазера CO2:

1. Лазерная шлифовка кожи.
2. Лазерное удаление морщин.
3. Операция по удалению лазерного рубца.
4. Лазерная блефаропластика.
5. Прочие применения: Удаление пятнистого невуса, хлоазм, веснушек, возрастных пигментов, бородавок, себорейного кератоза, синингомы, угрей, милиумов, стрий беременных; Усадка пор; Подтяжка кожи; Лазерная трансплантация волос; Лазерное увеличение груди и др.



CO2 FRACTIONAL LASER

CLEARLY DIFFERENT

BENEFITS



Shortest Pulse Duration,
Enabling High Peak Power



Improved ROI with Excellent Results in
Fewer Treatments



Unique Double Pulse Mode



Versatile Platform Enabling Multiple
Patient-Tailored Treatment Options



Supreme Feature-Set




I - VI Suitable for All Skin Types

Work Theory


It concentrated thermal heating of the vaginal tissue inner layers induces collagen and elastine contraction and regeneration of these proteins in the longer term. These molecular signal activate the entire wound healing process of the body's local immune system. The treatment outcome is the complete remodeling of the vaginal tissue in addition to re-establishment of firm "young like" vaginal tissue embedded with string-like, thick and long collagen fibers.



1. Laser irradiation angle can be adjusted



2. Laser irradiation can be rotated 360 degrees




3. The area of the laser is compact edge contraction



4. vaginal walls shrink and tightening

WORKING PRINCIPLE



The CO₂ laser uses a unique head piece which tracks the CO₂ 10.6 μm wavelength light as it passes light through its optical lens to penetrate the skin. We can control the depth of the penetration from only a few micrometers in depth (only as deep as a few sheets of paper) to much deeper with tiny thermal channels. This will also determine the length of healing, the number of treatments and the cost. Each thermal channel creates a small micro-injury but does not significantly disturb or disrupt the surrounding tissue.

Treatment effect comparison



before treatment



during treatment



after treatment



after 30days

Acne Scars



BEFORE



AFTER

Burn Scars



BEFORE



AFTER

Hypertrophic Scars



BEFORE



AFTER

Surgery Scars



BEFORE



AFTER

Chicken Pox Scars




BEFORE



AFTER

Accident Scars



BEFORE



AFTER

Экранный дисплей

10,4-дюймовый сенсорный экран, 6 видов кожи на выбор. * 10,4-дюймовый большой сенсорный экран с истинным цветом


* Супер крутой сенсорный опыт

* 6 языков на ваш выбор, можно добавить специальный язык


* Принимаются услуги OEM, такие как регулировка параметра, включая энергию / частоту / ширину импульса

* 12 типов выходных шаблонов

SCREEN IMAGE



MAIN INTERFACE



OPERATION INTERFACE



OPERATION INTERFACE

Тип лазера

Фракционный лазер на диоксиде углерода

Длина волны лазера

1060 нм

Мощность лазера

до 40 Вт (опционально)

Световая система

7 суставов рук

Длительность импульса	100-5000 мкс
Facula	одионый режим
Сфокусированный диаметр луча	0,25 мм
Фокусная область	0,05 мм ²
Форма вывода	Ultra Pulse, дробный
Режим работы	Прерывистая загрузка
Режим сканирования	Последовательность, случайная, параллельная (переключаемая)
Сканирование фигур	Треугольник / квадрат / прямоугольник / круглый / овальный / шестиугольник / линейный
Площадь диаграммы	≤20 мм * 20 мм
Интерфейс Красочный сенсорный экран	10,4 дюйма
Холодильная система	Воздушное охлаждение, водяное охлаждение
Входная мощность	230 В переменного тока ± 10%, 50 Гц / 110 В переменного тока ± 10% 60 Гц
Размер пятна	≥0,2 мм в фокусе
Время облучения / интервал времени	0,01 1 с
Прицельный луч	635 нм инфракрасный луч
Источник питания	110/220 В 10% 60 Гц 6 А


U.S. FOOD & DRUG
ADMINISTRATION

Follow FDA | En Español

SEARCH

Home | Food | Drugs | Medical Devices | Radiation-Emitting Products | Vaccines, Blood & Biologics | Animal & Veterinary | Cosmetics | Tobacco Products

510(k) Premarket Notification

FDA Home | Medical Devices | Databases


510(k) | DeNovo | Registration & Listing | Adverse Events | Recalls | PMA | HDE | Classification | Standards
CFR Title 21 | Radiation-Emitting Products | X-Ray Assembler | Medsun Reports | CLIA | TPLC

[New Search](#)
[Back To Search Results](#)

Device Classification Name	Powered Laser Surgical Instrument
510(K) Number	K200525
Device Name	Medical Diode Laser Hair Removal System
Applicant	Weifang Mingliang Electronics CO., LTD No.13426, Yuqing Street, High-Tech District Weifang, CN 261000
Applicant Contact	Li Mingliang
Correspondent	Beijing Believe-Med Technology Service Co., Ltd. Rm. 912, Building#15, XiYueHui, No.5, YiHe North Rd., FangShan District Beijing, CN 102401
Correspondent Contact	Ray Wang
Regulation Number	879.4810
Classification Product Code	GEX
Date Received	03/02/2020
Decision Date	05/27/2020
Decision	Substantially Equivalent (SESE)
Regulation Medical Specialty	General & Plastic Surgery
510k Review Panel	General & Plastic Surgery
Type	Traditional
Reviewed By Third Party	No
Combination Product	No

CERTIFICATE

Display

Medical CE FDA IOS TUV



We can offer the door to door services by air or by sea
just depend on your actual request.Such as DHL,UPS,TNT,FEDEX.

