




- 1.Трехволновой диодный лазер.
2. Золотые лазерные стержни из Германии или США, увеличенный срок службы на 40 000 000.
3. Безопасный, быстрый, безболезненный, постоянный
4. Для всех типов кожи и волос для удаления волос
- 5.14.0-дюймовый сенсорный экран истинного цвета с 6 цветами кожи.



---- Лазерный стержень, импортированный из США, может стрелять 20-40 миллионов раз

----Лазерная технология, 3D 7558081064нм или скоростной диод 808нм

----Большая мощность, 1000 Вт, 1200 Вт и 1600 Вт на выбор, каждая полоса реально 100 Вт

---- Большой размер пятна 12*20 мм, 15*25 мм, 12*38 мм для варианта

---- Очень легкая ручка, всего 450 г, вам будет удобнее держать ее во время лечения

---- Хорошее охлаждение льдом, безболезненное лечение



MACHINE DETAILS DISPLAY

EXQUISITE DETAIL DISPLAY




О ручках



Безопасное использование для всех типов кожи

1. Алекс 755нм для светлой кожи
2. Скоростной диод 808нм для желтой кожи
3. Длинный импульс 1064 нм для более темной кожи



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)

Параметры продукта



Длительность импульса	10-300 мс регулируемый
Температура кристалла	-27°C~5°C
Лазерная планка	10бар/12бар/16бар, импортируется из Германии/США
Технологии	Волны рубца 7558081064нм Технология
Выходная мощность	1000 Вт/1200 Вт/1600 Вт

Тип лазера	Диодный лазер 808 нм или 3 волны 755/808/1064 нм вместе взятые
Система отображения	12-дюймовый экран
Длина волны	755/808/1064
выстрелы	20-40 миллионов выстрелов
Энергия	10~150 Дж/см ² , регулируемая
Частота	1-10 Гц
Охлаждение	Компрессорвоздухвода
Власть	3500 Вт
Размер пятна	12*20 мм или 12*35 мм на выбор
Напряжение	110 В/60 Гц или 220 В/50 Гц на выбор

Экранный дисплей



Программа машины

1. 12-дюймовый большой экран, быстрое касание
2. Мужской и женский, 6 частей тела, 6 типов кожи, настройка умного программного обеспечения
3. 6 вариантов языка, можно добавить ваш родной язык
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (логотип/система...)

Сравнительная таблица до и после эффекта удаления волос

