

4IN1 MACHINE

Diode laser E-light ND YAG RF



Real shot display

01



Diode laser handle

02



Elight handle

03



ND YAG Laser handle

04



RF handle

Çok fonksiyonlu elight ipl diyot lazer 808nm epilasyon nd yag dövme kaldırma rf ile

Modeli	Elight808nm diyot lazernd yag LazerRF
Başvuru	1)Epilasyon, çil giderme 2) Cilt gençleştirme 3) Pigmentasyon tedavisi 4) Kırışıklıkları ortadan kaldırmın 5) Akne temizliği 6) Eyeline kaldırma 7)Kaş nakışının çıkarılması 8)Dövme silme 9) Çillerin giderilmesi

Işık kaynağı	Yoğun Atımlı Işık
El aleti	Bir Elight kolu Bir adet 808nm diyot lazer kolu Bir nd yağ lazer kolu ve bir RF kolu
Dalgaboyu	IPL:420/510/690~1200NM (IPL Standardı) 585/640/755~1200nm(isteğe bağlı) SHR:640-690NM
Darbe Gecikme Süresi	1~50ms
Akıcılık	2~15ms
Ekran	8,4 inç daha renkli dokunmatik ekran
Nokta boyutu	12x20mm, 12x35mm, 15x50mm
Q-Anahtarlı Nd	ND: YAG lazer
Dalgaboyu	1064&532&1320nm
Darbe enerjisi	0-800mj 0-300mj
SHR'nin Enerjisi	1-50J
Soğutma sistemi	Aire ve colse su sirkülasyonu, yarı iletken soğutma sıcaklığı ayarlanabilir tedavi başlığı
Güç	1600-3000W
Elektrik kaynağı	-4----0
Paketleme metodu	Alüminyum Ambalaj
Paketleme metodu	Alüminyum Ambalaj

Çok fonksiyonlu elight ipl diyot lazer 808nm epilasyon nd yağ dövme kaldırma

808nm diyot lazer kolu süper hızlı epilasyon için

e-ışık(IPLRF) kolu cilt gençleştirme, cilt sıkılaştırma, anca kaldırma, epilasyon ve cilt bakımı vb. için.

nd yağ lazer kolu Dövme silme, göz kalemi kaldırma vb. için

rf için kafa yüz ve vücut zayıflama, cilt gençleştirme vb.

Advantage

- **Diode laser handle**

Painless hair removal, Permanent hair removal, Suitable for all skin tones.

- **Elight handle**

Elight for hair removal ,skin rejuvenation,vascular therapy ,pigmentation therapy,acne therapy.

- **ND YAG Laser handle**

ND Yag laser for tattoo removal, eyeline remova, eyebrow ,embroidery removal. freckle removal.

- **RF handle**

Skin tightening/lifting, wrinkle removal on bod




DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless

755 NM

The Power of Diversity



808 NM

Up To Speed



1064 NM

Dedicated to Darker Skin





One minute cooling

Suitable for hair removal on any part of the body



Arms



Legs



Face



Armpits



Back



Chest




How does it work

E-light IPL for Hair removal/Skin rejuvenation/Vascular Job/Pigmentation treatment/Acne clearance

Face and body with big and small treatment head.

Through the scientific design of diode laser handle, the high-energy laser beam instantly penetrates the skin and reaches the hair follicle during treatment, output light is absorbed by melanin in the hair follicle, so destroying the hair follicle and reach permanent hair removal. The laser pulse width is set shorter than the time that human body's feeling time, a single shot of light is over, but the human body fell painless, then could achieve the painless treatment feeling, to improve the customer's comfortable experience



Refuse To Repeat And Leave No Scum



1 week-2 weeks
(2 times a week)

75% hair loss
Start to grow slowly
Smaller pores

3 week-4 weeks
(2 times a week)

Hair becomes thinner and
less
Rejuvenate tender
skin
Smooth body

5 week-8 weeks
(2 times a week)

Select according to hair
growth status. Use it
selectively, say goodbye
Repeated hair removal.

IPL Handle

© **High-quality IPL**

Handpiece with super cooling system

© **Optional Spot Size**

15*50mm,15*35mm,12*30mm

© **Long shots time**

IPL:150,000 times

© **7 filters**

420/510/560/585/640/690/755nm

Standard:420/510/560/690nm



420nm

Acne removal
Vascular
treatment

510nm

Pigmentation
therapy,Remove
freckles

560nm

Skin
rejuvenation
wrinkle removal

585nm

Remove Red
blood silk

640nm

Hair removal
(light skin)

690nm

Hair removal
(brown skin)

755nm

Hair removal
(black skin)





ND YAG

5 Treatment Heads

532: Remove colored tattoos.
 755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin
 Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing
 Non-adjustable parameter 1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows
 1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect





ND YAG ADUANTAGE

Imported crystal bonding laser rod, best quality , shot more than 1.5 million times
 Counter on the handle, more easy to get the total shot time
 LED red indicator, more easy to aim on the treatment area.
 5 treatment tips for multi fuctions: tattoo removal, skin rejuvenation, pigment removal, carbon peeling...



RF Handle

Suitable to 6 kinds of therapy area, to make sure the treatment on the corner of eye, and other area on face.



Çok fonksiyonlu elight ipl diyot lazer 808nm epilasyon nd yağ dövme kaldırma

14 inç renkli dokunmatik ekran, erkek ve kadın cildi, 6 dil seçeneği.

Diliniz ve logonuz serbestçe eklenebilir.

14 inch true color touch screen

Professional Screen, Easy operation



Teslim süresi: Ödeme alındıktan sonra 3-5 iş günü.

Ödeme koşulları: T/T (banka havalesi), Western Union

Garanti: Makinenin tamamı için 2 yıl, sap için 1 yıl

Nakliye Yolu: Hava yoluyla kapıdan kapıya servis, DHL/UPS/TNT

Paket: Sert köpüklü alüminyum kutu

Packing

safe and thoughtful packaging sevice



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,