

980+ microneedle multi-function machine

- ✓ Vascular lesions
- ✓ Proliferative lesion
- ✓ Age spots and sun spots
- ✓ Spider veins
- ✓ Face lift
- ✓ Skin rejuvenation
- ✓ Reduce wrinkles
- ✓ Scar remover
- ✓ Skin tightening
- ✓ Acne treatment



980nm Diyot Lazer Mikro İğne Uygulamaları Terapötik aralık

- 1) Vasküler lezyonlar, Proliferatif lezyon
- 2) Örümcek damar kaldırma
Telanjiyektazi ve kan damarları tedavisi
- 3) Yüz germe, cilt gençleştirme
- 4) Akne tedavisi, kırılganlıkları azaltmak, yara izi giderici, cilt sıkılaştırma
- 5) benek, yaşlılık lekeleri, güneş yanığı, pigmentasyonu çıkarın

EXFU

Focus on repairing skin problems

Clear effect, strong pertinence.

+ Remove red blood streaks

+ Tira anti-aging

+ Light grain

+ Skin rejuvenation

2'si 1 Arada 980nm Diyet Lazer Mikro İğne

1.980nm lazer ışını, çevreleyen cilt dokusunun yanmasını önlerken hedef dokuya daha fazla odaklanmış enerji sağlamak için 0,2-0,5 mm çapındaki bir aralığa odaklanır.) hemoglobin tarafından doku seçici absorpsiyona neden olur (hemoglobin lazerin ana hedefidir)

2. RF Microneedling tedavisi, cildin üst tabakasına nüfuz etmek için ultra ince iğneler ve radyo frekansı (RF) enerjisi kullanır. Bu, uygulama yapılan bölgelerde elastin ve kollajenin yenilenmesini sağlayarak cildin canlanmış bir görünüme kavuşmasını sağlar.

Microneedle 980 laser





RF Microneedling Kolu Ekranı


Handle details




Exfu RF Microneedling makinesi, yumuřak doku pıhtılařması yoluyla cildi sıkılařtırabilir ve sıkılık saęlayabilir. Bu, uygulama yapılan blgelerde elastin ve kollajenin yenilenmesini saęlayarak cildin canlanmıř bir grnme kavuřmasını saęlar.

WORKING PRINCIPLE

Make Your Beauty Business Easier




Microneedle delivers thermal energy to the treatment area more safely and effectively allowing treatment regardless of skin type. The laser energy is mostly absorbed by melanin, especially in darker skin which contains a higher melanin content.



For Micro Needle Microneedle treatments, Effective, direct thermal stimulation to remodel collagen with less epidermis damage. Micro Microneedle penetrates target area from epidermis to dermis without energy loss; stimulates and efficiently remodels disordered collagen.


Cilt canlandırma tedavisi nasıl yapılır? Cildinizin doğal kolajen ve elastin üretimini uyandırın. Frekans mikroiğneleme tedavisi, cildin üst katmanına nüfuz etmek ve yeni kolajen ve elastini yeniden oluşturmak için vücudun doğal iyileşme sürecini tetiklemek için ultra ince iğneler ve radyofrekans (RF) enerjisi kullanır. Bu tedaviler, diğer bazı cilt canlandırma tedavilerinden farklı olarak tüm cilt tiplerine, vücudun her yerine ve yılın her döneminde yapılabilir.



Control the treatment depth from 0.5-3mm by screen

TREATMENT EFFECT

Make Your Beauty Business Easier



Tedavi alanları nelerdir?

Hem yüz hem de vücut tedavi edilebilir. Tedavi edilebilir alanlar alanı aşağıdaki gibidir: Tam Yüz/Alın/Kaz ayağı/Yanak Üstü/Alt Gözler/Alt/Yanak/Burun/Üst ve Alt Dudak/Çene/Çene Çizgisi/Boyun/Dekolte/Dirsekler/Karın

980nm Diyet Lazer Saplı ekran

PROFESSIONAL AND FAST

CHANGE 



- **Laser power 15w**

Our 980 machine adopts 15w low power, adjustable power and 30w application in medical devices.



- **Adjustable light spot**

Adjusting ring with four adjusting light spots, the thicker the adjusting ring, the larger the light spot, and the thinner the adjusting ring, the smaller the light spot.



- **Life 10,000 hours**

The service life is up to 10,000 hours, which can be used for 24 hours continuously.



- **No trauma**

Max directional conduction patent technology is adopted to act on the capillary in a targeted manner, breaking up hemoglobin in the capillary in an instant, shrinking and solidifying the expanded capillary in an instant, and the red blood filaments disappear.



- **Two therapeutic heads**


The two treatment heads are respectively used for treating red blood silk and onychomycosis.




Örümcek Damar Temizleme 980 Diyet Vasküler Lazer Makinesi
Diode Laser 980nm gri tırnakları onarır ve giderir

WORKING PRINCIPLE

The pulse width can be used to warm up the blood vessels so that they can be heated and condense to avoid the purple



1 The hemoglobin in the capillary rupture of the moment



2 The hemoglobin was removed after rupture

TREATMENT EFFECT

The pulse width can be used to warm up the blood vessels so that they can be heated and condense to avoid the purple

OPERATION SHOWS




BEFORE & AFTER



TREATMENT EFFEC T

BEFORE & AFTER



OPERATION SHOWS



Makine özellikleri:

- * Sarf malzemesi yoktur, makine 24 saat çalışabilir.
- * Epidermise kesinlikle zarar vermez. * Ağrısız, no-invaziv, kesinti yok.
- * Taşınabilir tasarım, taşınması kolay.
- * Spot büyüklüğünü ayarlamak için 4 halkalı üst donanımlı yedek, 980nm lazer cilt yenileme için 4 başlı altın mikro iğne makinesi.
- * Birden fazla dil seçilebilir, ücretsiz logoyu ihtiyaçlarınıza göre yapabiliriz.



Tek tuşla güç açma tasarımı
Ekran görüntüsü

4K SCREEN DISPLAY

Make Your Beauty Business Easier



1. 14 inç büyük dokunmatik ekran, insanlaştırmış tasarım
2. Erkek/dişi, vücut parçaları, seçenek için 6 cilt tipi.
3. İngilizceana diliniz.
4. Ücretsiz OEM program servisi(logo/sistem...)

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you





Şirket Profili



15 Years
Laser Beauty Decvice
Manuafactor

MLKJ, g zellik enstr manı tasarımını, geliřtirmesini,  retimini ve satıřını entegre eden 15 yıllık bir řirkettir. Ger ek fabrika, ger ek  retim s reci, ger ek deęerlendirme! řirketimize veya video ziyaretine hoř geldiniz! Yalnızca ger ek bir ortak se tięinizde  r n kalitesi garanti edilebilir!

Our Showroom



Production Process



Warehouse spare parts



Parts assembly



Precision machining



Handle fabrication



Product assembly process



Quality inspection
of finished products



Product packaging

Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service