



*Supramaksimal kas kasılmalarını indüklemeye yeteneğine sahip yüksek yoğunluklu elektromanyetik teknolojiyi kullanır.

*Hızla Değişen Manyetik Alan, sinir zarlarını polarize ettiği dokuda elektrik dalgaları oluşturur ve hedef kas dokusundaki motor birimleri yöneterek eşmerkezli kasılmalara neden olur.



*Tedavi sırasında kaslar supramaksimal seviyelere kadar kasılır. Yoğun

maksimum üstü kasılmalar, yağ hücrelerinde maksimum üstü lipolize yol açan kademeli bir etkiyi tetikleyen epinefrin salınımını arttırır.

*Bu arada, iç yapısının derinlemesine yeniden şekillenmesiyle yanıt verir, miyofibrillerin büyümesini (kas hipertrofisi), yeni protein zincirlerinin oluşumunu ve kas liflerinin büyümesini (kas hiperplazisi) indükler. İşlem, kas yoğunluğunun ve hacminin artmasıyla sonuçlanır.

REASONABLE DESIGN

PRODUCT DETAILS

SAFE AND CONVENIENT



HANDLE

The handles support independent and synchronous work

POWER LOCK

Prevent the power supply from falling out, causing damage to the machine



SHELF

Put the tools you can use

STRAP STORAGE

The handles support independent and synchronous work



EASY TO OPERATE

HD 15.6 INCH LARGE SCREEN

NEW APPEARANCE

SCREEN DISPLAY

EASY TO OPERATE



ONE-BUTTON START

MORE CONVENIENT



UX3

COOLING SYSTEM

GOOD BATTERY LIFE



OPERATING PARTS


The location of the handle operation must be consistent with the interface selection location




INCREASE MUSCLE MASS

HIGH EFFICIENCY

UP TO 50,000 PULSES IN 30 MINUTE SESSION



VS



+16%

Estimated increase in muscle mass

-19%

Estimated fat reduction

4 CM (1.5 INCHES) LOSS IN WAISTLINE CIRCUMFERENCE
11% REDUCTION IN ABDOMINAL MUSCLE SEPARATION (CALLED DIASTASIS RECTI)
5 X INCREASE IN FAT METABOLISM (APOPTOTIC INDEX INCREASED FROM 19% TO 92% AFTER TREATMENT) 80% PATIENTS WITH VISIBLE LIFTING EFFECT OF BUTTOCKS 96% PATIENT SATISFACTION


PRINCIPLE

HOW IT WORKS

EMSCULPT with HIFEM technology induces supramaximal muscle contractions not achievable by voluntary action. When exposed to supramaximal contractions, the muscle tissue is forced to adapt to such extreme condition.

The muscle responds with a deep remodeling of its inner structure, i.e., the growth of myofibrils (muscle hypertrophy) and creation of new protein strands and muscle fibers (muscle hyperplasia).

The process results in increased muscle density and volume.



Direct muscle stimulation, more efficient

More than 20,000 Sit-ups



Faster frequency

1-150Hz adjustable



More modes

5+1 optional



Higher efficiency

30 minutes treatment




Pays off faster

Speed up fat burning

DEVICE NAME:	EXFU TESLASCULPT MACHINE
MODEL NUMBER:	HI-EMT
APPLICATION:	FOR COMMERCIAL
SCREEN SIZE:	14INCH TRUE COLOR TOUCH SCREEN
PULSE DURATION:	300PS
FREQUENCY:	1-10HZ
SPOT SIZE:	2-10MM ADJUSTABLE
ENERGY:	20,000 SIT-UPS/50,000 MUSCLES CONTRACTIONS
AFTER-SALES SERVICE PROVIDED:	FREE SPARE PARTS, ONLINE SUPPORT, VIDEO TECHNICAL SUPPORT
WEIGHT:	65KGS
COOLING:	WATER COOLING+AIR COOLING
VOLTAGE:	AC220V/110V 50HZ/60HZ
DEMENSION OF MACHINE:	27*49*57CM
PACKAGE:	ALUMINUM BOX
WARRANTY:	2 YEARS

AMAZING EFFECT

Before & After



Before


Five weeks later

Eight weeks later



Before

After



Before

After



Before

After



Before

After