

5 in 1

BODY SHAPING SYSTEM

- ◎ Roller mechanical massage
- ◎ Vacuum negative pressure adsorption
- ◎ Bipolar radiofrequency thermal
- ◎ Near infrared laser



Advantage

5 treatment handles

According to different treatment areas, treatment items, treatment demands, etc., it can easily achieve perfect body shaping, local slimming and weight loss, skin tightening and lifting, skin texture improvement, etc.

Perfect control system

Adsorption strength, adsorption frequency, roller speed, roller direction, red light intensity, radio frequency power, etc., can be freely adjusted to meet various treatment demands of patients.

True dual-monopolar radio frequency system

The dual-monopolar radio frequency system using Korean 6M radio frequency power supply effectively avoids epidermal burns. The radio frequency energy acts more concentratedly on the target tissue (dermis and subcutaneous tissue), resulting in less pain during treatment. , the number of treatments is significantly reduced.

80K Kavitasyon: Düşük frekanslı ultrason dalgalarının kullanımına dayanarak vücutta “kavitasyon” adı verilen bir olay yaratır. Kavitasyon, ultrason dalgalarının yağ hücrelerini çevreleyen sıvı içinde küçük kabarcıklar oluşturup patlamasına ve bunların parçalanmasına neden olmasıyla ortaya çıkar..Selülit görünümünün azaltılmasında, cildin tonlanması ve sıkılaştırılmasında ve tedavi edilen alanların çevresinin azaltılmasında etkili olabilir.

Çok kutuplu RF: Cilde uygulanan elektromanyetik dalgaları kullanır ve dalgalar cildin yüzeyine nüfuz ederek daha derin katmanlara ulaşarak dokuların titreşmesine ve ısı üretmesine neden olur. Böylece yağ hücrelerinin parçalanmasını uyandır

Vakum RF'si: Hem vakum emme hem de RF teknolojisi teknolojilerini birleştirir. Vakum emme, cilde masaj yapmak ve manipüle etmek için kullanılırken RF teknolojisi, cildin derin katmanlarını ısıtmak, kollajen üretimini ve yağ hücrelerinin parçalanmasını teşvik etmek için kullanılır.



Bu makine nasıl çalışıyor?


Yüz operasyon başlığı sayesinde insan fibroblastlarını yeniden canlandırarak kollajen, elastik lifler, hyaluronik asit ve diğer maddeleri üretebilir ve cildin canlılığını geri kazanabilir; Yüz derisinin sarımsı donukluğunu, konturunun net olmamasını, elastikiyet eksikliğini, cilt gevşekliğini, kırışıklıkları, gıdı ve yüz çöküntülerini çözebilir.

İnce vücut Şekillendirme: Adipositlerin ayrışması için lipitleri kas enerjisine ayrıştırın, yağ hacmini azaltın, cildi sıkılaştırın, etkiyi şekillendirin. Selülit birikimini, vücut obezitesini, turuncu cilt dokusunu, nem ödemi vb. çözebilir.


Working principle



1 Pumping, relaxing, and pressing through vacuum vacuum suction




3 Reuse 940nm infrared to effectively reduce fat cells



4 Then use the roller or massage to dissolve deep fat, clear the lymph, eliminate toxins, eliminate edema



5 Use 10MHz RF to tighten and enhance skin after weight loss



6 Finally, the orange peel is faded, the curve is attractive, and the skin is smooth and smooth.

Working principle



Large handle with vacuum roller+RF+IR
For large area such as thigh, buttock waist and abdomen.



Medium handle, vacuum roller+RF+IR, button control
For small area, such as arms, flanks.



Small handle, vacuum +RF
For face, forehead and neck.



Smallest handle, vacuum +RF
For eyes.



Large 40KHz cavitation handle
For all body slimming.

Avantajları ve Özellikleri

1. Gövde sapı, kontrol edilmesi ve ayarlanması daha kolay olan 2,8 inçlik bir dokunmatik ekranla donatılmıştır.
2. Güzellik uzmanının zahmetli masajına gerek yok, basit bir işlem güvenlidir.
3. Frekans dönüşümü negatif basınç çekimi: saf fiziksel özelliğin cilde zararı yoktur, en iyi etki en derinlemesine.
4. İki yönlü güç silindiri: temas yüzeyi daha geniştir, fonksiyon alanı daha büyüktür, fonksiyon derinliği daha derindir.
5. Kişisel özel pens: üç boyutlu efekt derin, akıllı sonsuz değişken hız stimülasyon derinliği farklıdır.

Treatment efficacy



Body shaping




Dissolves fat and improves skin




Improve stretch marks



Dissolves fat and improves skin



Create a V face



Relieve joint pain










Ekran görüntüsü

- *14 inç dokunmatik ekran, kullanımı kolay;
- *Ürün görünümü ve işletim sistemi özelleştirme hizmetleri sağlayın;
- *Ürün kullanım rehberliği eğitimi;
- *Sistem yükseltme rehberliği, özel müşteri hizmetleri takip hizmeti!



Machine introduction



Daha fazla ürün detayı ve uygulama yöntemi, bize danışmaktan memnuniyet duyarız!
7*24 saat çevrimiçi hizmet!